

R||Logistic Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zolldausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	4
Behandlungsstuehle HNO etc.	4 - 10

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungsstuehle HNO etc.



HNO-Patientenstuhl 5106, elektrisch höhenverstellbar um 200 mm, Stuhlrotation 360° und stufenlos arretierbar.
Art.Nr.: 441.1594
HNO-Patientenstuhl 5106 und Universal-Behandlungsstuhl für weitere, allgemeine Anwendung in medizinischen Fachbereichen. • Mit stufenloser elektromotorischer Höhenverstellung mittels Doppelfußschalter. • Wartungsfreies, elektromotorisches Hubgerät, Hubhöhe 200 mm, mit 12V-Steuerung gem. IEC 601 1. • Die Rückenlehne ist von der Vertikalen 95° bis unter die Horizontale mittels Gasfeder zu verstellen. • Die Kopfstütze läßt sich stufenlos in der Höhe verstellen und ggf. ganz herauschieben. • Die zwei Armteile sind nach vorn und hinten abklappbar. • Das gesamte Oberteil ist rundum drehbar und stufenlos arretierbar. • Die einteilige Polsterauflage ist mit Klettbindern fixiert.
Technische Daten: • Sitzhöhenverstellung: 510 - 710 mm • Spannung: 230 V, 50 Hz • Stromaufnahme: 2,7 A • Gewicht: ca. 80 kg
Optionen • Nullstellungs-Fußschalter
Technische Änderungen vorbehalten!
Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.
Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier … Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
3.175,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



HNO-Untersuchungsstuhl 5104, elektrisch höhenverstellbar um 200 mm, Stuhlrotation 360° und stufenlos arretierbar
Art.Nr.: 441.5246
Universal-Patientenstuhl für HNO 5104 und Behandlungsstuhl für verschiedene medizinische Fachbereiche. • Mit stufenloser elektromotorischer Höhenverstellung mittels Doppelfußschalter. • Wartungsfreies, elektromotorisches Hubgerät, Hub 200 mm, mit 12V-Steuerung gem. IEC 601-1. • Das Sitzteil ist horizontal (leichte Sitzneigung) angebracht. • Die Rückenlehne ist von der Vertikalen 95° bis unter die Horizontale mittels Gasfeder zu verstellen. • Die Kopfstütze läßt sich stufenlos in der Höhe verstellen und ggf. ganz herauschieben. Nach Lockerung einer Griffschraube lässt sie sich zusätzlich ca. 170° in der Neigung verstellen. • Die gesamte Beinstütze kann in eine horizontale Stellung nach oben geklappt werden. Durch die synchron mitlaufende Fußtrittplatte wird eine Verlängerung der Beinauflage erreicht. • Die zwei komfortgepolsterten Armteile sind nach vorn und hinten abklappbar. • Stuhlrotation 360° für das gesamte Oberteil und stufenlos arretierbar • Die einteilige Polsterauflage ist mit Klettbindern fixiert.
Technische Daten: • Sitzhöhenverstellung: 510 - 710 mm • Spannung: 230 V, 50 Hz • Stromaufnahme: 2,7 A • Gewicht: ca. 80 kg
Optionen • Nullstellungs-Fußschalter
Technische Änderungen vorbehalten!
Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.
Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier … Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
3.985,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungstuehle HNO etc.



Patienten-Untersuchungsstuhl, ak 2003, elektrisch höhenverstellbar, für verschiedene Fachgebiete.
Art.Nr.: 608.ak2003
Der ak 2003 ist ein sehr hochwertiger und vielseitiger Patienten-Untersuchungsstuhl für verschiedene ärztliche Disziplinen. In der Standardversion enthaltenen ist die elektrische Höhenverstellung. Grundausrüstung • Elektrischer Antrieb 230 V / 50 - 60 Hz • Höhenverstellbar 200 mm, keine Suhlrotation • Netzanschlusskabel Sonderausstattung optional - Mehrkosten • Antriebs-Spannung 120 V / 60 Hz • Sonderlackierung • Sonderfarben Polster Der Stuhl kann entweder als "stand alone unit" eingesetzt werden, er ist aber auch kompatibel mit den meisten, gängigen Untersuchungseinheiten. Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirms unterliegen.
1.980,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Patientenstuhl 5101 für HNO und Ophthalmologie, elektrisch höhenverstellbar um 300 mm, Stuhlrotation 360°, arretierbar
Art.Nr.: 441.4823
Patientenstuhl 5101 für HNO und Ophthalmologie, Untersuchungsstuhl für weitere, allgemeine Anwendung in medizinischen Fachbereichen. • große Grundplatte, 700 x 500 mm, für große Standfestigkeit • wartungsfreier elektromotorischer Heber, Hubhöhe 300mm • Sitzhöhe: 51 - 81 cm • Höhenverstellung über einen Flachfußschalter • gepolstertes Komfortoberteil 360° drehbar und in jeder Stellung arretierbar • die hohe Rückenlehne ist von der Senkrechten 90° bis zur Waagerechten mittels Gasfeder verstellbar • Paar höhenverstellbare und bis unter die Sitzpolsterhöhe absenkbar, gepolsterte Armlehnen je Seite. (somit kann sich der Patient auch 90° gedreht auf dem Sitzteil platzieren) • Fußteil mit herausklappbarem Fußtritt kann von 90° abgeknickt bis zur Horizontalen nach oben geschwenkt und insgesamt 18 cm herausgezogen werden. Somit wird der Stuhl zur stabilen Liege • Kopfstütze ausziehbar und in der Neigung einstellbar • Polsterfarben gemäß Farbkarte • Metallteile lackiert, RAL 9002 Technische Daten: • Sitzhöhenverstellung: 510 - 810 mm • Spannung: 230 V, 50 Hz • Stromaufnahme: 2,7 A • Gewicht: ca. 80 kg Optionen • Nullstellungs-Fußschalter • Pelottenkopfstütze • Schalenkopfstütze • Fußauflrittbügel Technische Änderungen vorbehalten! Leasing und Mietkauf: Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier … Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
4.045,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Patientenstuhl, ak 5010 MBS, für Mammographie-Untersuchungen und stereotaktische Eingriffe.
Art.Nr.: 608.ak5010
Patientenstuhl ak 5010 MBS für den Transport und die Lagerung von Patientinnen für Mammographie Untersuchungen und stereotaktische Eingriffe. Elektrisch höhenverstellbar 300 mm, mit stufenlos verstellbarer Rückenlehne, die einzeln verstellbaren Rückensegmente und die höhenverstellbare Kopfstütze unterstützen jede Positionierung für diese Behandlungen. • Einzeln verstellbare Rückensegmente / Armauflagen für die Seitenlagerung "Park bench position" • Höhenverstellbares Kopfpolster • Leichter Einstieg in senkrechter Position. Die Armlehnen sind klappbar. Bequeme, schonende Patientenlagerung sitzend, in Rückenlage oder seitlicher (park bench) Position. Das Kopfpolster und die 2 Segmente der Rückenlehne sind einzeln und individuell einstellbar. Somit kann die Patientin auch in Seitenlage bequem und sicher für stereotaxie Eingriffe gelagert werden. Das Rückenboard ist ebenfalls einstellbar und stützt die Patientin sicher ab. Optional:

- Separate Rückenstütze für ak 5010 MBS
- Kopfstütze seitlich verschiebbar für ak 5010 MBS
- Polsterteile visco elastisch für ak 5010 MBS

Technische Daten

Maße und Gewicht

Gesamtlänge Fahrwerk (IR-Lehne senkrecht): 760 mm

Gesamtbreite Fahrwerk: 580 mm

Gesamtbreite Stuhl mit Armlehnen: 760 mm

Breite Sitzfläche: 580 mm

Gesamthöhe (Stuhl) Rückenlehne aufrecht: 1440 mm

Max. Länge Rückenlehne waagrecht: 1680 mm

Patientengewicht maximal: 135 / 250 kg

Gewicht (abhängig von Optionen) ca.: 95 kg

Verstellbereich Stuhl vertikal (Z)

Einstieghöhe Sitzpolster min.: 680 mm

Hub: 300 mm

Verstellbereich Rückenlehne

Senkrecht bis waagrecht: 90° C (Grd.)

Schocklagerung unter waagrecht: -15° C (Grd.)

Verstellbereich Kopfstütze

Vertikal in Rückenlage: 160 mm

Seitlich: 120 mm

Verstellbereich Schulterausschnitt

Ausklappen unter waagrecht: 40° C (Grd.)

Fahrwerk

3 Positionen Bremssystem:

• alle Räder frei

• 1 Lenkrolle fixiert

• alle Räder verriegelt

Rollendurchmesser: 125 mm

Elektrische Angaben

Batterie: 24 (2, 9) Volt (Ah)

Netzanschluss (Ladestation): 100 – 240 Volt

Ladezeit: 4 h

Nennfrequenz: 50 – 60 Hz

Nennstrom: 400 mA

Sicherung: T 1,25 / 250 A/H/V

Schutzart: IP 65

Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10): 6 Minuten

Polster elektrisch leitfähig (optional)

Umgebungsbedingungen - Anwendung

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C (Grd.)

Relative Luftfeuchtigkeit max.: 50%

Luftdruck: 700 – 1060 hPa

Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirmes unterliegen.

Leasing und Mietkauf
Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.

Weitere Informationen finden Sie hier …

Angebotsanfrage hier …

5.915,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungsstuehle HNO etc.



<p>Patientenuntersuchungsstuhl, ak 4003, elektrisch höhenverstellbar, mechn. verstellbare Rückenlehne, Stuhlrotation 360°.</p>
<p>Art.Nr.: 608.ak4003</p>
<p>Der ak 4003 ist ein sehr hochwertiger und vielseitiger Patientenuntersuchungsstuhl für verschiedene ärztliche Disziplinen. Neben den in der Standardversion bereits enthaltenen elektrischen Höhenverstellung und der manuellen Rückenlehne- Fußstützenverstellung bietet der Stuhl eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen.</p> <p>Grundausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Elektrischer Antrieb 230 V / 50 Hz, Hub 200 mm &bull; Elektronische Platine für unten aufgelistete Optionen &bull; Rückenlehne mechanisch neigbar, -7° bis zur Waagerechten &bull; Armlehnen hochklappbar &bull; Stuhl Rotation 360°, Verriegelung alle 90° &bull; Netzkabel oder Anschlußkabel zur Steuerung der Stuhlfunktionen <p>Sonderausstattung optional - Mehrkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Kopfstütze abnehmbar, verstellbar mit Klettband &bull; Fußstütze starr mit fester Trittfläche &bull; Sitz horizontale verschiebbar 100 mm, vor-, rück, mechanisch &bull; Fußschalter: 2 Funktionen, auf und ab &bull; Fußschalter: 3 Funktionen, auf, ab / Auto ab / Not Stop &bull; Sonderspannung 120 V / 60 Hz &bull; Sonderlackierung &bull; Sonderfarben Polster <p>Der Stuhl kann entweder als &bdquo;stand alone unit&ldquo; eingesetzt werden, er ist aber auch kompatibel mit den meisten, gängigen Untersuchungseinheiten. Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirmes unterliegen.</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>3.185,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungsstuehle HNO etc.



Patientenuntersuchungsstuhl, ak 5003, elektrisch verstellbar, Stuhlrotation 360°.
Art.Nr.: 608.ak5003
Der ak 5003 ist ein sehr hochwertiger und vielseitiger Patienten- Untersuchungsstuhl für verschiedene ärztliche Disziplinen. Neben den in der Standardversion bereits enthaltenen elektrischen Höhenverstellung und der manuellen Rückenlehne- Fußstützenverstellung bietet der Stuhl eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen.
<p>Grundausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Elektrischer Antrieb 230 V / 50 Hz, Hub 200 mm &bull; Elektronische Platine für unten aufgelistete Optionen &bull; Rückenlehne mechanisch neigbar, -7° bis zur Waagerechten &bull; Armlehnen synchron neigbar und nach oben zu klappen &bull; Fußstützen synchronisiert mit der RL bis zur Waagerechten &bull; Klappbare Trittplatte &bull; Stuhl Rotation 360°, Verriegelung all 90° &bull; Verstellbare und abnehmbare Kopfstütze &bull; Netzkabel oder Anschlußkabel zur Steuerung der Stuhlfunktionen <p>Sonderausstattung optional - Mehrkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Rückenlehne elektrisch neigbar bis horizontal &bull; Sitz horizontale verschiebbar 100 mm, vor-, rück, mechanisch &bull; Sitz horizontale verschiebbar 100 mm, vor-, rück, elektrisch &bull; Fußschalter: 2 Funktionen, auf und ab &bull; Fußschalter: 3 Funktionen, auf, ab / Auto ab / Not Stop &bull; Fußschalter: 5 Funktionen, auf, ab / Auto ab / vor, rück / Not Stop &bull; Verfahrbare Grundplatte für links, rechts oder vor, rück &bull; Sonderspannung 110 Volt &bull; Sonderlackierung &bull; Verlängerte Fußstütze 50 mm, Fußplatte auf Gleitlager &bull; Sonderfarben Polster <p>Der Stuhl kann entweder als &bdquo;stand alone unit&ldquo; eingesetzt werden, er ist aber auch kompatibel mit den meisten, gängigen Untersuchungseinheiten. Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirmes unterliegen.</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.193,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungsstuehle HNO etc.



Patientenuntersuchungsstuhl, HNO-Stuhl, ak 3003, elektrisch höhenverstellbar, Stuhlrotation 360°.
Art.Nr.: 608.ak3003
Der ak 3003 ist ein sehr hochwertiger und vielseitiger Patientenuntersuchungsstuhl / HNO-Stuhl, für verschiedene ärztliche Disziplinen. Neben den in der Standardversion bereits enthaltenen elektrischen Höhenverstellung bietet der Stuhl eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen.
<p>Grundausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrischer Antrieb 230 V / 50 Hz, Hub 200 mm • Elektronische Platine für unten aufgelistete Optionen • Rückenlehne starr mit integrierter Kopfstütze • Stuhl Rotation 360°, Verriegelung all 90° • Armlehnen hochklappbar • Netzkabel oder Anschlusskabel zur Steuerung der Stuhlfunktionen <p>Sonderausstattung optional - Mehrkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fußstütze starr mit fester Trittfläche • Sitz horizontale verschiebbar 100 mm, vor-, rück, mechanisch • Fußschalter: 2 Funktionen, auf und ab • Fußschalter: 3 Funktionen, auf, ab / Auto ab / Not Stop • Sonderspannung 120 V / 60 Hz • Sonderlackierung • Verlängerte Fußstütze 50 mm, Fußplatte auf Gleitlager • Sonderfarben Polster <p>Der Stuhl kann entweder als "stand alone unit" eingesetzt werden, er ist aber auch kompatibel mit den meisten, gängigen Untersuchungseinheiten. Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirms unterliegen.</p>
2.698,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Spezial-Patientenstuhl, ak 5003 m, zum Einsatz in der Mammographie und für Biopsien, fahrbar, mit motorischer Höhenverst
Art.Nr.: 609.ak5003m
Der ak 5003 m ist ein sehr hochwertiger Patientenuntersuchungsstuhl, speziell entwickelt für die Mammographie und Biopsien. Die manuell verstellbare Rückenlehne lässt sich auf jede Untersuchungs- oder Behandlungsposition einstellen. Robuste Schwerlastrollen ermöglichen den Transport der Patientin an verschiedene Untersuchungsstationen.
<p>Ausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrbarer Stuhl auf 100 mm Rollen • Stuhl mit motorischer Höhenverstellung, 200 mm • Integrierte Fußpedalbremse • Oberteil drehbar 360 ° mit Rasterung alle 90° • Verstellbare Kopfstütze • Rückenlehnenneigung von -5° Vorneigung bis zur Horizontallage • Hochklappbare Armlehnen • Bewegliche Fußstützen (Armlehne und Fußstütze bewegen sich synchron mit der Rückenlehne) • Unterteil lackiert in RAL 9002 grauweiß • Rückenlehnenhöhe 890 mm • Gesamtstuhlhöhe 1430 mm • Stuhlgewicht 75 kg <p>Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirms unterliegen.</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.575,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Behandlungsstuehle HNO etc.



<p>Spezial-Patientenstuhl, ak 5003 m, zum Einsatz in der Mammographie und für Biopsien, mit fixierter Höhe.</p>
<p>Art.Nr.: 608.ak5003m</p>
<p>Der ak 5003 m ist ein sehr hochwertiger Patientenuntersuchungsstuhl, speziell entwickelt für die Mammographie und Biopsien. Die manuell verstellbare Rückenlehne lässt sich auf jede Untersuchungs- oder Behandlungsposition einstellen. Robuste Schwerlastrollen ermöglichen den Transport der Patientin an verschiedene Untersuchungsstationen.</p> <p>Standardausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Fahrbarer Stuhl auf 100 mm Rollen &bull; Stuhl in fixer Höhe, nicht höhenverstellbar &bull; Integrierte Fußpedalbremse &bull; Oberteil drehbar 360 ° mit Rasterung alle 90° &bull; Verstellbare Kopfstütze &bull; Rückenlehnenneigung von -5° Vorneigung bis zur Horizontallage &bull; Hochklappbare Armlehnen &bull; Bewegliche Fußstützen (Armlehne und Fußstütze bewegen sich synchron mit der Rückenlehne) &bull; Unterteil lackiert in RAL 9002 grauweiß &bull; Rückenlehnenhöhe 890 mm &bull; Gesamtstuhlhöhe 1430 mm &bull; Stuhlgewicht 75 kg <p>Die abgebildeten Posterfarben sind annähernde Musterfarben, die Wiedergabe kann Schwankungen durch die Wiedergabequalität des Bildschirms unterliegen.</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>3.365,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>