

## R||Logistic Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net) / eMail: [rilogistic@live.de](mailto:rilogistic@live.de) und [post@rilogistic.net](mailto:post@rilogistic.net)

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net).

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

### Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

**Wichtig:** Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

# Inhaltsverzeichnis

<b>Medizintechnik fabrikneu</b> .....	4
Dentaltechnik - Stühle u. Hocker .....	4 - 15
• Lehnen u. OP-Armstützen .....	15 - 16



Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Art.Nr.: 305.DSMF-2000-01 Artzdrehhocker - Drehstuhl mit Rückenlehne, Typ: DSMF-2000-01 &bull; Arzt-Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst &bull; Sitzteil mit leichter Neigung von 3 Grd. zur Rückenlehne &bull; Rückenlehne höhenverstell- und neigbar, Polsterstärke 45 mm &bull; polierte Ausführung &bull; Rundsitz Ø 38 cm &bull; Polsterstärke 75 mm &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder &bull; Sitzhöhenverstellung von 44 - 57 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
269,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Art.Nr.: 305.DSMF-2000-02 Artzdrehhocker - Drehstuhl mit Rückenlehne, Typ: DSMF-2000-02 mit Fußring &bull; Arzt-Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst &bull; Sitzteil mit leichter Neigung von 3 Grd. zur Rückenlehne &bull; Rückenlehne höhenverstell- und neigbar, Polsterstärke 45 mm &bull; mit höhenverstellbarem Fußring &bull; polierte Ausführung &bull; Rundsitz Ø 38 cm &bull; Polsterstärke 75 mm &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder &bull; Sitzhöhenverstellung von 54 - 74 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
299,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Art.Nr.: 305.11070 Ärztlicher Arbeitsstuhl - Praxishocker, Typ: Eurolift 11070, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; Rundsitz Ø 35 cm &bull; Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; Metallteile verchromt &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 41 - 54 cm &bull; Ausführung H: 48 - 67 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
246,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Arztstuhl mit ergonomischem Sattelsitz, Ergolift 1520, höhenverstellbar durch Handsteuerhebel, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.1520
Ärztlicher Arbeitsstuhl - Sattelhocker, Typ: Ergolift 1520, mit Sattelsitz &bull; neuartiger medizinischer Mehrzweck-Arbeitsstuhl mit ergonomischem Sattelsitz &bull; Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen &bull; Sitzhöhenverstellung handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; strapazierfähiger Sitzbezug aus atmungsaktivem Kunstleder &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; Sitzwinkelverstellung mit Gewindespindel zur individuellen Anpassung der Sitzneigung &bull; antistatische Ausführung Sitzhöhe &bull; Sitzhöhe im Sattelscheitelpunkt: 53 - 78 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
375,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Arztstuhl mit ergonomischem Sattelsitz, Ergolift 2520, höhenverstellbar mittel Fußsteuerscheibe, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.2520
Ärztlicher Arbeitsstuhl - Sattelhocker, Typ: Ergolift 2520, mit Sattelsitz &bull; neuartiger medizinischer Mehrzweck-Arbeitsstuhl mit ergonomischem Sattelsitz &bull; Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen &bull; Sitzhöhenverstellung durch Fußsteuerscheibe mittels Sicherheitsgasfeder &bull; strapazierfähiger Sitzbezug aus atmungsaktivem Kunstleder &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; Sitzwinkelverstellung mit Gewindespindel zur individuellen Anpassung der Sitzneigung &bull; antistatische Ausführung Sitzhöhe &bull; Sitzhöhe im Sattelscheitelpunkt: 53 - 78 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
428,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Zahnarzt Arbeitsstuhl, Dentalift 22004, Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.22004
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 22004, Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493&dash; Abbildung mit optionaler OP-Armstütze &bull; Sicherheitsfahrwerk des Zahnarztstuhl mit 5 Doppelrollen &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und asynchron stufenlos einstellbar &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar, links und rechts montierbar Sitzhöhe &bull; Ausführung: 42 - 55 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
685,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhl, Dentalift 1515, anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster, Fußstritring
Art.Nr.: 305.1515
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 1515, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit verchromtem Sicherheitsfahrwerk, 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußstritring &bull; anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster &bull; Spezialsitzmechanik für individuelle Einstellbarkeit von Sitz und Rücken &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Formsitz in der Neigung stufenlos einstellbar &bull; Rückenwippmechanik permanent schwingend und arretierbar &bull; Rückenhöhenverstellung 7,5 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder, handbetätigt Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite Sitzhöhe: &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
538,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl, Dentalift 2515, anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster, Fußstritring
Art.Nr.: 305.2515
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 2515, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit verchromtem Sicherheitsfahrwerk, 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußstritring &bull; anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster &bull; Spezialsitzmechanik für individuelle Einstellbarkeit von Sitz und Rücken &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Formsitz in der Neigung stufenlos einstellbar &bull; Rückenwippmechanik permanent schwingend und arretierbar &bull; Rückenhöhenverstellung 7,5 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder und Fußsteuerscheibe Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite Sitzhöhe: &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
657,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhl, Dentalift 11001, mit Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11001
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 11001, mit Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußtrittling &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Metallteile verchromt und trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Steuerhebel und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Airflow Rundsitz Ø 35 cm &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge bei Formsitzen &bull; Sonderhöhe auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 44 &ndash; 57 cm &bull; Ausführung H: 51 &ndash; 70 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
695,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl, Dentalift 11001, ohne Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11001
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 11001, ohne Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußtrittling &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; optional - kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Metallteile verchromt und trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Steuerhebel und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Airflow Rundsitz Ø 35 cm &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge bei Formsitzen &bull; Sonderhöhe auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 44 &ndash; 57 cm &bull; Ausführung H: 51 &ndash; 70 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
470,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhl, Dentalift 11004, Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11004
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 11004, Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk des Zahnarztstuhl mit 5 Doppelrollen &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und asynchron stufenlos einstellbar &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Handsteuerhebel und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar, links und rechts montierbar Sitzhöhe &bull; Ausführung: 44 - 57 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
625,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl, Dentalift 22001, mit Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.22001.1
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 22001, mit Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußtritttring &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Metallteile verchromt &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Airflow Rundsitz Ø 35 cm &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge bei Formsitzen &bull; Sonderhöhe auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
895,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhl, Dentalift 22001, ohne Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.22001.2
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 22001, ohne Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußtritttring &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Metallteile verchromt &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; Rückenlehne &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Airflow Rundsitz Ø 35 cm &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite &bull; mechanische Sitzwinkelverstellung zur individuellen Einstellung der Sitzschräge bei Formsitzen &bull; Sonderhöhe auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &dash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &dash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
598,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl, Dentalift 22015, Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.22015
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 22015, Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &dash; Abbildung mit optionaler OP-Armstütze &bull; Sicherheitsfahrwerk des Dentalstuhls mit 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußtritttring &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und asynchron stufenlos einstellbar &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Metallteile verchromt und trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Rückenhöhenverstellung 7 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite &bull; Sonderhöhe auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &dash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &dash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
725,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztthocker Dentalift 1401, Rundsitz D = 35 cm, ohne Rückenlehne, breiter Fußtrittling, 5 Doppelrollen
Art.Nr.: 305.1401.2
Zahnärztlicher Arbeitshocker, Typ: Dentalift 1401, ohne Rückenlehne, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtrittling &bull; Rundsitz Ø 35 cm, Komfortpolsterung &bull; Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; Rundsitz Ø 38 cm, Komfortpolsterung Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
395,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztthocker Dentalift 2401, Rundsitz D = 38 cm, ohne Rückenlehne, breiter Fußtrittling, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.2401.2
Zahnärztlicher Arbeitshocker, Typ: Dentalift 2401, ohne Rückenlehne, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtrittling &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
425,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztthocker DH-2000-01, höhenverstellbar von 43 - 56 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-01
Zahnarzt Drehhocker, Typ: DH-2000-01 &bull; Zahnarzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst &bull; polierte Ausführung &bull; Rundsitz Ø 38 cm &bull; Polsterstärke 75 mm &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder &bull; Sitzhöhenverstellung von 43 - 56 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
209,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhler DH-2000-03/LG, höhenverstellbar von 53 - 73 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-03
Zahnarztstuhler, Typ: DH-2000-03/LG
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Zahnarzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst</li> <li>&amp;bull; polierte Ausführung</li> <li>&amp;bull; Rundsitz Ø 38 cm</li> <li>&amp;bull; Polsterstärke 75 mm</li> <li>&amp;bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte</li> </ul>
Einstellmöglichkeiten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder</li> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung von 53 - 73 cm</li> </ul>
Technische Änderungen vorbehalten!
Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
229,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhler DH-2000-04/RA, höhenverstellbar von 43 - 56 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-04
Zahnarztstuhler, Typ: DH-2000-04/RA
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Zahnarzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst</li> <li>&amp;bull; polierte Ausführung</li> <li>&amp;bull; Rundsitz Ø 38 cm</li> <li>&amp;bull; Polsterstärke 75 mm</li> <li>&amp;bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte</li> </ul>
Einstellmöglichkeiten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz und Gasdruckfeder</li> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung von 43 - 56 cm</li> </ul>
Technische Änderungen vorbehalten!
Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
213,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhler DHMF-2000-01, höhenverstellbar, Fußring, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DHMF-2000-01
Zahnarztstuhler, Typ: DHMF-2000-01
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Zahnarzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst</li> <li>&amp;bull; höhenverstellbarer Fußring</li> <li>&amp;bull; polierte Ausführung</li> <li>&amp;bull; Rundsitz Ø 38 cm</li> <li>&amp;bull; Polsterstärke 75 mm</li> <li>&amp;bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte</li> </ul>
Einstellmöglichkeiten:
<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder</li> <li>&amp;bull; Sitzhöhenverstellung von 53 - 73 cm</li> </ul>
Technische Änderungen vorbehalten!
Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
252,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztthocker mit Rückenlehne, Dentalift 11005, Rundsitz D = 35 cm, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11005.1
Zahnarztthocker,mit Rückenlehne, Typ: Dentalift 11005, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull;Praxishocker mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; Rundsitz Ø 35 cm, Komfortpolsterung &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Sitzhöhe &bull; Ausführung: 56 - 75 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
595,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztthocker ohne Rückenlehne, Dentalift 11005, Rundsitz D = 35 cm, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11005.2
Zahnarztthocker,ohne Rückenlehne, Typ: Dentalift 11005, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull;Praxishocker mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; Rundsitz Ø 35 cm, Komfortpolsterung &bull; Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung Sitzhöhe &bull; Ausführung: 56 - 75 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
398,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl - Zahnarztthocker, Dentalift 11006R, mit Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11006R.1
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 11006R,mit Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; Rundsitz Ø 35 cm &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Rundum-Handsteuerung und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Rundsitz Ø 38 cm Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 44 &ndash; 57 cm &bull; Ausführung H: 51 &ndash; 70 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
575,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnarztstuhl - Zahnarztthocker, Dentalift 11006R, ohne Rückenlehne, höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11006R.2
Zahnarztstuhl, Typ: Dentalift 11006R, ohne Rückenlehne Ausführung gemäß DIN EN ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; Rundsitz Ø 35 cm &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Rundum-Handsteuerung und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Formsitz 1103, Formsitz Super Denta &bull; Rundsitz Ø 38 cm Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 44 &ndash; 57 cm &bull; Ausführung H: 51 &ndash; 70 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
345,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl Dentalift 1401, Rundsitz D = 35 cm, mit Rückenlehne, breiter Fußtritting, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.1401.1
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 1401, mit Rückenlehne, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtritting &bull; Rundsitz Ø 35 cm, Komfortpolsterung &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; Rundsitz Ø 38 cm, Komfortpolsterung &bull; andere Rückenlehnen auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
598,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Zahnarztstuhl Dentalift 2401, Rundsitz D = 38 cm, mit Rückenlehne, breiter Fußtritting, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.2401.1
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 2401, mit Rückenlehne, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtritting &bull; Airflow Rundsitz Ø 38 cm &bull; kleine Rückenlehne mit Komfortpolsterung &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: &bull; andere Rückenlehnen auf Anfrage Sitzhöhe &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
665,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker



Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Dentalift 1415, anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster, breiter Fußtrittling
Art.Nr.: 305.1415
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 1415,Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk, 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtrittling &bull; anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Formsitz in der Neigung stufenlos einstellbar &bull; Rückenwippmechanik permanent schwingend und arretierbar &bull; Rückenhöhenverstellung 7,5 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder, handbetätigt Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite Sitzhöhe: &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
535,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Dentalift 2415, anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster, breiter Fußtrittling
Art.Nr.: 305.2415
Zahnärztlicher Arbeitsstuhl, Typ: Dentalift 2415,Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 &bull; Zahnarztstuhl mit Sicherheitsfahrwerk, 5 Doppelrollen &bull; breiter Fußtrittling &bull; anatomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster &bull; Alle Metallteile trittfest, pulverbeschichtet RAL 9002 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: &bull; Formsitz in der Neigung stufenlos einstellbar &bull; Rückenwippmechanik permanent schwingend und arretierbar &bull; Rückenhöhenverstellung 7,5 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder Optionen: &bull; OP-Armstütze schwenkbar und höhenverstellbar &bull; OP-Armstütze für die rechte Seite &bull; OP-Armstütze für die linke Seite Sitzhöhe: &bull; Ausführung T: 43 &ndash; 56 cm &bull; Ausführung H: 49 &ndash; 68 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
650,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dentaltechnik - Stühle u. Hocker > •; Lehnen u. OP-Armstützen



OP-Armstütze für Zahnarztthocker, Typ: 2014. Kleine Armstütze, links und rechts montierbar, Montage nur werksseitig mögl
Art.Nr.: 305.2014
OP-Armstütze für Zahnarztthocker, Typ: 2014. Kleine einstellbare Armstütze, kann links und rechts vom Sitz angebracht werden. Die Montage ist nur werksseitig möglich. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
210,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



OP-Armstütze für Zahnarztthocker, Typ: 2414. Kleine Armstütze, links und rechts montierbar, mit Anschraubplatte.
Art.Nr.: 305.2414
OP-Armstütze für Zahnarztthocker, Typ: 2414. Kleine einstellbare Armstütze, kann links und rechts vom Sitz angebracht werden, incl. Anschraubplatte. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
435,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 1, individuell einstellbare Lehne, schwenkbar und höhenverstellbar
Art.Nr.: 305.0001
Rückenlehne für Zahnarzt-Hocker, Typ: Nr. 1, individuell einstellbare, große Lehne, schwenkbar und höhenverstellbar, in linker und rechter Ausführung lieferbar. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
330,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 2, fest am Sitz montierte Lehne, höhenverstellbar durch Schrauben
Art.Nr.: 305.0002
Rückenlehne für Zahnarzt-Hocker, Typ: Nr. 2, Lehne fest am Sitz montiert, in der Höhe und der Ausladung mittels Schrauben einstellbar. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
235,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 3, Lehne um 360 Grd. drehbar, Polster links, rechts, mittig montierbar
Art.Nr.: 305.0003
Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 3. Die Rückenlehne ist um 360 Grd. Drehbar. Die Polster können links, rechts oder mittig auf dem Rückenhalter montiert werden. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
238,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 4, individuell einstellbare Lehne, schwenkbar und höhenverstellbar
Art.Nr.: 305.0004
Rückenlehne für Zahnarzt-Hocker, Typ: Nr. 4, individuell einstellbare, große Lehne, schwenkbar und höhenverstellbar, in linker und rechter Ausführung lieferbar. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
292,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 6, fest am Sitz montierte Lehne, nicht höhenverstellbar
Art.Nr.: 305.0006
Rückenlehne für Zahnarzt-Hocker, Typ: Nr. 6, Lehne fest am Sitz montiert und nicht einstellbar. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte. Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
154,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

## Medizintechnik fabrikneu &gt; Dentaltechnik - Stühle u. Hocker &gt; &amp;bull; Lehnen u. OP-Armstützen



Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 7, Polster links, rechts oder mittig montierbar, nur für Dentalift 1401

Art.Nr.: 305.0007

Rückenlehne für Zahnarztthocker, Typ: Nr. 7. Die Polster können links, rechts oder mittig auf dem Rückenhalter montiert werden. Die Rückenlehne ist nur für den Hocker Dentalift 1401 verfügbar. Farbe der Polsterung für Praxishocker gemäß Farbkarte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;

118,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten