

R||Logistic Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	4
Dermatologie UVA-UVB-Therapie	4 - 6

Medizintechnik fabrikneu > Dermatologie UVA-UVB-Therapie



dermalight 500 - das variable Phototherapiegerät für die Hand-, Fuß-, Gesicht- und Teilkörperbestrahlung
Art.Nr.: 364.3598
<p>dermalight 500 - das variable Phototherapiegerät für die Hand-, Fuß-, Gesicht- und Teilkörperbestrahlung. Das dermalight® 500 als Grundgerät bzw. das System als Kombination von bis zu 3 Geräteeinheiten mit Stativ ist ein funktionelles UV-Phototherapiegerät für unterschiedliche Körperbereiche. Hände, Füße, Brust, Rücken, Steiß, Knie oder Unterschenkel können mit der speziellen Konstruktion effektiv therapiert werden. Das System lässt sich mit bis zu 3 Grundgeräten und dem fahrbaren sowie höhenverstellbaren Stativ variabel kombinieren.</p> <p>Ein höhenverstellbares Stativ erlaubt die gleichzeitige Behandlung von Händen und Füßen in bequemer Sitzposition sowie weitere Teilkörper-Anwendungen. Mit Hilfe des schwenkbaren Stativarms kann der Therapiewinkel genau auf die gewünschte Körperpartie fixiert werden.</p> <p>Das obere Therapiegerät in der Kombinationsvariante besitzt eine externe Steuerung. Diese ist drehbar, so dass eine exakte Dosierung unabhängig von der Positionierung des Gerätes durchgeführt werden kann.</p> <p>Exaktes Dosieren</p> <p>Die integrierte Mikroprozessor-Steuerung ermöglicht die exakte Einstellung der Behandlungszeit bzw. Dosis. Die Strahler schalten automatisch nach Ablauf der gewählten Behandlungszeit ab. Damit wird sichergestellt, dass es zu keiner Überdosierung kommt. Bei Unterbrechung wird die verbleibende Zeit gespeichert. Dank der hohen UV-Intensität werden die Behandlungszeiten minimiert.</p> <p>Modulares dermalight® 500 System</p> <p>Das dermalight® 500 System ist modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert werden. Beginnend mit einem Grundgerät ist das System erweiterbar auf bis zu 3 Therapiegeräte plus höhenverstellbarem und fahrbarem Stativ.</p>
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Phototherapiegerät dermalight 200, für die Teilkörpertherapie, ideal auch für die Heimtherapie.
Art.Nr.: 364.6613
<p>Phototherapiegerät, dermalight 200, für die Teilkörpertherapie mit folgenden Eigenschaften, Funktionen und Ausstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikroprozessorsteuerung mit Dosisbegrenzung und Sicherheitsabschaltung • Funktionelle Trennung von Therapiegerät und Steuerung • Großes Behandlungsfeld • Kurze Therapiezeiten • Speziell für schwer zugängliche Körperstellen • Leicht und handlich • Einfach und schnell zu reinigen • Ideal auch für die Heimtherapie • Modernes und funktionsgerechtes Design • 4 Jahre Gewährleistung <p>Im Lieferumfang enthalten sind das Therapiegerät, die separate Steuerung, eine UV-Schutzbrille sowie eine ausführliche Gebrauchsanweisung.</p>
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Testgerät dermalight 80 zur Bestimmung der min. MED- und der min. MPD-Dosis.
Art.Nr.: 364.1285
<p>Testgerät dermalight 80 zur sicheren Bestimmung der minimalen UV-B-Erythemdosis (MED) oder der minimalen phototoxischen UV-A-Dosis (MPD) Der dermalight® 80 MED- bzw. MPD-Tester dient der Bestimmung der MED oder der MPD, je nach Auswahl der Strahlungsquellen (UVB-311 nm Spektrum, UVB-Breitbandspektrum oder des UVA-Spektrum).</p> <p>Die Lichttreppenaufgabe enthält eine Folie mit 6 Testfeldern. Die unterschiedliche Dosierung in den einzelnen Testfeldern ergibt sich durch unterschiedliche Abschattung der austretenden UV-Strahlung. Die so ermittelte MED-Dosis bzw. MPD-Dosis dient zum Festlegen der optimalen Anfangsdosis bei der UV-Therapie.</p> <p>Im Lieferumfang enthalten sind MED- bzw. MPD-Tester, LCD-Steuerung, Koffer und Gebrauchsanweisung.</p>
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Dermatologie UVA-UVB-Therapie



<p>UV-Hochleistungskabine dermalight 5000 als UVA und UVB-311-Therapie / Phototherapie zur Behandlung von Hauterkrankungen</p>
<p>Art.Nr.: 364.7339</p>
<p>UV-Hochleistungskabine dermalight 5000 als UVA und UVB-311-Therapie - Die Neue UV-Strahlertechnologie.</p> <p>Durch den Einsatz der UV-Strahler in Kombination mit elektronischen Vorschaltgeräten wird die Wirtschaftlichkeit und der Komfort der dermalight 5000 enorm gesteigert. Die Strahler werden mittels einer intern erzeugten Zündspannung gezündet, somit sind keine externen Starter erforderlich. Dies bedeutet für den Anwender eine um bis zu 30% höhere Lebensdauer der Strahler und damit auch geringere Folgekosten beim notwendigen Strahlertausch.</p> <p>Strahlerbestückung</p> <p>Die dermalight 5000 UV-Kabine kann mit bis zu 48 Strahlern bestückt werden. Speziell in der Kombination mit 32 UV-A-Strahlern und 16 UV-B/311nm-Strahlern sind neben einer homogenen UV-Bestrahlung auch kurze Therapiezeiten gegeben. Die Hochglanzreflektoren gewährleisten mit ihren integrierten Lüftern ein angenehmes Bestrahlungsklima. Eine separate Patientenkühlung rundet den Komfort ab. Die Acrylglascheiben vor den Strahlern schützen den Patienten und sind einfach und schnell zu reinigen. Optische und akustische Signale warnen bei Störungen oder Unterbrechungen.</p> <p>UV-Sensorsystem</p> <p>Die integrierten UV-Sensoren messen kontinuierlich die Bestrahlungsstärke und gewährleisten somit eine exakte Dosimetrie. Veränderungen der Bestrahlungsintensität werden registriert und bei der Berechnung der aktuellen Bestrahlungszeit berücksichtigt. Ebenso können Strahlerausfälle festgestellt werden.</p> <p>Chipkartensteuerung</p> <p>Die patientengebundene Chipkartensteuerung ermöglicht eine sichere, einfache und dokumentierbare UV-Therapie. Alle wichtigen und therapie relevanten Daten sind patientenbezogen auf der Chipkarte gespeichert. Eine Vorprogrammierung verhindert Missbrauch und reduziert das Behandlungsrisiko auf ein Minimum.</p> <p>Touchscreen-Bildschirm</p> <p>Die menügeführte Bedienung des Touchscreen-Bildschirms ist übersichtlich, unkompliziert und sicher. Ebenso ist eine Therapiestufeneingabe möglich, die vom Anwender auch patientenbezogen voreingestellt werden kann. Über eine Schnittstelle können alle relevanten Daten auf einen PC übertragen, archiviert und somit auch für Abrechnungen verwendet werden.</p> <p>Patientenkomfort und Sicherheit</p> <p>Ein beleuchtetes Innendisplays erhöht den Komfort durch Anzeige der Rest-bestrahlungszeit. Der Ein-Aus-Schalter im Inneren der Kabine ermöglicht es dem Patienten, die Bestrahlung selbst zu starten bzw. auch zu stoppen.</p> <p>Die beiden Haltestangen im Inneren der Kabine sorgen für die richtige Positionierung des Patienten und dienen der Standsicherheit. Zur Sicherheit des Personals schalten die Strahler automatisch beim Öffnen der Tür ab – für klaustrophobisch veranlagte Patienten kann dieser Mechanismus auch bewusst entsperrt werden, so dass eine Bestrahlung in Ausnahmefällen auch bei geöffneter Tür möglich ist.</p> <p>Türanschlag</p> <p>Die dermalight 5000 UV-Kabine ist kompakt und damit auch sehr platz-sparend aufgebaut. Die Kabinentür kann wahlweise nach rechts oder links geöffnet werden – dies ermöglicht den Einsatz auch in kleineren Räumlichkeiten.</p> <p>dermalight 5000 für eine wirksame und sichere Ganzkörper-Phototherapie bei folgenden Indikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Psoriasis • Neurodermitis • Vitiligo • Polymorphe Lichtdermatose u.a <p>dermalight 5000 ist bestens geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher phototherapeutischer Anwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photo- und Photochemotherapie • PUVA-Badetherapie • Balneo-Phototherapie
<p>5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Dermatologie UVA-UVB-Therapie



UVB-311-Kabine dermalight 3000 als UVA und UVB-311-Therapie / Lichttherapie zur Behandlung von Hauterkrankungen.
Art.Nr.: 364.7339
<p>Einsatz der UVB 311 nm Lichttherapie bei: Psoriasis vulgaris &ndash; Schuppenflechte - atopischem Ekzem &ndash; Parapsoriasis en Plaques - Pruritus, Prurigo &ndash; Prophylaxe der polymorphen Lichtdermatose &ndash; sogenannte Sonnenallergie Vitiligo &ndash; Weißfleckenkrankheit.</p> <p>Die UVB 311 nm-Lichttherapie ist ein wissenschaftlich anerkanntes bewährtes Verfahren, zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen.</p> <p>Moderne UV-Strahlertechnologie mit dem dermalight® 3000 Das dermalight® 3000 - ein leistungsstarkes und kostengünstiges Therapiesystem für die Ganzkörper-UV-Bestrahlung. Das Gerät kann bestückt werden mit Strahlern aus verschiedenen Spektralbereichen und ermöglicht dadurch verschiedene Therapieformen, die auf unterschiedlichste Indikationen abgestimmt werden können.</p> <p>Wegen der kompakten Bauweise benötigt die Kabine daher nur ein Minimum an Stellfläche. Das Gerät dermalight® 3000 ist deshalb ideal für den Einsatz in dermatologischen Praxen, Kliniken und Therapiezentren.</p> <p>Die Kabinengeometrie stellt sicher, dass der menschliche Körper im gesamten Bestrahlungsfeld gleichmäßig bestrahlt wird. Dank der Spezialreflektoren hinter den Strahlern wird zudem die Intensität der Strahlung erhöht. Dies ermöglicht für den Patienten vergleichsweise kurze Therapiezeiten.</p> <p>Dank der hohen Strahlungsintensität werden die Behandlungszeiten minimiert. Die 8 in den Modulen integrierten Lüfter werden bei Bedarf zugeschaltet und sorgen für eine konstante, für den Patienten angenehme Temperatur im Inneren der Kabine.</p> <p>Die minimale Aufstellfläche garantiert eine ökonomische Flächennutzung. Der separate Rahmen gewährleistet eine hohe Stabilität und spezielle Türscharniere sorgen für den optimalen Gewichtsausgleich der frei schwingenden Tür. Aufgrund des geringen Gewichts und des 230-V-Stromanschlusses sind bauliche Anpassungen nicht erforderlich. Dank der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann die dermalight® 3000 flexibel an jede Raumsituation angepasst werden.</p> <p>Die Kabine verfügt über einen separaten Hauptschalter und zwei eingebaute Sicherungsautomaten. Die integrierte Mikroprozessorsteuerung ermöglicht die exakte Einstellung der Behandlungszeit bzw. -dosis. Nach Ablauf der eingegebenen Zeit schalten die Strahler automatisch ab. Dadurch wird sichergestellt, dass es zu keiner Überdosierung kommt. Für die Sicherheit des Patienten sorgen der Not-Aus-Schalter im Inneren der Kabine, ein Sichtfenster in der Kabinentüre und die stabilen Türgriffe innen und außen.</p>
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten