

R||Logistic
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabriken	4
Waagen u. Messgeraete	4
• Flachwaagen	4 - 5

Medizintechnik fabrikneu > Waagen u. Messgeraete > • Flachwaagen



Adipositaswaage mit großer Plattform, Kabelfernanzeige und hoher Tragkraft (III), seca 635
Art.Nr.: 635.7021.009
Übergewicht gilt weltweit als das am schnellsten wachsende Problem im Gesundheitsbereich. Diese batteriebetriebene elektronische Waage wurde speziell für das Wiegen adipöser Patienten entwickelt, und bietet mit einem Wägebereich von bis zu 300 kg und einer 60 x 60 cm großen, nur 45 mm hohen rutschfesten Plattform eine solide Basis für schwergewichtige und umfangreiche Patienten. Auch die Aufstellung eines Stuhls ist problemlos möglich (und der steht, dank Pre-TARA-Funktion, einer präzisen Gewichtsermittlung nicht im Wege). Die dazugehörige Kabelfernanzeige mit gut ablesbaren LCD-Ziffern kann bequem in Augenhöhe angebracht oder auf einem Tisch platziert werden. Die 100 g-Teilung lässt selbst kleinste Gewichtsveränderungen erkennen, dank der HOLD-Funktion auch nach Verlassen der Waage. Und die integrierte Body-Mass-Index-Funktion (BMI) unterstreicht zusätzlich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Waage. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 635 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße (BxHxT): 292 x 85 x 110 mm Maße/Plattform (BxHxT): 292 x 85 x 110 mm Eigengewicht: 14,5 kg Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional Eichklasse: (III)Besonderheiten: Präzises Wiegen schwergewichtiger Personen durch Tragkraft von 300 kg.
1.298,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Elektronische Flachwaage mit erhöhter LCD-Anzeige und Tip-On-Einschaltautomatik (III), seca 861
Art.Nr.: 861.7021.004
Das erhöhte Display mit großer, gut ablesbarer LCD-Anzeige und die bequeme Tip-On-Einschaltautomatik machen diese Waage zu einer besonders komfortablen Lösung für den medizinischen Einsatz. Dazu ist sie noch besonders energiesparend (bis zu 16.000 Wägungen pro Batteriesatz) und stabil: Das Hartaluminium-Gehäuse kann eine Menge einstecken, wenn es mal darauf ankommt. Die seca 861 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Kinder- und Jugendmedizin und Gynäkologie. Außerdem für Arztpraxen. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 861 Tragkraft: 200 kg Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g Maße (BxHxT): 292 x 244 x 409 mm Maße/Plattform (BxHxT): 292 x 75 x 300 mm Eigengewicht: 8 kg Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional Besonderheiten: Bequemes Einschalten durch leichtes Antippen der Trittfläche.
789,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Robuste Flachwaage mit Kabelfernanzeige, BMI, HOLD und TARA, für den mobilen Einsatz (III), seca 899
Art.Nr.: 899.7021.009
Display und Wiegebasis sind durch ein 2,25 m langes Kabel miteinander verbunden. Vorteil: Das Display kann separat von der Waage aufgestellt werden, um es am Schreibtisch oder an der Wand abzulesen. Ebenso komfortabel ist das Wiegen mit vielen Funktionen: BMI für den Ernährungszustand, HOLD für das Festhalten des Ergebnisses und TARA zum Messen von z.B. Kleinkindern auf dem Arm der Eltern. Nicht nur stationär, sondern auch mobil. Dafür sorgen ein Tragegriff, kompakte Abmessungen, ein niedriges Gewicht und Nivellierfüße für jeden Untergrund. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 899 Tragkraft: 200 kg Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g Maße (BxHxT): 205 x 73 x 47 mm (Anzeige) Maße/Plattform (BxHxT): 313 x 58 x 315 mm Eigengewicht: 3,9 kg Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional Eichklasse: (III) Besonderheiten: Separates Anzeige- und Bedienelement für komfortables Bedienen und große Nivellierfüße für flexiblen Einsatz auf jedem Untergrund.
606,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Robuste Flachwaage mit Kabelfernanzeige, BMI- und Grenzwertfunktion, seca 862
Art.Nr.: 862.7021.004
Mit ihrer Kabelfernanzeige inklusive Tischaufsteller und Wandhalter ist die batteriebetriebene seca 862 eine extrem flexibel und vielseitig einsetzbare Waage, die dabei auch noch erfreulich wenig Energie verbraucht (bis zu 16.000 Wägungen pro Batteriesatz). Neben der hohen Tragkraft von 200 kg überzeugt die robuste seca 862 außerdem durch ihre vielen nützlichen Zusatzfunktionen. So lässt sich mit der Grenzwertfunktion die Überschreitung eines bestimmten Gewichts programmieren, was unter anderem bei Belastungskontrollen in der Rehabilitation genutzt werden kann. Die BMI-Funktion gibt Aufschluss über den individuellen Ernährungszustand. Die seca 862 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Kinder- und Jugendmedizin und Orthopädie. Außerdem für Arztpraxen und Rehabilitations-Einrichtungen. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 862 Tragkraft: 200 kg Teilung: 100 g < 150 kg > 100 g Maße/Plattform (BxHxT): 292 x 75 x 300 mm Maße/Anzeige (BxHxT): 215 x 85 x 110 mm Eigengewicht: 7,6 kg Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional Eichklasse: (III)Besonderheiten: Belastungskontrolle von gehbehinderten Personen oder Patienten nach Operationen am Gehäpparat durch Grenzwert-Funktion.
739,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Waagen u. Messgeraete > • Flachwaagen



Robuste, sehr leichte Flachwaage mit integriertem Display, Tip-On-Einschaltautomatik für den mobilen Einsatz (III)
Art.Nr.: 877.7021.009
<p>Waagen, die mobil eingesetzt werden, müssen schön leicht sein. Die seca 877 bestätigt das mit einem Gewicht von unter 4 Kilogramm und sehr kompakten Abmessungen. Trotzdem ist sie äußerst stabil und für Personen bis 200 Kilogramm geeignet. Dabei steht sie felsenfest, denn vier große Nivellierfüße garantieren einen sicheren Stand. Sogar dann, wenn Kleinkinder auf dem Arm ihrer Eltern gewogen werden. Das Trieren des Gewichts des Kindes übernimmt dann die Mutter-Kind- Funktion mit einem Knopfdruck. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 877 Tragkraft: 200 kg Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g Maße/Plattform (BxHxT): 313 x 58 x 315 mm Eigengewicht: 3,6 kg Stromversorgung: Batterien Eichklasse: (III)</p> <p>Besonderheiten: Leicht zu transportieren durch besonders geringes Eigengewicht und überall einsetzbar durch große, flexible Nivellierfüße.</p>
495,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



RS 232-Schnittstelle für den Anschluss an einen PC oder Drucker, seca 460
Art.Nr.: 460.0000.004
<p>Diese Schnittstelle bietet die Möglichkeit, eine seca Waage direkt an den PC oder Drucker anzuschließen. Er kann bei sämtlichen elektronischen Säulen-, Flach-, Multifunktions- und Rollstuhlwaagen eingesetzt werden, die über ein von der Wägeelektronik trennbares Anzeigeelement verfügen.</p> <p>Verfügbar für: seca 764, seca 701, seca 704, seca 635, seca 862, seca 645, seca 665, seca 657 und seca 675.</p> <p>Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 460 Maße (BxHxT): 62 x 103 x 26 mm Kabellänge: 115 cm Gewicht: 120 g</p> <p>Besonderheiten: Direkte Dokumentation des Wiegeergebnisses durch integrierte Schnittstelle zum Datentransfer auf einen PC oder Drucker.</p>
231,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Stativ für die Kabelfernanzeigen der seca Waagen und Längenmessgeräte, seca 472
Art.Nr.: 472.0000.004
<p>Das Stativ seca 472 ist die standfeste Lösung für die Kabelfernanzeigen der seca Waagen und Längenmessgeräte seca 862, seca 242, seca 635, seca 657, seca 675 und seca 985. Die stabile Konstruktion ist eine praktische Alternative zum Tischaufsteller oder Wandadapter.</p> <p>Ausgestattet mit einem rutschfesten Fuß aus Gusseisen lässt sie sich überall rasch und standfest positionieren. Das Anzeigeelement ist mittels eines stabilen Adapters einfach am Stativ zu befestigen. Die Höhe der Anzeige ist bis zu 100 Zentimeter stufenlos verstellbar.</p> <p>Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 472 Maße (BxHxT): 420 x 1.030 x 420 mm Gewicht: 7,2 kg g</p> <p>Besonderheiten: Leichtes Befestigen von seca Anzeigeelementen durch höhenverstellbaren Adapter.</p>
91,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten