

R||Logistic Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	3
Gynäkologie & Urologie.....	3 - 7

Medizintechnik fabrikneu > Gynäkologie & Urologie



Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Lift, elektromotorisch verstellbar.
Art.Nr.: 703.4590
Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl. Abbildung mit optionalem Zubehör. Die Verstellung der Beckenhochlagerung, der Sitzhöhe und des Rückenteils erfolgt über drei wartungsfreie und äußerst geräuscharme Elektroantriebe, die über je einen Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Beim Untersuchungsstuhl-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Stuhls ein Paar OP-Schienen am Sitzteil, eine Edelstahlschale und ein Papierrollenhalter. Die gezeigten Göpelbeinhalter und Befestigungskloben sind genauso gegen Aufpreis erhältlich wie die Fußstützen mit verstellbaren Trittschalen. Unsere gynäkologischen Untersuchungsstühle zeichnen sich in ihrer Leistungsstärke nicht nur durch einen großen Verstellbereich aus. So lässt sich die Arbeitshöhe des hier abgebildeten Modells bei Vollnutzung beider motorischen Verstellwege von 650 mm Ausgangshöhe bis hinauf zu 1160 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) stufenlos variieren und bietet so für jeden Anwender eine optimale Arbeitshöhe. Aufgrund der niedrigen Aufsitzhöhe konnte auf einen wegklappbaren Fußaufritt verzichtet werden. Die unterschiedlichen Polsterstärken der Rückenlehne (75-140 mm) und Sitzfläche (80 mm) verleiht dem Untersuchungsstuhl einen sehr hohen Sitzkomfort. Dieses wird durch die Verwendung von unterschiedlichen aufeinander abgestimmten Schaumstoffraumdichten erreicht. Im Rückenteil ist durch die Integration eines Schaumstoffkeils der Einsatz einer zusätzlichen Nackenrolle überflüssig. Mit Hilfe der elektromotorischen Beckenhochlagerung und dem elektromotorisch verstellbaren Rückenteil ist eine Trendelenburg-Position von 30° erreichbar. Zusätzlich ist das Rückenteil auf + 54° anstellbar.
Anschlusswerte je Motor : 230V, 50Hz., 2,4A, 510W, IP55, v=14 mm/s, 7000N 230V, 50Hz., 2,4A, 510W, IP55, v=14 mm/s, 7000N 230V, 50Hz., 1,5A, 350W, IP55, v=10 mm/s, 3500N
Abmessungen: Länge x Breite = 1150 (Rücken = 800, Sitz = 350) x 580 mm Farbkarte hier ...
Zubehör optional: 400.4590.1 Beinhalter nach Göpel. 400.4590.2 Befestigungskloben. 400.4590.3 Fußstützen mit Trittschalen. Farbkarte hier ...
5.785,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Lift, elektromotorisch verstellbar.
Art.Nr.: 703.3791
Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl. Abbildung mit optionalem Zubehör. Beim Untersuchungsstuhl-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Stuhls ein Paar seitlich am Sitzteil angebrachte OP-Schienen, eine Edelstahlschale und ein Papierrollenhalter. Die Beinhalter nach Göpel, die Befestigungskloben und die Ringarmlehnen sind gegen Aufpreis erhältlich. Die verwendeten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich wie alle anderen Bauteile leicht hygienisch sauber halten. Sie sind darüber hinaus stoß- und kratzfest. Auf Wunsch können die Abdeckhauben auch farblich, ohne Aufpreis, Ihren Wünschen angepasst werden. Durch die weite Auslage der Unterkonstruktion, die mit Bodenausgleichsschrauben versehen ist, wird ein sicherer Stand des Untersuchungsstuhl gewährleistet. Eine Steckdose für Elektrogeräte (z. B. Kolposkop) befindet sich an der Säulenrückseite. Die Montage eines Kolposkophalters ist wahlweise rechts oder links möglich. Der Untersuchungsstuhl ist auch ohne elektromotorischer Rückenteilverstellung lieferbar. Das Rückenteil lässt sich hierbei manuell per Gasdruckfeder verstellen.
Anschlusswerte je Motor : 230V, 50Hz., 2,4A, 510W, IP55, v=14 mm/s, 7000N 230V, 50Hz., 2,4A, 510W, IP55, v=14 mm/s, 7000N
Abmessungen: Länge x Breite = 1150 (Rücken = 800, Sitz = 350) x 580 mm Farbkarte hier ...
Zubehör optional: 400.3791.1 Beinhalter nach Göpel. 400.3791.2 Befestigungskloben. 400.3791.3 Ringarmlehnen. Farbkarte hier ...
5.275,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Gynäkologie & Urologie



Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Med
Art.Nr.: 703.7132
Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Med Der Unterschied des Untersuchungsstuhl-MED zum Untersuchungsstuhl-LIFT besteht darin, dass der Untersuchungsstuhl-MED keine Höhenverstellung hat. Dafür ist er aber mit einem wegklappbaren Fußauftritt (Abmessungen 490 x 320 x 250 mm, BxTxH) ausgestattet. Die Verstellung der Beckenhochlagerung von 865 mm bis 1175 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) erfolgt über einen wartungsfreien und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird. Beim Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Untersuchungsstuhls: - ein Paar Ringarmlehnen - ein Paar OP-Schienen am Sitzteil - eine Edelstahlschale - ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und Befestigungskloben - ein Papierrollenhalter (auf Wunsch seitlich, nur für das Sitzteil) - ein wegklappbarer Fußauftritt. Die Montage eines Kolposkophalters ist wahlweise rechts oder links möglich. Anschlusswerte des Motors : 230V, 50Hz., 2,4A, 510W, IP55, v=14 mm/s, 7000N Farbkarte hier ...
3.457,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Permo
Art.Nr.: 703.5678
Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Typ: Permo Mit dem Untersuchungsstuhl-PERMO wurde ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl konstruiert, der unabhängig von einer Energiequelle bedient werden kann. Durch diese Art der Konstruktion ergibt sich für den Untersuchungsstuhl-PERMO ein äußerst niedriger Preis. Die Fußauslösung, die eine stufenlose Beckenhochlagerung von 830 - 1140 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) ermöglicht, befindet sich unterhalb des wegklappbaren Fußauftritts. Mit Hilfe der manuellen Beckenhochlagerung und dem manuell verstellbaren Rückenteil ist eine Trendelenburgposition von 35° erreichbar. Das Rückenteil lässt sich per Gasdruckfeder bis zu +63° anstellen. Die kratz- und stoßfesten Hauben sind leicht zu reinigen. Durch die weite Auslage der Unterkonstruktion, die mit Bodenausgleichsschrauben versehen ist, wird ein sicherer Stand des AGA-PERMO‘s gewährleistet. Beim PERMO-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Untersuchungsstuhls: - ein Paar Ringarmlehnen - ein Paar OP-Schienen - am Sitzteil, eine Edelstahlschale - ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und Befestigungskloben - ein Papierrollenhalter (auf Wunsch seitlich, nur für das Sitzteil) - eine Nackenrolle - ein wegklappbarer Fußauftritt. Die Montage eines Kolposkophalters ist wahlweise rechts oder links möglich. Farbkarte hier ...
2.565,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Gynäkologie & Urologie



Gynäkologischer Untersuchungsstuhl, System MUS 4000 II
Art.Nr.: 400.330
Gynäkologischer Untersuchungsstuhl, System MUS 4000 II. Der Untersuchungsstuhl zeichnet sich durch fortschrittlichen und zeitgemäßen Standard aus: Ausstattung: <ul style="list-style-type: none"> &bull; niedrige Aufstiegshöhe &bull; Bedienkomfort über elektromotorische Verstellung &bull; drei leicht programmierbare MEMORY-Positionen (außer Modelle 400305, 400308) &bull; Netzanschluß (außer Modell 400305) &bull; Sockel versiegelungsfähig &bull; modernes Design &bull; pflegeleicht &bull; vielfältige Farbgestaltungsmöglichkeiten Aufpreis) &bull; Sockel, Teleskopsäulenabdeckung, Papierrollen-fach, Fußauftritt, standardmäßig wahlweise weiß RAL 9010 oder grau RAL 7011 (Modell 400308 ausschl. weiß RAL 9010) &bull; Sonderfarben für Teleskopsäule, Sitzträger und Rückenrahmen gemäß Preisliste &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Abbildung mit Zubehör. 1. Integriertes Papierrollenfach für Rollen bis B=500 mm, ø 120 mm 2. Leicht zu reinigende Oberflächen (Metallteile und Polster) 3. Seitliche Führungsschienen am Beckenteil 25 x 10 mm (außer Modell 400308) 4. Vier Bodenausgleichsschrauben 5. Elektrische Verstellmöglichkeiten über Fußschalter (außer Modell 400305); modellbezogen für Höhe, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Memory; zusätzlich bei Kreiselspülung (91700) Regulierung des Wasserzulaufs 6. Nirostaschale, modellweise mit Teleskopauszug 7. Ergonomische Polsterform Optional Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> - Beinhalter Nach Göpel - Haltekloben für die Beinhalter - Haltegriffe mit Kunstlederbezug - Nackenpolster Varianten der Untersuchungs- und Behandlungsstühle Grössere Darstellung der Produktbeschreibungen hier ... Verstellmöglichkeiten der Untersuchungs- und Behandlungsstühle Abmessungen der Untersuchungs- und Behandlungsstühle Optionales Zubehör
4.725,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Gynäkologie & Urologie



Gynäkologischer Untersuchungsstuhl, System MUS 4000 IV
Art.Nr.: 124.00450
Gynäkologischer Untersuchungsstuhl, Systeme MUS 4000 IV. Dieser grundsätzlich neu entwickelte Untersuchungsstuhl wird den hohen Ansprüchen unserer Zeit, speziell in Funktionalität und Design, gerecht.
Ausstattung:
<ul style="list-style-type: none"> &bull; niedrige Aufstiegshöhe &bull; Netzanschluß &bull; innovatives Design &bull; elektromotorische Sitzhöhenverstellung 550-900 mm &bull; elektromotorische Beckenhochlagerung bis 25° (maximal 1090 mm) &bull; elektromotorische Rückenlehnenverstellung von -15° bis +50° &bull; zulässiges Patientengewicht 180 kg &bull; Liegeflächenmaße L=1285 x B=560 mm (ohne Beinplatte) &bull; Sockelmaße L=940 x B=560 mm &bull; Sockel, Teleskopsäulenabdeckung, Rückenrahmen, standardmäßig wahlweise weiß RAL 9010 oder gegen Aufpreis in weiß-aluminium RAL 9006 &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte &bull; Arzt-Fußstütze &bull; Auffangschale, schwenkbar
Abbildung mit Zubehör - nicht im Preis enthalten:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrierte, längsverstellbare Nackenstütze mit Papierrollenhalter (max. B=390 mm, max. ø 125 mm) 2. Leicht zu reinigende Oberflächen (Metallteile und Polster) 3. Elektrische Verstellmöglichkeiten über Fußschalter für Höhe, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, 6 programmierbare Behandlungs-positionen (MEMORY) 4. Vier Bodenausgleichsschrauben 5. Arzt Fußstütze 6. Auffangschale, schwenkbar, ChrNiSt. 7. Aufnahmevorrichtung für einsteckbare Beinplatte 8. ergonomische Polsterform
Zubehör optional:
Verstellfunktionen des Untersuchungsstuhles:
Abmessungen des Untersuchungsstuhles:
5.430,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Proktologischer Untersuchungsstuhl, Typ: Re-Pro
Art.Nr.: 703.7331
Proktologischer Untersuchungsstuhl, Typ: Re-Pro, ohne Höhenverstellung. Da der Abstand zwischen der Knieauflagenplatte und der Rektorolle durch deren Höhenverstellung veränderlich ist, kann der Arzt dem Patienten die Höhe der Rektorolle individuell anpassen. Für den Patienten ergibt sich dadurch eine sichere Untersuchungsposition und für den Arzt wird eine ergonomisch gute Arbeitshöhe erreicht.
Sollte die Arbeitshöhe des RE-PRO noch nicht ausreichen, kann sie durch das Kippen des Sitzteiles von 865 mm bis auf 1175 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) erhöht werden.
Der Abstand zwischen dem wegklappbaren Fußauftritt (Abmessungen: 490 x 320 x 250 mm, BxTxH) und der Knieauflagenplatte beträgt ca. 400 mm.
Beim RE-PRO-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Stuhls
<ul style="list-style-type: none"> - ein Paar seitlich am Sitzteil angebrachte OP-Schienen - ein Paar Befestigungskloben - eine Rektorolle - eine Edelstahlschale - ein Paar Ringarmlehnen - eine Knieauflagenplatte - ein wegklappbarer Fußauftritt - eine Schukosteckdose - ein Papierrollenhalter.
Der RE-PRO ist gegen Aufpreis unter der Bestell-Nr.: ERV mit einem elektromotorisch verstellbaren Rückenteil lieferbar. Die Ansteuerung erfolgt per Fußschalter.
Farbkarte hier ...
3.740,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Gynäkologie & Urologie



<p>Proktologischer Untersuchungsstuhl, Typ: Re-Pro-Lift</p>
<p>Art.Nr.: 703.8122</p>
<p>In der Standardversion sind der proktologische Untersuchungsstuhl RE-PRO-LIFT für die Untersuchungsposition in der Knieellenbogenlage ausgerüstet - ohne Knieauflageplatte. Ausserdem lassen sich für die Steinschnittlage Beinhalter anbringen.</p> <p>Durch die Bauart des RE-PRO-LIFT wird zu dessen Benutzung kein Fußauftritt benötigt. Mit Hilfe der elektromotorischen Höhenverstellung lässt sich der RE-PRO-LIFT auf 850 mm stufenlos hochstellen.</p> <p>Beim RE-PRO-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Stuhls</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Paar seitlich am Sitzteil angebrachte OP-Schienen - ein Paar Befestigungskloben - eine Schukosteckdose - eine Rektorolle - eine Edelstahlschale - ein Papierrollenhalter. <p>Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Der RE-PRO-LIFT ist gegen Aufpreis unter der Bestell-Nr.: ERV mit einem elektromotorisch verstellbaren Rückenteil lieferbar. Die Ansteuerung erfolgt per Fußschalter.</p> <p>Farbkarte hier ...</p>
<p>5.075,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Urologischer Untersuchungsstuhl, Typ: Uro-Lift</p>
<p>Art.Nr.: 703.4699</p>
<p>urologischer Untersuchungsstuhl, Abbildung mit optionalem Zubehör.</p> <p>Zu den urologischen Untersuchungsstühlen URO-LIFT und URO-MED gehört eine synchron zum Sitzteil mitgeführte Kreiselspüle. Dadurch wird der Spritzschutz, auch in der obersten Beckenhochlagerungsposition, erhöht.</p> <p>Die Arbeitshöhe des URO-LIFT, bei Vollnutzung beider motorischen Verstellwege von 650 mm Ausgangshöhe bis zu 1160 mm (gemessen an der Sitzvorderkante), ist stufenlos zu variieren und bietet so für jeden Anwender eine optimale Arbeitshöhe. Aufgrund der niedrigen Aufsitzhöhe konnte beim URO-LIFT auf einen wegklappbaren Fußauftritt verzichtet werden.</p> <p>Die ergonomischen Polsterungen der Rückenlehne (75-140 mm) und Sitzfläche (80 mm) verleiht dem Untersuchungsstuhl einen sehr hohen Sitzkomfort. Das Sitzpolster hat einen besonders großen Beckenausschnitt.</p> <p>Im Rückenteil ist durch die Integration eines Schaumstoffkeils der Einsatz einer zusätzlichen Nackenrolle überflüssig.</p> <p>Die Verstellung der Beckenhochlagerung und der Sitzhöhe erfolgt über wartungsfreie und äußerst geräuscharme Elektroantriebe, die über zwei Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden.</p> <p>Die hier verwendeten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich wie alle anderen Bauteile leicht hygienisch sauberhalten. Sie sind darüberhinaus stoß- und kratzfest. Eine Steckdose für Elektrogeräte (z. B. Kolposkop) befindet sich an der Säulenhinterseite.</p> <p>Beim URO-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang des Stuhls</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Paar Ringarmlehnen - ein Paar seitlich am Sitzteil angebrachte OP-Schienen - ein Papierrollenhalter, ein Paar Befestigungskloben nach Göpel - ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen - eine Kreiselspüle. Die Kreiselspüle ist mit Siphon, einer einstellbaren Sprühdüse sowie mit Zu- und Abflussschlauch ausgestattet. <p>Die Montage eines Kolposkophalters ist problemlos möglich.</p> <p>Farbkarte hier ...</p>
<p>6.455,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>