



Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabriken	4
Medizinische Liegen.....	4
• Kardiographieliegen.....	4 - 6

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Kardiographieliegen



Echo-Kardiographieliege mit abklappbarem Ausschnitt.
Art.Nr.: 543.7133
Echo-Kardiographieliege mit abklappbarem Ausschnitt. Der Polstereinsatz gehört zum Lieferumfang. Liegen ohne Höhenverstellung : lieferbare Höhe (ohne Mehrpreis): 65, 70, 75, 80 cm. Für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf ist in der Liegefläche ein großer Ausschnitt (Abmessungen 400 x 300 mm, LxB) eingearbeitet. Durch den zum Lieferumfang gehörenden abklappbarem Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Aus den Echo-Kardiographieliegen werden EKG-Liegen. Die Liegen können optional mit Laufrollen - Rollendurchmesser 75 mm oder mit Rollendurchmesser 125 mm fahrbar, geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.027,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echo-Kardiographieliege mit Ausschnitt und Polstereinsatz.
Art.Nr.: 543.4412
Echo-Kardiographieliege mit Ausschnitt. Der Polstereinsatz gehört zum Lieferumfang. Liegen ohne Höhenverstellung : lieferbare Höhe (ohne Mehrpreis): 65, 70, 75, 80 cm. Für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf ist in der Liegefläche ein großer Ausschnitt (Abmessungen 400 x 300 mm, LxB) eingearbeitet. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Aus den Echo-Kardiographieliegen werden EKG-Liegen. Die Liegen können optional mit Laufrollen, Rollendurchmesser 75 mm oder mit Rollendurchmesser 125 mm fahrbar, geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
905,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echokardiographieliege – Sonographieliege mit dreiteiliger, elektromotorisch verstellbaren Liegeflächen.
Art.Nr.: 543.5571
Echokardiographieliege – Sonographieliege mit dreiteiliger, elektromotorisch verstellbaren Liegeflächen mit Ausschnitt und Polstereinsatz. Die Sonographieliege hat einen dreigeteilten Polsteraufbau. Die beiden Liegeflächen werden elektromotorisch verstellt. Der Arzt kann den Patienten durch Betätigung der Fußschalter leicht in die gewünschte Position bringen. Für die Schilddrüsen-Sonographie lässt sich das Kopfteil zusätzlich stufenlos negativ bis 30° verstellen. Da sich die beiden Liegenhälften separat ansteuern lassen, kann der Behandelnde aus der Dachstellung über die Trendelenburg-Position bzw. Antitrendelenburg-Position eine waagerechte Liegefläche einstellen. Bei den hier eingesetzten Antrieben handelt es sich um zwei wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, die über Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.715,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echokardiographieliege, Ausschnitt im Kopfteil der Liegefläche, elektromotorisch höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.6832
Echokardiographieliege, Ausschnitt im Kopfteil der Liegefläche, Abmessungen 335 x 260 mm, L x B. Elektromotorisch höhenverstellbar, ca. 400 mm, mit Sicherheitssperrebox. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege. Die elektromotorisch angetriebenen Modelle werden durch wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, über Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Zubehör optional: Fahrbarkeit der Liege durch 4 Rollen. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.597,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Kardiographieliegen



Echokardiographieliege, Ausschnitt in der Liegefläche, elektromotorisch höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.8130
Echokardiographieliege, Ausschnitt in der Liegefläche, Abmessung 400 x 300 mm, L x B, elektromotorisch höhenverstellbar, ca. 200 mm. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege. Die elektromotorisch angetriebenen Modelle werden durch wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, über Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Zubehör optional: Fahrbarkeit der Liege durch 4 Rollen Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.567,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echokardiographieliege, mit Handkurbelhöhenverstellung, mit Ausschnitt und Polstereinsatz.
Art.Nr.: 543.5664
Echokardiographieliege, Ausschnitt in der Liegefläche, Abmessung 400 x 300 mm, L x B, mit Handkurbelhöhenverstellung. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.865,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kardiographieliege für die Kipptischuntersuchung mit elektromotorischer Neigungsverstellung.
Art.Nr.: 543.5384
Kardiographieliege für die Kipptischuntersuchung. Die Kardiographieliege ist mit einem spritzwassergeschützten, wartungsfreien Motor für die elektromotorische Neigungsverstellung (von der fast senkrechten Stellung über die waagerechte bis in die Schocklage, 20° negativ, Dauer ca. 14 Sekunden) ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt über einen Fußschalter. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden. Zum Komplettpreis gehören: - die seitlich angebrachten OP-Schienen (1700 mm lang) - das stufenlos verstellbare Kopfteil - die Ringarmlehnen - das schwarze Fußauftrittsbrett - ein Patientengurt (Abmessung 2200 x 250 mm, LxB), zum Fixieren des Patienten an der Liege. Eine hohe Standsicherheit garantiert auch bei fast senkrechter Liegenstellung die weite Auslage des Untergestells in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß. Die Liege kann gegen Aufpreis mit einer zentralverstellbaren Fahrerinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.005,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > &bull; Kardiographieliegen



Kardiographieliege mit elektromotorischer Kipp- und Höhenverstellung.

Art.Nr.: 543.7229

Kardiographieliege für die Kipptischuntersuchung. Die Kardiographieliege ist mit spritzwassergeschützten, wartungsfreien Motoren für die elektromotorische Kipp- und Höhenverstellung ausgestattet. Neigungsverstellung (von der fast senkrechten Stellung über die waagerechte bis in die Schocklage, 20° negativ, Dauer ca. 14 Sekunden). Die Ansteuerung erfolgt über einen Fußschalter.

Anschlusswerte des Motors:

230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N

Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden.

Zum Komplettpreis gehören:

- die seitlich angebrachten OP-Schienen (1700 mm lang)
- das stufenlos verstellbare Kopfteil
- die Ringarmlehnen
- das schwarze Fußauftritts Brett
- ein Patientengurt (Abmessung 2200 x 250 mm, LxB), zum Fixieren des Patienten an der Liege.

Eine hohe Standsicherheit garantiert auch bei fast senkrechter Liegenstellung die weite Auslage des Untergestells in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß.

Die Liege kann gegen Aufpreis mit einer zentralverstellbaren Fahreinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden.

Der Kipptisch ist zusätzlich mit einem Ausschnitt (Abmessungen ca. 300 x 250 mm, L x B) versehen, der für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf vorgesehen ist.

Der Polstereinsatz gehört mit zum Lieferumfang.

Farben gemäß Produktfarbkarte hier

Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.

Weitere Informationen finden Sie hier …

Angebotsanfrage hier …

5.048,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten