

R||Logistic
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Technik für Wellness und Beauty	4
Massage- u. Behandlungsliegen	4 - 16
• Zubehoer Liegen	16

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-128-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 182 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-128-01
Liegenausführung:• 2-teilige Behandlungsliege – Massageliege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • elektromotorisch höhenverstellbar • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 182 cm (56 / 124 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten• Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
858,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-129-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-129-01
Liegenausführung:• 3-teilige Massageliege – Behandlungsliege - Therapieliege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • incl. der abklappbaren Armlehnen • elektromotorisch höhenverstellbar • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Liegenbreite incl. der Armlehnen: 90 cm • Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 50° / negativ 30°, manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten• Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.020,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-500-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-500-01
Liegenausführung:• 3-teilige Behandlungsliege – Massageliege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • elektromotorisch höhenverstellbar • fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 80° / negativ 40° manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 20° / negativ 60° manuell verstellbar
Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.095,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-510-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-510-01
Liegenausführung:• 3-teilige Behandlungsliege – Untersuchungsliege - Massageliege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • elektromotorisch höhenverstellbar • geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar • fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 80° / negativ 40° manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 20° / negativ 60° manuell verstellbar
Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.155,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



Behandlungsliege - Untersuchungsliege, Modell: C-530-01, elektrisch höhenverstellbar von 53-96 cm, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 525.C-530-01
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Behandlungsliege &ndash; Untersuchungsliege</p> <p>&bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen</p> <p>&bull; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>&bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm</p> <p>&bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3</p> <p>&bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>&bull; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>&bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>&bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>&bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 185 cm (70 / 60 / 45 cm)</p> <p>&bull; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>&bull; Höhenverstellung elektrisch von 53 - 96 cm / 43 cm, über Handschalter incl.</p> <p>&bull; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>&bull; Fußteil bis positiv 60° / negativ 80° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.180,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-126-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-126-01
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege</p> <p>&bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrrohr</p> <p>&bull; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>&bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3</p> <p>&bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>&bull; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>&bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>&bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>&bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm)</p> <p>&bull; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>&bull; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl.</p> <p>&bull; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar</p> <p>&bull; Fußteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten&bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
805,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-400-01, elektrisch höhenverstellbar von 49&#8211;97 cm, LxB = 190 x 52 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-400-01</p>
<p>Liegenausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhre &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 190 cm (35 / 135 / 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Liegenbreite: 52 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 49 - 97 cm / 48 cm, über Handschalter incl. &bull; Kopfteil positiv 80° / negativ 80° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.285,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-401-01, elektrisch höhenverstellbar von 49&#8211;97 cm, LxB = 190 x 52 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-401-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 4-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhre &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 190 cm (35 / 67 / 67 / 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Liegenbreite: 52 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 49 - 97 cm / 48 cm, über Handschalter incl. &bull; Kopfteil positiv 80° / negativ 80° manuell verstellbar &bull; Kyphosestellung: Beckenteil - Fußteil positiv 15° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.425,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-402-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 187 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-4020-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 20° manuell verstellbar &bull; Fußteil bis positiv 40° / negativ 60° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.115,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-405-01, elektrisch höhenverstellbar von 50-94 cm, LxB = 190 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-405-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 2-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 190 cm (68 / 118 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 50 - 94 cm / 44 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 90° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.055,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-406-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-406-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhre &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten</p> <p>&bull; Liegenlänge: 200 cm (50 / 50 / 90 cm) &bull; Liegenbreite: 70 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl. &bull; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 45° manuell verstellbar &bull; Fußteil bis positiv 85° manuell verstellbar &bull; Kyphosestellung: Beckenteil - Fußteil bis positiv 10° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.625,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-407-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-407-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhre &bull; mehrfach geteiltes Liegenkopfteil, mit absenkbar Armauflagen &bull; mehrfach geteiltes Beckenteil, mit Armauflagen &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 200 cm (50 / 48 / 90 cm) &bull; Liegenbreite: 70 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. &bull; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 45°, manuell verstellbar &bull; Fußteil bis positiv 80°, manuell verstellbar &bull; Kyphosestellung: Beckenteil - Fußteil bis positiv 10°, manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.785,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-550-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-550-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massage- &dash; Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 20°, manuell verstellbar &bull; Fußteil bis positiv 40° / negativ 60°, manuell verstellbar Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.150,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-605-01, elektrisch höhenverstellbar von 49-99 cm, LxB = 182 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-605-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massage- &dash; Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 188 cm (45 / 60 / 70 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 49 - 99 cm / 50 cm, über Handschalter incl. &bull; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 80°, manuell verstellbar &bull; Fußteil bis positiv 90°, manuell verstellbar Optional &dash; Zusatzkosten&bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>998,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-615-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-615-01</p>
<p>Liegenausführung: 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • elektromotorisch höhenverstellbar • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenlänge: 200 cm (50 / 50 / 90 cm) • Liegenbreite: 70 cm • Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl. • Kopfteil positiv 80° / negativ 45°, manuell verstellbar • Fußteil positiv 85°, manuell verstellbar • Beckenteil - Fußteil positiv 10°, manuell verstellbar <p>Optional - Zusatzkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.098,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-620-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-620-01</p>
<p>Liegenausführung: 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Kopfteil, mehrteiliges Polster, verstellbar • Beckenteil, mehrteiliges Polster • elektromotorisch höhenverstellbar • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenlänge: 200 cm (50 / 48 / 90 cm) • Liegenbreite: 70 cm • Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl. • Kopfteil bis positiv 85° / negativ 45°, manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 80°, manuell verstellbar • Kyphosestellung: Beckenteil - Fußteil bis positiv 10°, manuell verstellbar <p>Optional - Zusatzkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.325,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege, Modell: C-404-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 50-94 cm, LxB = 190 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-404-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm &bull; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 190 cm (68 / 60 / 60 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 50 - 94 cm / 44 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 90° manuell verstellbar &bull; Kyphosestellung: Beckenteil - Fußteil bis positiv 15° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.160,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege, Modell: C-600-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 49&#8211;99 cm, LxB = 190 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-600-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 2-teilige Massage- u. Behandlungsliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 190 cm (118 / 68 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung von 49 &ndash; 99 cm / 50 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil positiv, manuell bis 90 Grd. verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten&bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>795,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



<p>Massageliege, Modell: C-610-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 53-103 cm, LxB = 188 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-610-01</p>
<p>Liegenausführung: 3-teilige Massage- u. Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten &bull; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 53 - 103 cm / 50 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil positiv 80° / negativ 40°, manuell verstellbar &bull; Fußteil positiv 50° / negativ 50°, manuell verstellbar Optional &dash; Zusatzkosten &bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>825,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege - Behandlungsliege, Modell: C-525-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-91 cm, LxB = 177 x 57 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-525-01</p>
<p>Liegenausführung: 4-teilige Untersuchungsliege - Behandlungsliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; mit geteilten Beinplatten, unteres Fußteil zusätzlich ausziehbar &bull; incl. der Armlehnen &bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten &bull; Liegenlänge: 177 cm (65 / 45 / 30 / 15 cm + zusätzlich 16 cm ausziehbar) &bull; Liegenbreite: 57 cm &bull; Liegenbreite incl. der Armlehnen: 71 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 55 - 91 cm / 36 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar &bull; Fußteile einzeln bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional &dash; Zusatzkosten &bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>895,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege, Modell: C-132-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 210 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-132-01
Liegenausführung: • 3-teilige Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • elektromotorisch höhenverstellbar • Gesichtsausschnitt im Liegenkopfteil incl. einer Kopfstütze • Liege mit Armlehnen, verstellbar in der Höhe und in der Waagerechten • Armlehnen, BxL = 16 x 47 cm • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten • Liegenlänge: 210 cm (25 / 70 / 60 / 50 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Liegenbreite incl. Armlehnen: 94 cm • Liegenbreite incl. der Armauflagen: 90 cm • Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 50° / negativ 30° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.035,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege, Modell: C-165-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-165-01
Liegenausführung: • 3-teilige Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • elektromotorisch höhenverstellbar • mit geteilten Beinplatten • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten • Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar • Fußteile einzeln bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
925,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen



Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege, Modell: C-195-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 182 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-195-01
Liegenausführung: • 3-teilige Untersuchungs- u. Massage- u. Behandlungs- u. Liege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • elektromotorisch höhenverstellbar • elektromotorische Verstellung der Liegefläche (Trendelenburg) • Liege mit abklappbaren Armauflagen • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m ³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten • Liegenlänge: 182 cm (56 / 124 cm) • Liegenbreite: 62 cm • Liegenbreite incl. der Armauflagen: 90 cm • Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 30° elektromotorisch über Handschalter verstellbar Optional – Zusatzkosten • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.352,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungs- u. Liege - Untersuchungsstuhl, Modell: C-520-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-90 cm, LxB = 177 x 57 cm
Art.Nr.: 525.C-520-01
Liegenausführung: • 3-teilige Untersuchungs- u. Liege - Untersuchungsstuhl • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • elektromotorisch höhenverstellbar • mit Ringarmlehnen, nach unten wegdrehbar • geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar und ausziehbar um 16 cm • Rückenteil mit Kopfstütze • Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m ³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten • Liegenlänge: 177 cm (16 / 65 / 45 / 30 / 15 cm – um 16 cm ausziehbar) • Liegenbreite: 57 cm • Höhenverstellung elektrisch von 55 - 90 cm / 35 cm, über Handschalter incl. • Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar • Fußteil bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten • Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.145,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Technik für Wellness und Beauty > Massage- u. Behandlungsliegen > •; Zubehoer Liegen



Fahrbarkeit durch Rollen, D = 100 mm, für feststehende Liegen der Produkt-Liegenserie C
Art.Nr.: 744.00R-1
Fahrbarkeit durch Rollen, Durchmesser 100 mm, für feststehende Liegen der Produkt-Liegenserie C, als optionale Ausstattung.
195,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Fußschalter zur elektrischen Höhenverstellung der Liegen der Produkt-Liegenserie C
Art.Nr.: 744.M1-01
Fußschalter, mit Auf - Ab Funktion, zur elektrischen Höhenverstellung der Behandlungsliegen, Untersuchungsliegen und Massageliegen der Produkt-Liegenserie C.
89,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Polstereinsatz für den Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz der Liegen der Produkt-Liegenserie C, Farbe gemäß Farbkarte
Art.Nr.: 744.TP-18-01
Polstereinsatz für den Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz der Untersuchungs-, Behandlungs- und Massageliegen der Produktsreihe C. Polyesterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte.Polsterfarben
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
22,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten