

R||Logistic
Berlin

Medizinische Untersuchungs- und Behandlungsliegen

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	4
Medizinische Liegen.....	4
• Behandlungs- u. Massageliegen	4 - 15
• Dialyse- u. Blutspendeliegen	16
• Edeltahlliegen	17
• Kardiographieliegen.....	18 - 20
• Multifunktionsliegen.....	21 - 23
• Phlebologieliegen.....	24 - 25
• Physiotherapieliegen	26 - 40
  » Zubehoer Physio-Liegen.....	40
• Therapie- u. Gymnastikliegen.....	41 - 48
• Transportliegen	49 - 50
• Universalliegen	51 - 59

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-400-01, elektrisch höhenverstellbar 49–97 cm, LxB = 190 x 52 cm
Art.Nr.: 744.C-400-01
<p>Liegenausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröh • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • elektromotorisch höhenverstellbar • fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm • Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 190 cm (35 / 135 / 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenbreite: 52 cm • Höhenverstellung elektrisch von 49 - 97 cm / 48 cm, über Handschalter incl. • Kopfteil positiv 80° / negativ 80° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.285,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-401-01, elektrisch höhenverstellbar 49–97 cm, LxB = 190 x 52 cm
Art.Nr.: 744.C-401-01
<p>Liegenausführung:• 4-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröh • Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil • elektromotorisch höhenverstellbar • fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm • Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten• Liegenlänge: 190 cm (35 / 67 / 67 / 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenbreite: 52 cm • Höhenverstellung elektrisch von 49 - 97 cm / 48 cm, über Handschalter incl. • Kopfteil positiv 80° / negativ 80° manuell verstellbar • Dachstellung, Beckenteil - Fußteil positiv 15° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.425,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-402-01, elektrisch höhenverstellbar 51-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-4020-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege – Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 20° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 40° / negativ 60° manuell verstellbar Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.115,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-405-01, elektrisch höhenverstellbar 50-94 cm, LxB = 190 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-405-01
Liegenausführung:•; 2-teilige Massageliege – Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 190 cm (68 / 118 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 50 - 94 cm / 44 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° manuell verstellbar Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.055,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-406-01, elektrisch höhenverstellbar 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm
Art.Nr.: 744.C-406-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr</p> <p>•; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm</p> <p>•; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten</p> <p>•; Liegenlänge: 200 cm (50 / 50 / 90 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 70 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 45° manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>•; Dachstellung, Beckenteil - Fußteil bis positiv 10° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.625,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-407-01, elektrisch höhenverstellbar 52-103 cm, LxB = 200 x 70 cm
Art.Nr.: 744.C-407-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr</p> <p>•; mehrfach geteiltes Liegenkopfteil, mit absenkbareren Armauflagen</p> <p>•; mehrfach geteiltes Beckenteil, mit Armauflagen</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm</p> <p>•; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (50 / 48 / 90 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 70 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 45°, manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteil bis positiv 80°, manuell verstellbar</p> <p>•; Dachstellung, Beckenteil - Fußteil bis positiv 10°, manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.785,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-500-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-500-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Behandlungsliege – Massageliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 40° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 20° / negativ 60° manuell verstellbar
Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.095,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-510-01, elektrisch höhenverstellbar von 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-510-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Behandlungsliege – Untersuchungsliege - Massageliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 40° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 20° / negativ 60° manuell verstellbar
Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.155,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungs- und Massageliege, fahrbar, Modell: C-550-01, elektrisch höhenverstellbar 52-103 cm, LxB = 187 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-550-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantröhr</p> <p>•; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil</p> <p>•; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm</p> <p>•; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 187 cm (70 / 60 / 50 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 52 - 103 cm / 51 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 80° / negativ 20°, manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteil bis positiv 40° / negativ 60°, manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.150,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungs- und Untersuchungsliege, fahrbar, Modell: C-530-01, elektrisch höhenverstellbar 53-96 cm, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 525.C-530-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Therapieliege - Behandlungsliege &ndash; Untersuchungsliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm</p> <p>•; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 185 cm (70 / 60 / 45 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 53 - 96 cm / 43 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteil bis positiv 60° / negativ 80° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.180,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-128-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 182 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-128-01
Liegenausführung:•; 2-teilige Behandlungsliege – Massageliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 182 cm (56 / 124 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
858,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Behandlungsliege - Massageliege, Modell: C-129-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-129-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege – Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; incl. der abklappbaren Armlehnen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Liegenbreite incl. der Armlehnen: 90 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 50° / negativ 30°, manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.020,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-126-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-126-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 90° / negativ 30°, manuell verstellbar Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>805,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-605-01, elektrisch höhenverstellbar von 49-99 cm, LxB = 182 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-605-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 188 cm (45 / 60 / 70 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 49 - 99 cm / 50 cm, über Handschalter incl. •; Kopfteil bis positiv 80° / negativ 80°, manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 90°, manuell verstellbar Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>998,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-615-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-615-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (50 / 50 / 90 cm) •; Liegenbreite: 70 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl. •; Kopfteil positiv 80° / negativ 45°, manuell verstellbar •; Fußteil positiv 85°, manuell verstellbar •; Dachstellung, Beckenteil - Fußteil positiv 10°, manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.098,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege - Behandlungsliege, Modell: C-620-01, elektrisch höhenverstellbar von 51-103 cm, LxB = 200 x 70 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-620-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Kopfteil, mehrteiliges Polster, verstellbar •; Beckenteil, mehrteiliges Polster •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (50 / 48 / 90 cm) •; Liegenbreite: 70 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 51 - 103 cm / 52 cm, über Handschalter incl. •; Kopfteil bis positiv 85° / negativ 45°, manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 80°, manuell verstellbar •; Dachstellung, Beckenteil - Fußteil bis positiv 10°, manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.325,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



<p>Massageliege, fahrbar, Modell: C-404-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 50-94 cm, LxB = 190 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-404-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m³ •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 190 cm (68 / 60 / 60 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 50 - 94 cm / 44 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° manuell verstellbar •; Dachstellung, Beckenteil - Fußteil bis positiv 15° manuell verstellbar</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>1.160,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Massageliege, Modell: C-600-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 49&#8211;99 cm, LxB = 190 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-600-01</p>
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Massageliege - Behandlungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 190 cm (118 / 68 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung von 49 &ndash; 99 cm / 50 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil positiv, manuell bis 90 Grd. verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>795,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



<p>Massageliege, Modell: C-610-01, elektromotorisch höhenverstellbar von 53&#8211;103 cm, LxB = 188 x 62 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-610-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 3-teilige Massageliege &ndash; Behandlungsliege - Therapieliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm) &bull; Liegenbreite: 62 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 53 - 103 cm / 50 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil positiv 80° / negativ 40°, manuell verstellbar &bull; Fußteil positiv 50° / negativ 50°, manuell verstellbar Optional &ndash; Zusatzkosten&bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>825,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege - Behandlungsliege, Modell: C-525-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-91 cm, LxB = 177 x 57 cm</p>
<p>Art.Nr.: 744.C-525-01</p>
<p>Liegenausführung:&bull; 4-teilige Untersuchungsliege - Behandlungsliege &bull; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen &bull; elektromotorisch höhenverstellbar &bull; mit geteilten Beinplatten, unteres Fußteil zusätzlich ausziehbar &bull; incl. der Armlehnen &bull; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ &bull; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte &bull; Patientengewicht: max. 180 kg &bull; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. &bull; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE &bull; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten&bull; Liegenlänge: 177 cm (65 / 45 / 30 / 15 cm + zusätzlich 16 cm ausziehbar) &bull; Liegenbreite: 57 cm &bull; Liegenbreite incl. der Armlehnen: 71 cm &bull; Höhenverstellung elektrisch von 55 - 91 cm / 36 cm, über Handschalter incl. &bull; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar &bull; Fußteile einzeln bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional &ndash; Zusatzkosten&bull; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
<p>895,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massageliegen



Untersuchungsliege - Massageliege, Modell: C-132-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 210 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-132-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Untersuchungsliege - Massageliege &ndash; Behandlungsliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; Gesichtsausschnitt im Liegenkopfteil incl. einer Kopfstütze</p> <p>•; Liege mit Armlehnen, verstellbar in der Höhe und in der Waagerechten</p> <p>•; Armlehnen, BxL = 16 x 47 cm</p> <p>•; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 210 cm (25 / 70 / 60 / 50 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>•; Liegenbreite incl. Armlehnen: 94 cm</p> <p>•; Liegenbreite incl. der Armauflagen: 90 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteil bis positiv 50° / negativ 30° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.035,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungsliege - Massageliege, Modell: C-165-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 188 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-165-01
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Untersuchungsliege - Massageliege &ndash; Behandlungsliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen</p> <p>•; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil</p> <p>•; elektromotorisch höhenverstellbar</p> <p>•; mit geteilten Beinplatten</p> <p>•; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3</p> <p>•; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht: max. 180 kg</p> <p>•; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen.</p> <p>•; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE</p> <p>•; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 188 cm (70 / 60 / 50 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 62 cm</p> <p>•; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl.</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar</p> <p>•; Fußteile einzeln bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden</p> <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
925,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Behandlungs- u. Massagieliegen



Untersuchungsliege - Massagieliege, Modell: C-195-01, elektrisch höhenverstellbar von 58-93 cm, LxB = 182 x 62 cm
Art.Nr.: 744.C-195-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Untersuchungsliege - Massagieliege – Behandlungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt / Nasenschlitz im Liegenkopfteil •; elektromotorisch höhenverstellbar •; elektromotorische Verstellung der Liegefläche (Trendelenburg) •; Liege mit abklappbaren Armauflagen •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 182 cm (56 / 124 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Liegenbreite incl. der Armauflagen: 90 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 58 - 93 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 30° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 30° elektromotorisch über Handschalter verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.352,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungsliege - Untersuchungsstuhl , Modell: C-520-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-90 cm, LxB = 177 x 57 cm
Art.Nr.: 525.C-520-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Untersuchungsliege - Untersuchungsstuhl •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; mit Ringarmlehnen, nach unten wegdrehbar •; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar und ausziehbar um 16 cm •; Rückenteil mit Kopfstütze •; Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 177 cm (16 / 65 / 45 / 30 / 15 cm – um 16 cm ausziehbar) •; Liegenbreite: 57 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 55 - 90 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.145,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Dialyse- u. Blutspendeliegen




Blutspendeliege, Neigungsverstellung durch Gasdruckfeder, mit dreiteilige Liegefläche.
Art.Nr.: 240.4537
<p>Blutspendeliege - Transfusionsliege Die Blutspendeliege findet ihren Einsatz bei der Blutentnahme und im Transfusions- bzw. Infusionsbereich. Um den Patienten, der kollabiert, schnellstens in die Schocklage zu bringen, wurde folgende Lösung, der einer elektromotorischen Verstellung bevorzugt. Durch das Betätigen der Gasdruckfeder mittels Fußauslösehebel, der von vorne, von rechts oder von links gut erreichbar ist, lässt sich die Blutspendeliege durch das Anheben des Fußteils mit Patienten leicht stufenlos bis zur Schocklage verstellen</p> <p>Um den Spendern bzw. Patienten eine bequeme Armstellung zu gewährleisten, lassen sich die Armauflagen in Höhe, Neigung und Drehrichtung justieren und fixieren.</p> <p>Sie werden bei der Verstellung automatisch mitgeführt. Dadurch braucht der Patient seine Sitz- und Armhaltung nicht zu verändern.</p> <p>Im Komplettpreis der Blutspendeliege sind ein Paar Armauflagen und ein Paar Befestigungskloben enthalten.</p> <p>Um den Komfort zu erhöhen, bieten wir folgendes Zubehör gegen Aufpreis an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verstellbares Rücken- und Fußteil per Gasdruckfeder. - universeller Anbautisch, dreh-, verstell- und schwenkbar. - Halbrundrolle mit Band. - Satz Laufrollen, D =75 mm, zwei Rollen feststellbar. - verchromter Papierrollenhalter. <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
1.799,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Dialyseliegen - Transfusionsliegen, elektromotorische Neigungsverstellung, dreiteilige Liegefläche.
Art.Nr.: 240.4733
<p>Dialyseliege - Transfusionsliege Das Modell ist speziell für den Einsatz in der Dialyse entwickelt worden.</p> <p>Um die stundenlange Liegezeit während der Dialyse auf dieser Liege so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir dieses Modell mit einer 90 mm starken Komfortpolsterung versehen.</p> <p>Im Komplettpreis der Dialyseliege sind ein Paar Armauflagen, ein Paar Befestigungskloben und das verstellbare Fußbrett enthalten.</p> <p>Die Armauflagen lassen sich in der Höhe, Neigung und Drehrichtung sehr schnell verstellen und fixieren.</p> <p>Die eingebaute elektromotorische Neigungsverstellung kann über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und geräuscharmen Antrieb mittels Handschalter auch vom Patienten selbst betätigt werden.</p> <p>Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Die Liege lässt sich von den dargestellten Positionen (Abb.1+2) und darüber hinaus bis in die Schocklage stufenlos verstellen. Wie aus den Abbildungen ersichtlich ist, werden die Armauflagen bei der Neigungsverstellung mitgeführt. Daraus resultiert, dass der Patient seine Sitz- und Armhaltung nicht zu verändern braucht. Bei auftretenden Wadenmuskelerkrämpfen haben die Patienten die Möglichkeit, sich gegen das verstellbare Fußbrett zu stemmen.</p> <p>Um den Komfort zu erhöhen, bieten wir folgendes Zubehör gegen Aufpreis an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verstellbares Rücken- und Fußteil per Gasdruckfeder. - universeller Anbautisch, stufenlos dreh-, verstell- schwenkbar. - Satz Laufrollen, D = 75 mm, zwei Rollen feststellbar. - verchromter Papierrollenhalter. <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
2.495,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten


Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Edelstahlliegen



Aufwachliegen, Transportliegen, MR-geeignet bis 1,5T, Edelstahl
Art.Nr.: 543.5735
<p>Diese Aufwachliegen finden ihren Einsatzort als Transportliegen im Bereich der Magnetresonananz (MR), geeignet bis zu 1,5 Tesla.</p> <p>Sie sind serienmäßig mit leichtlaufenden Rädern (Rollendurchmesser 100 mm), wobei zwei in der Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind, ausgestattet.</p> <p>Die Seitengitter (800x250 mm, LxH) sind drehbar. Das Kopfteil lässt sich bis zu +30° anstellen.</p> <p>Als optionales Zubehör bieten wir unter der Bestell-Nr.: INF-1720/VA einen Infusionsständer (Länge 1720 mm) mit 4 Haken und entsprechender Liegenbefestigung an. Ein nachträgliches Anbringen ist nur nach vorherigem Bohren möglich.</p> <p>Die Papierrollenhalterstangen Bestell-Nr.: P-3050 (für 65 cm) und P-3070 (für 80 cm breite Liegen) werden zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht.</p> <p>Höhe frei wählbar: 650, 700, 750 oder 800 mm</p> <p>Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite von 650 mm</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
1.904,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kombinierte gynäkologische Untersuchungs- und Patiententische aus einem Edelstahlgestell und dreiteiliger Liegefläche.
Art.Nr.: 543.9112
<p>Die kombinierte gynäkologische Untersuchungs- und Patiententische aus einem antimagnetischen Edelstahlgestell (CrNi 18/10) und dreiteiliger Liegefläche.</p> <p>Die Polsterbereiche sind unabhängig voneinander stufenlos zu verstellen. Somit kann die Liege im Bereich Allgemeinmedizin, für gynäkologische und proktologische (Steinschnittlage) Untersuchungen eingesetzt werden.</p> <p>Beim Komplettpreis gehören zum Lieferumfang der Liege ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und Befestigungskloben sowie eine Edelstahlschale.</p> <p>Für die Proktologie ist die Liege lediglich noch zusätzlich mit einer Rektorolle (optional) ausgestattet. Diese stufenlos höhenverstellbare integrierte Rektorolle ermöglicht auch die Untersuchungsposition in der Knieellenbogenlage.</p> <p>Die Liege ist ohne Aufpreis in den Höhen 650, 700, 750 und 800 mm lieferbar.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
1.355,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Untersuchungs- und Patiententische, Kopfteil auch negativ verstellbar, Ausführung in Edelstahl
Art.Nr.: 543.3988
<p>Die Untersuchungs- und Patiententische bestehen aus einem Edelstahlgestell (CrNi-Stahl 18/10). Ihre Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Die Kopfteile sind stufenlos mit +/- 30% verstellbarem Kopfteil.</p> <p>Breite : 650 mm x Länge 1900 mm (1400 + Kopfteil 500 mm) wahlweise in folgenden Höhen lieferbar: 650, 700, 750, 800 mm, ohne Aufpreis. Breite auch in 800 mm lieferbar. Farben gemäß Produktfarbkarte.</p> <p>Optional: Laufrollen aus Edelstahl und Papierrollenhalterstangen.</p> <p>Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite: 650 mm</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
789,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungs- und Patiententische, Ausführung in Edelstahl
Art.Nr.: 543.6045
<p>Die Untersuchungs- und Patiententische bestehen aus einem Edelstahlgestell (CrNi-Stahl 18/10). Ihre Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Die Kopfteile sind stufenlos positiv bis 30° verstellbar.</p> <p>Breite : 650 mm x Länge 1900 mm (1400 + Kopfteil 500 mm) wahlweise in folgenden Höhen lieferbar: 650, 700, 750, 800 mm, ohne Aufpreis.</p> <p>Breite auch in 800 mm lieferbar.</p> <p>Optional: Laufrollen aus Edelstahl und Papierrollenhalterstangen.</p> <p>Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite: 650 mm</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
691,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Kardiographieliegen



Echo-Kardiographieliege mit abklappbarem Ausschnitt.
Art.Nr.: 543.7133
Echo-Kardiographieliege mit abklappbarem Ausschnitt. Der Polstereinsatz gehört zum Lieferumfang. Liegen ohne Höhenverstellung : lieferbare Höhe (ohne Mehrpreis): 65, 70, 75, 80 cm. Für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf ist in der Liegefläche ein großer Ausschnitt (Abmessungen 400 x 300 mm, LxB) eingearbeitet. Durch den zum Lieferumfang gehörenden abklappbarem Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Aus den Echo-Kardiographieliegen werden EKG-Liegen. Die Liegen können optional mit Laufrollen - Rollendurchmesser 75 mm oder mit Rollendurchmesser 125 mm fahrbar, geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.027,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echo-Kardiographieliege mit Ausschnitt und Polstereinsatz.
Art.Nr.: 543.4412
Echo-Kardiographieliege mit Ausschnitt. Der Polstereinsatz gehört zum Lieferumfang. Liegen ohne Höhenverstellung : lieferbare Höhe (ohne Mehrpreis): 65, 70, 75, 80 cm. Für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf ist in der Liegefläche ein großer Ausschnitt (Abmessungen 400 x 300 mm, LxB) eingearbeitet. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Aus den Echo-Kardiographieliegen werden EKG-Liegen. Die Liegen können optional mit Laufrollen, Rollendurchmesser 75 mm oder mit Rollendurchmesser 125 mm fahrbar, geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
905,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echokardiographieliege – Sonographieliege mit dreiteiliger, elektromotorisch verstellbarer Liegefläche.
Art.Nr.: 543.5571
Echokardiographieliege – SonographieliegeDie Sonographieliege hat einen dreiteiligen Polsteraufbau. Die beiden Liegeflächen werden elektromotorisch verstellt. Der Arzt kann den Patienten durch Betätigung der Fußschalter leicht in die gewünschte Position bringen. Liegeflächen mit Ausschnitt und Polstereinsatz. Für die Schilddrüsen-Sonographie lässt sich das Kopfteil zusätzlich stufenlos negativ bis 30° verstellen. Da sich die beiden Liegenhälften separat ansteuern lassen, kann der Behandelnde aus der Dachstellung über die Trendelenburg-Position bzw. Antitrendelenburg-Position eine waagerechte Liegefläche einstellen. Bei den hier eingesetzten Antrieben handelt es sich um zwei wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, die über Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.715,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Echokardiographieliege, Ausschnitt im Kopfteil der Liegefläche, elektromotorisch höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.6832
EchokardiographieliegeAusschnitt im Kopfteil der Liegefläche, Abmessungen 335 x 260 mm, L x B. Elektromotorisch höhenverstellbar, ca. 400 mm, mit Sicherheitssperbox. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege. Die elektromotorisch angetriebenen Modelle werden durch wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, über Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Zubehör optional: Fahrbarkeit der Liege durch 4 Rollen. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.597,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Kardiographieliegen



Echokardiographieliege, Ausschnitt in der Liegefläche, elektromotorisch höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.8130
Echo Kardiographieliege Ausschnitt in der Liegefläche, Abmessung 400 x 300 mm, L x B, elektromotorisch höhenverstellbar, ca. 200 mm. Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege. Die elektromotorisch angetriebenen Modelle werden durch wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, über Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Zubehör optional: Fahrbarkeit der Liege durch 4 Rollen Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.567,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kardiographieliege für die Kipptischuntersuchung mit elektromotorischer Neigungsverstellung.
Art.Nr.: 543.5384
Kardiographieliege für die Kipptischuntersuchung. Die Kardiographieliege ist mit einem spritzwassergeschützten, wartungsfreien Motor für die elektromotorische Neigungsverstellung (von der fast senkrechten Stellung über die waagerechte bis in die Schocklage, 20° negativ, Dauer ca. 14 Sekunden) ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt über einen Fußschalter. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden. Zum Komplettpreis gehören: - die seitlich angebrachten OP-Schienen (1700 mm lang) - das stufenlos verstellbare Kopfteil - die Ringarmlehnen - das schwarze Fußauftritts Brett - ein Patientengurt (Abmessung 2200 x 250 mm, LxB), zum Fixieren des Patienten an der Liege. Eine hohe Standsicherheit garantiert auch bei fast senkrechter Liegenstellung die weite Auslage des Untergestells in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß. Die Liege kann gegen Aufpreis mit einer zentralverstellbaren Fahreinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.005,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Kardiographieliegen



Kardiographieliege mit elektromotorischer Kipp- und Höhenverstellung.
Art.Nr.: 543.7229
<p>Kardiographieliege für die KipptischuntersuchungDie Kardiographieliege ist mit spritzwassergeschützten, wartungsfreien Motoren für die elektromotorische Kipp- und Höhenverstellung ausgestattet. Neigungsverstellung (von der fast senkrechten Stellung über die waagerechte bis in die Schocklage, 20° negativ, Dauer ca. 14 Sekunden). Die Ansteuerung erfolgt über einen Fußschalter.</p> <p>Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden.</p> <p>Zum Komplettpreis gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die seitlich angebrachten OP-Schienen (1700 mm lang) - das stufenlos verstellbare Kopfteil - die Ringarmlehnen - das schwarze Fußauftrittsbrett - ein Patientengurt (Abmessung 2200 x 250 mm, LxB), zum Fixieren des Patienten an der Liege. <p>Eine hohe Standsicherheit garantiert auch bei fast senkrechter Liegenstellung die weite Auslage des Untergestells in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß. Die Liege kann gegen Aufpreis mit einer zentralverstellbaren Fahrleinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden.</p> <p>Der Kipptisch ist zusätzlich mit einem Ausschnitt (Abmessungen ca. 300 x 250 mm, L x B) versehen, der für die Herzuntersuchung mittels Schallkopf vorgesehen ist. Der Polstereinsatz gehört mit zum Lieferumfang.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
5.048,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Sonographieliege, mit Handkurbelhöhenverstellung, mit Ausschnitt und Polstereinsatz.
Art.Nr.: 543.5664
<p>SonographieliegeAusschnitt in der Liegefläche, Abmessung 400 x 300 mm, L x B, mit Handkurbelhöhenverstellung. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben.</p> <p>Durch den zum Lieferumfang gehörenden Polstereinsatz kann der Ausschnitt geschlossen werden. Dadurch wird aus der Echo-Kardiographieliege eine EKG-Liege.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
1.865,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Multifunktionsliegen



Kombinierte Untersuchungsliege zur gynäkologischen Behandlung, auch zur Behandlung in der Seiten- od. Steinschnittlage.
Art.Nr.: 543.7009
Kombinierte Untersuchungsliege zur gynäkologischen Behandlung als auch zur Behandlung in der Seiten- oder Steinschnittlage. Zum Komplettpreis der Kombinierte Untersuchungsliege gehören zum Lieferumfang der Liege, ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und den dazugehörigen Befestigungskloben, eine Edelstahlschale, ein Ausschnitt im Sitz- und Fußteil und eine Papierrollenhalterstange. Die kombinierte Liege kann gegen Aufpreis mit einer stufenlos höhenverstellbaren integrierten Rektortolle geliefert werden. Die Liege hat dann eine vierteilige Polsterauflage. Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.547,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kombinierten Untersuchungslieden mit dreigeteilten Polstersegmenten mit elektromotorischer Höhenverstellung.
Art.Nr.: 543.3389
Kombinierten Untersuchungslieden mit dreigeteilten Polstersegmenten ermöglicht dem Anwender ein breites Einsatzgebiet. Die Höhenverstellung erfolgt bei der Liege elektromotorisch. Die Querholme der Flachfußkonstruktion sind mit Bodenausgleichsschrauben versehen. Die Polsterteile lassen sich stufenlos, einzeln verstellen und sichern somit eine optimale Behandlungsposition. Beim Komplettpreis der Liege gehören zum Lieferumfang ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und den dazugehörigen Befestigungskloben sowie eine Edelstahlschale. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.971,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kombinierten Untersuchungslieden mit dreigeteilten Polstersegmenten, höhenverstellbar durch Handkurbel.
Art.Nr.: 543.4995
Kombinierten Untersuchungslieden mit dreigeteilten Polstersegmenten ermöglicht dem Anwender ein breites Einsatzgebiet. Die Höhenverstellung erfolgt bei der Liege per Handkurbel. Die Querholme der Flachfußkonstruktion sind mit Bodenausgleichsschrauben versehen. Die Polsterteile lassen sich stufenlos, einzeln verstellen und sichern somit eine optimale Behandlungsposition. Beim Komplettpreis der Liege gehören zum Lieferumfang ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und den dazugehörigen Befestigungskloben sowie eine Edelstahlschale. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.587,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Multifunktionsliegen



Multifunktionsliege DUO-LIFTO-MED mit elektromotorischer Höhen- und Neigungsverstellung.
Art.Nr.: 543.5194
<p>Multifunktionsliege DUO-LIFTO-MEDBei der dreigeteilten Liegefläche lassen sich die Polsterteile unabhängig voneinander stufenlos verstellen. Einen sicheren Stand gewährleisten die Bodenausgleichsschrauben. Die eloxierten Hubsäulen lassen sich separat ansteuern. Die Ansteuerung erfolgt über einen einfach zu bedienenden Handschalter, der Multi-Tasking-Verstellung (gleichzeitige Höhen- und Neigungsverstellung) zulässt.</p> <p>Die Trendelenburg- und Antitrendelenburgposition ist bis 15° einstellbar.</p> <p>Beim DUO-LIFTO-MED-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang der Liege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und Befestigungskloben - ein Paar OP-Schienen - eine Edelstahlschale - ein Papierrollenhalter <p>Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Die Multifunktionsliege DUO-LIFTO-MED kann auch gegen Aufpreis wahlweise mit Laufrollen oder mit Zentralverstellung geliefert werden.</p> <p>Aufgrund der seitlich angebrachten, genormten OP-Schienen lässt sich Zubehör aus dem Bereich Paravent, Möbel, Sonstiges und Zubehör für die jeweilige Facharztpraxis montieren.</p> <p>Zubehör optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufrollen, D = 75 mm - zentralverstellbare Fahreinrichtung <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.475,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Multifunktionsliege UNI-MED mit elektromotorischen Verstellmöglichkeiten
Art.Nr.: 543.3467
<p>Die Multifunktionsliege UNI-MED wird in der chirurgischen, gynäkologischen, proktologischen, rektoskopischen und allgemeinmedizinischen Praxis eingesetzt. Die Liegefläche ist dreigeteilt und alle drei Polstersegmente lassen sich, je nach Bedarf, unabhängig voneinander stufenlos verstellen.</p> <p>Die Trendelenburg- und Antitrendelenburgpositionen lassen sich elektromotorisch einstellen (jeweils 25°).</p> <p>Die Ansteuerung der beiden wartungsfreien, ruhig laufenden und gegen Spritzwasser geschützten Elektroantriebe, der stufenlosen Höhen- und Neigungsverstellung, erfolgt über pneumatische Fußschalter.</p> <p>Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Beim UNI-MED-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang der Liege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und den dazugehörenden Befestigungskloben - ein Paar OP-Schienen - eine Edelstahlschale - ein Papierrollenhalter. <p>Die Multifunktionsliege UNI-MED kann auch gegen Aufpreis wahlweise mit Laufrollen oder mit Zentralverstellung geliefert werden.</p> <p>Durch die weite Auslage der Unterkonstruktion, die mit Bodenausgleichsschrauben versehen ist, wird ein sicherer Stand der Multifunktionsliege UNI-MED gewährleistet.</p> <p>Die Abdeckhauben können auf Wunsch auch farblich, ohne Aufpreis, Ihren Wünschen angepasst werden.</p> <p>Zubehör optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufrollen, D = 75 mm - zentralverstellbare Fahreinrichtung <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
5.021,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Multifunktionsliegen



Untersuchungsliege Multiflex II, mit abklappbarem Fußteil, Beinhalter und Edelstahlschale.

Art.Nr.: 543.6223

Untersuchungsliege Multiflex II Wegen des abklappbaren Fußteils ist die Liegenlänge variabel. Zum Komplettpreis der Multiflex II gehören zum Lieferumfang der Liege, ein Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen und den dazugehörigen Befestigungskloben, eine Edelstahlschale, ein Ausschnitt im Sitz- und Fußteil und eine Papierrollenhalterstange.

Farben gemäß Produktfarbkarte hier

1.465,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Phlebologieliegen



<p>Phlebologieliege in zweiteiliger Ausführung mit fester Arbeitshöhe und elektromotorischer Kippverstellung.</p>
<p>Art.Nr.: 530.5978</p>
<p>PhlebologieliegeZweiteilige Ausführung des Phlebo-Mat für die reine Phlebologie. Durch die elektromotorische stufenlose Kippverstellung, bei einer festen Arbeitshöhe von 930 mm, ist die Phlebologieliege in der zweiteiligen Ausführung für die reine Phlebologie gedacht. Die weite Auslage des Untergestelles, in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß, garantiert auch bei der fast senkrechten Liegenstellung unter Belastung eine hohe Standsicherheit. Die hier verwendeten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich wie alle anderen Bauteile leicht reinigen. Sie sind darüber hinaus stoß- und kratzfest und können auf Wunsch auch farblich (ohne Aufpreis) Ihren Wünschen entsprechen. Um die Patienten an den Phlebologieliegen fixieren zu können, bieten wir gegen Aufpreis einen Patientengurt an. Der zweiteilige Venenbehandlungsliege ist mit einem Elektroantrieb, für die Kippverstellung, ausgestattet. Die pneumatische Ansteuerung dieses wartungsfreien, spritzwassergeschützten und ruhig laufenden Antriebs erfolgt über einen Fußschalter. Die Liege kann auch gegen Aufpreis mit einer zentral verstellbaren Fahrerinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden. Zum Standardzubehör gehören die seitlich angebrachten OP-Schienen, ein Paar Ringarmlehnen und das schwarze Fußauftrittsbrett. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden. Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>2.895,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Phlebologieliege - Venenbehandlungsliege mit elektromotorischer Höhen- und Neigungsverstellung.</p>
<p>Art.Nr.: 543.4479</p>
<p>Venenbehandlungsliege &ndash; PhlebologieliegeDas Modell PHLEBO-LIFT, dreiteilig, wurde speziell für die Anforderungen der Phlebologie entwickelt. Zielsetzung war es, durch die elektromotorischen Verstellmöglichkeiten (Höhe und Neigung), dem fachspezifischen Zubehör und die einfache Handhabung, Arzt und Arzthelferin zu entlasten. Dadurch ist eine schnelle Behandlung der Patienten gewährleistet. Zum Standardzubehör gehören die seitlich angebrachten OP-Schienen, ein Paar Ringarmlehnen, der Fußauftritt und die Nackenrolle. Die Phlebologieliege ist mit ein paar Handgriffen (Anstellen des Rückenteils, Abklappen des Fußteils) in wenigen Sekunden auch zu einem gynäkologischen Untersuchungsstuhl umrüstbar. Ferner kann die Phlebologieliege mit einer Edelstahlschale und Beinhaltern mit Befestigungskloben ausgestattet werden. Bei Bedarf (z. B. kollabierendem Patienten) kann die Phlebologieliege von der fast senkrechten Stellung über die Waagerechte bis in die Schocklage (20° negativ) verfahren werden. Der Patient steigt auf die Liege und wird in die entsprechende Behandlungsposition (Höhe und Neigung) verfahren Die zwei eingesetzten Antriebe sind wartungsfreie, spritzwassergeschützte und ruhig laufende Elektromotoren, die über Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N Optionale Zusatzausstattungen: - Zentral verstellbaren Fahrerinrichtung - Papierrollenhalter - Patientengurt - Fersenrolle - Edelstahlschale Farben gemäß Produktfarbkarte hier Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>5.345,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Phlebologieliegen



Venenbehandlungsliege - Phlebologieliege, Arbeitshöhe 930 mm, elektromotorische Neigungsverstellung.
Art.Nr.: 530.4487
<p>Phlebologieliege - VenenbehandlungsliegeDas Modell PHLEBO-MAT, dreiteilig, wurde speziell für die Anforderungen der Phlebologie entwickelt. Der dreiteilige PHLEBO-MAT hat eine Arbeitshöhe von 930 mm und ist nur in der Neigung elektromotorisch verstellbar. Zum Standardzubehör bei diesem dreiteiligen PHLEBO-MAT gehören die seitlich angebrachten OP-Schienen, ein Paar Ringarmlehnen, der Fußauftritt und die Nackenrolle.</p> <p>Dieser PHLEBO-MAT ist mit ein paar Handgriffen (Anstellen des Rückenteils, Abklappen des Fußteils) in wenigen Sekunden auch zu einem gynäkologischen Untersuchungsstuhl umrüstbar. Ferner kann der PHLEBO-MAT mit einer Edelstahlschale und Beinhaltern mit Befestigungskloben ausgestattet werden.</p> <p>Bei Bedarf (z. B. kollabierendem Patienten) kann der PHLEBO-MAT von der fast senkrechten Stellung über die Waagerechte bis in die Schocklage (20° negativ) verfahren werden. Der Patient steigt auf den PHLEBO-MAT und wird in die entsprechende Neigungs-Behandlungsposition verfahren. Der eingesetzte Antrieb ist wartungsfrei, spritzwassergeschützt und wird über den Fußschalter mittels Luftimpuls gesteuert.</p> <p>Anschlusswerte des Motors: 230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Optionale Zusatzausstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentral verstellbaren Fahreinrichtung - Papierrollenhalter - Patientengurt - Fersenrolle - Edelstahlschale <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
3.598,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Venenbehandlungsliege in zweiteiliger Ausführung mit elektromotorischer, stufenloser Höhen- und Kippverstellung.
Art.Nr.: 543.4755
<p>VenenbehandlungsliegeZweiteilige Ausführung des Phlebo-Lift für die reine Phlebologie. Durch die elektromotorische, stufenlose Höhen- und Kippverstellung (von der fast senkrechten Stellung über die Waagerechte bis in die Schocklage, 20° negativ) ist die Phlebologieliege in der zweiteiligen Ausführung für die reine Phlebologie gedacht.</p> <p>Die weite Auslage des Untergestelles, in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß, garantiert auch bei der fast senkrechten Liegenstellung unter Belastung eine hohe Standsicherheit.</p> <p>Die hier verwendeten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich wie alle anderen Bauteile leicht reinigen. Sie sind darüber hinaus stoß- und kratzfest und können auf Wunsch auch farblich (ohne Aufpreis) Ihren Wünschen entsprechen.</p> <p>Um die Patienten an den Phlebologieliegen fixieren zu können, bieten wir gegen Aufpreis einen Patientengurt an.</p> <p>Der zweiteilige Venenbehandlungsliege ist mit zwei Elektroantrieben ausgestattet. Die pneumatische Ansteuerung dieser wartungsfreien, spritzwassergeschützten und ruhig laufenden Antriebe erfolgt über Fußschalter.</p> <p>Die Liege kann auch gegen Aufpreis mit einer zentral verstellbaren Fahreinrichtung und einem Papierrollenhalter geliefert werden.</p> <p>Zum Standardzubehör gehören die seitlich angebrachten OP-Schienen, ein Paar Ringarmlehnen und das schwarze Fußauftrittsbrett.</p> <p>Anschlusswerte je Motor:</p> <p>230V, 50Hz, 2,4A, 510W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Der aus Edelstahl gefertigte Winkelmesser WM-30 ist gegen Aufpreis erhältlich. Er kann wahlweise rechts oder links angebracht werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.675,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duo Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.1567</p>
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &ldquo;GSP&ldquo; •; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter oder hydraulisch mit Fußpumpe •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (86 / 116 cm) •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert •; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Invory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;</p>
<p>1.780,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duo Advanced, höhenverstellbar durch Rundumschaltung 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4523</p>
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen</p> <p>•; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. MwSt.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (86 / 116 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 67 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <p>•; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil</p> <p>•; Kopfteil elektromotorisch verstellbar</p> <p>•; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm</p> <p>•; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Invory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;</p>
<p>1.995,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duo Luxe, höhenverstellbar 45-95 cm, Rundumschaltung, Heizung, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.1625</p>
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; abgerundete Liegefläche mit Duo-Polsterung, untere Schicht mit hoher Dichtigkeit •; Die Luxe-Polster werden mit starkem Sattelstich gefertigt •; Liegefläche mit integrierter Polsterheizung •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (86 / 116 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <ul style="list-style-type: none"> •; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reißt und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar. 1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Invoy 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
<p>2.170,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



Physiotherapieliege, Duoplan Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 200 x 67 cm
Art.Nr.: 610.4923
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter oder hydraulisch mit Fußpumpe</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen</p> <p>•; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (86 / 41 / 73 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 67 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm</p> <p>•; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl</p> <p>•; Beinteile bis positiv 20° / negativ 30° einzeln manuel verstellbar</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <p>•; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil</p> <p>•; Rückenteil elektromotorisch verstellbar</p> <p>•; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm</p> <p>•; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
2.380,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duoplan Advanced, höhenverstellbar Rundumschaltung 45-95 cm, fahrbar, LxB = 200 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4830</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (86 / 41 / 73 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; Beinteile bis positiv 20° / negativ 30° einzeln manuel verstellbar •; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <ul style="list-style-type: none"> •; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil •; Rückenteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
<p>2.578,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duoplan Luxe, höhenverstellbar 45-95 cm, Rundumschaltung, Heizung, fahrbar, LxB = 200 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4895</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <ul style="list-style-type: none"> •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Rückenteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; abgerundete Liegefläche mit Duo-Polsterung, untere Schicht mit hoher Dichtigkeit •; Die Luxe-Polster werden mit starkem Sattelstich gefertigt •; Liegefläche mit integrierter Polsterheizung •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (86 / 41 / 73 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; Beinteile bis positiv 20° / negativ 30° einzeln manuel verstellbar •; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <ul style="list-style-type: none"> •; elektrische Dachstellung von Becken- und Fußteil •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar. 1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
<p>2.825,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



Physiotherapieliege, Duoplus Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm
Art.Nr.: 610.4038
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter oder hydraulisch mit Fußpumpe</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen</p> <p>•; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (46 / 156 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 67 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm</p> <p>•; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl</p> <p>•; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar</p> <p>Optional &dash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <p>•; Kopfteil elektromotorisch verstellbar</p> <p>•; Polster &dash; Liegefläche extra schmal, 60 cm</p> <p>•; Polster &dash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;</p>
1.795,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Physiotherapieliege, Duoplus Advanced, höhenverstellbar durch Rundumschaltung 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm
Art.Nr.: 610.4526
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsöffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen</p> <p>•; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (46 / 156 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 67 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm</p> <p>•; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl</p> <p>•; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar</p> <p>Optional &dash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert</p> <p>•; Kopfteil elektromotorisch verstellbar</p> <p>•; Polster &dash; Liegefläche extra schmal, 60 cm</p> <p>•; Polster &dash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;</p>
1.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Duoplus Luxe, höhenverstellbar 45-95 cm, Rundumschaltung, Heizung, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4662</p>
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Physiotherapieliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsoffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; abgerundete Liegefläche mit Duo-Polsterung, untere Schicht mit hoher Dichtigkeit •; Die Luxe-Polster werden mit starkem Sattelstich gefertigt •; Liegefläche mit integrierter Polsterheizung •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (46 / 156 cm) •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reißt und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;; Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
<p>2.195,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Trioplus Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.1456</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Behandlungsliege - Physiotherapieliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo; •; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter oder hydraulisch mit Fußpumpe •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsoffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Fußteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Dachstellung, stufenlos verstellbares Mittelteil •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (46 / 54 / 102 cm) •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 75° manuell verstellbar •; Dachstellung, Mittelteil bis positiv 20° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar. 1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können. Farbbeispiele zum Ausprobieren hier •;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •; Angebotsanfrage hier •;</p>
<p>2.295,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Physiotherapieliege, Trioplus Advanced, höhenverstellbar durch Rundumschaltung 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4826</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Behandlungsliege - Physiotherapieliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsoffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Fußteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Dachstellung, stufenlos verstellbares Mittelteil •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (46 / 54 / 102 cm) •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 75° manuell verstellbar •; Dachstellung, Mittelteil bis positiv 20° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reißt und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar. 1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier •;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •; Angebotsanfrage hier •;</p>
<p>2.545,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen




<p>Physiotherapieliege, Trioplus Luxe, höhenverstellbar 45-95 cm, Rundumschaltung, Heizung, fahrbar, LxB = 202 x 67 cm</p>
<p>Art.Nr.: 610.4789</p>
<p>Liegenausführung:•; 3-teilige Behandlungsliege - Physiotherapieliege - Therapieliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;; •; elektrische Höhenverstellung mit Gymna-Rundumschaltung •; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen •; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung •; Kopfteil mit ergonomischer Gesichtsoffnung / Nasenschlitz und Verschlusskissen •; Kopfteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Fußteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder •; Dachstellung, stufenlos verstellbares Mittelteil •; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; abgerundete Liegefläche mit Duo-Polsterung, untere Schicht mit hoher Dichtigkeit •; Die Luxe-Polster werden mit starkem Sattelstich gefertigt •; Liegefläche mit integrierter Polsterheizung •; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg •; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (46 / 54 / 102 cm) •; Liegenbreite: 67 cm •; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm •; verstellbar über Fußschalter oder Fußpumpe nach Wahl •; Kopfteil bis positiv 30° / negativ bis -72° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 75° manuell verstellbar •; Dachstellung, Mittelteil bis positiv 20° manuell verstellbar</p> <p>Optional &ndash; gegen Aufpreis•; Befestigungsbügel für Fixiergurte montiert •; Kopfteil elektromotorisch verstellbar •; Polster &ndash; Liegefläche extra schmal, 60 cm •; Polster &ndash; Liegefläche extra breit, 80 cm</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;; Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
<p>2.755,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



Therapieliege - Gymnastikliege, Bobath-2 Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 120 cm
Art.Nr.: 610.1608
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; geeignet zum Einsatz eines Patientenlifters - Bodenfreiheit 15 cm</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (86 / 116 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 120 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über elektrischem Fußschalter</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 80° manuell verstellbar</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reißt und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar. 1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
2.298,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



Therapieliege - Kipptisch, Breite der Liegefläche 800 mm, für vielfältige Therapiemethoden einsetzbar
Art.Nr.: 543.7709
<p>Der Therapietisch - Kipptische ist für verschiedene Therapiemethoden einsetzbar. Für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten Patienten, sind diese Modelle hervorragend geeignet.</p> <p>Therapietischbreite: 800 mm Um dem Patienten physisch und psychisch die bei der Behandlung benötigte Sicherheit zu geben, wurde bei den Kipptischen die Kombination des Polsterausschnittes am Fußende mit dem extra großflächigen, abnehmbaren Fußauftrittsbrett (Abmessung 800/1000 x 320 mm, BxL) entwickelt. Die Höhen- und Kippverstellung erfolgt über zwei wartungsfreie und äußerst geräuscharme Elektroantriebe, die durch Fuß- bzw. Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Der Höhenverstellmotor ist mit der Sicherheitssperbox ausgestattet. Der integrierte Winkelmesser lässt auf einen Blick die Gradzahl der Neigung erkennen.</p> <p>Beim Komplettpreis des Kipptisches gehört zum Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar OP-Schienen • eine Fahrinrichtung • ein abnehmbares Fußauftrittsbrett • ein verstellbares Kopfteil <p>Optionales Zubehör für verschiedene Behandlungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar Ringarmlehnen • ein Patientengurt - Maße: 2600x250mm (LxB) • ein Papierrollenhalter mit Anbausatz <p>Anschlusswerte je Motor:</p> <p>Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Kippverstellung: 230V, 50/60Hz., 1,8A, 360W, IP55, v=7mm/s, 10000N</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.875,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, durch Handkurbel höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.5085
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, durch Handkurbel höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahrinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahrinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
3.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Physiotherapieliegen



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, elektromotorisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5069</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, elektromotorisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>5.085,00 EUR 4.627,35 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, pumpenhydraulisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5132</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, pumpenhydraulisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>5.060,00 EUR 4.604,60 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1040 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.8706
Die Höhenverstellung der Gymnastikliege – Therapieliege nach Bobath erfolgt per Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden. Gymnastikliegenbreite: 1040 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Das optimale Übersetzungsverhältnis (i=10mm/Umdrehung) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Dieses kann auch selbstverständlich mit schweren Patienten ohne großen Kraftaufwand erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
1.765,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1040 mm, elektromotorisch, 200 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.8448
Gymnastikliege – Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1040 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 200 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.399,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1200 mm, elektromotorisch, 400 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.7315
Gymnastikliege – Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1200 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 400 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.735,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1600 mm, elektromotorisch, 400 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.6981
Gymnastikliege – Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1600 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 400 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.085,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 1000 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.4501
Gymnastikliege.Liegenbreite 1000 mm, höhenverstellbar durch Handkurbel, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben. Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
1.635,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 1000 mm, elektromotorisch höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.4438
Gymnastikliege.Liegenbreite 1000 mm, elektromotorisch höhenverstellbar, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.295,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 800 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.3389
Gymnastikliege.Liegenbreite 800 mm, höhenverstellbar durch Handkurbel, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben. Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
1.520,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 800 mm, elektromotorisch höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.5963
Gymnastikliege, Liegenbreite 800 mm, elektromotorisch höhenverstellbar, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und Mietkauf: Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.185,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath, Modell: C-420-01, elektromotorisch höhenverstellbar, fahrbar, Breite 100 cm
Art.Nr.: 525.c-420-01
Liegenausführung: •; 1-teilige Therapieliege – Gymnastikliege nach Bobath •; Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar und feststellbar (durch einziehbares Fahrwerk) •; Rollendurchmesser 60 mm, geeignet für alle Böden •; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A •; Patientengewicht: max. 200 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten •; Liegenlänge: 188 cm •; Liegenbreite: 100 cm •; Höhenverstellung von 51 – 99 cm / 48 cm, über Handschalter incl. Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.285,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath, Modell: C-420-02, elektromotorisch höhenverstellbar, fahrbar, Breite 120 cm
Art.Nr.: 525.c-420-02
Liegenausführung: •; 1-teilige Therapieliege – Gymnastikliege nach Bobath •; Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar und feststellbar (durch einziehbares Fahrwerk) •; Rollendurchmesser 60 mm, geeignet für alle Böden •; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A •; Patientengewicht: max. 200 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten •; Liegenlänge: 200 cm •; Liegenbreite: 120 cm •; Höhenverstellung von 51 – 99 cm / 48 cm, über Handschalter incl. Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.485,00 EUR 1.381,50 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath, Modell: C-425-01, elektromotorisch höhenverstellbar, fahrbar, Breite 100 cm
Art.Nr.: 525.C-425-01
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Therapieliege &ndash; Gymnastikliege nach Bobath</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Kopfteil positiv, manuell um 90 Grd. verstellbar •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar und feststellbar (durch einziehbares Fahrwerk) •; Rollendurchmesser 60 mm, geeignet für alle Böden •; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A •; Patientengewicht: max. 200 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 190 cm (118 + 70 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Liegenbreite: 100 cm •; Höhenverstellung von 51 &ndash; 99 cm / 48 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil positiv bis 90° manuel verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.448,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath, Modell: C-425-02, elektromotorisch höhenverstellbar, fahrbar, Breite 120 cm
Art.Nr.: 525.C-425-01
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Therapieliege &ndash; Gymnastikliege nach Bobath</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Kopfteil positiv, manuell um 90 Grd. verstellbar •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar und feststellbar (durch einziehbares Fahrwerk) •; Rollendurchmesser 60 mm, geeignet für alle Böden •; Polsterdicke 70 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A •; Patientengewicht: max. 200 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 200 cm (128 + 70 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •; Liegenbreite: 120 cm •; Höhenverstellung von 51 &ndash; 99 cm / 48 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil positiv bis 90° manuel verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.545,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen




Therapieliege - Gymnastikliege, Bobath-1 Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 120 cm
Art.Nr.: 610.1728
<p>Liegenausführung:•; 1-teilige Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; geeignet zum Einsatz eines Patientenlifters - Bodenfreiheit 15 cm</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm</p> <p>•; Liegenbreite: 120 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über elektrischem Fußschalter</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
2.098,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Therapieliege - Gymnastikliege, Bobath-2 Advanced, höhenverstellbar 45-95 cm, fahrbar, LxB = 202 x 120 cm
Art.Nr.: 610.1608
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Therapieliege - Gymnastikliege nach Bobath</p> <p>•; stabile Konstruktion, Gestell aus Vierkantprofilen, Gymna-Stabilitäts-Profil &bdquo;GSP&ldquo;;</p> <p>•; höhenverstellbar, elektrisch mit Fußschalter</p> <p>•; fahrbar durch beidseits bedienbares Rollenhubsystem mit 4 Lenkrollen</p> <p>•; Antislip-Untergestell, kein Wegrutschen der Liege während der Behandlung</p> <p>•; Rückenteil verstellbar, unterstützt durch Gasdruckfeder</p> <p>•; Polsterdicke der Liegefläche 40 mm, Farbauswahl gem. Farbkarte</p> <p>•; geeignet zum Einsatz eines Patientenlifters - Bodenfreiheit 15 cm</p> <p>•; Patientengewicht / Hebekapazität: max. 200 kg</p> <p>•; Versandkosten: 132,00 EUR netto, zzgl. Mwst.</p> <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 202 cm (86 / 116 cm)</p> <p>•; Liegenbreite: 120 cm</p> <p>•; Höhenverstellung von 45 - 95 cm / 50 cm verstellbar über elektrischem Fußschalter</p> <p>•; Rückenteil bis positiv 80° manuell verstellbar</p> <p>StandardpolsterungHochwertige Vinylpolster, erhältlich in acht aktuellen und exklusiven Farben. Das Material lässt sich problemlos reinigen und pflegen, ist wasserdicht, flexibel, lichtecht, beständig gegen Desinfektionsmittel sowie reiß- und abriebfest. Die Oberflächen fühlen sich angenehm an. Das Material selbst ist schwer entflammbar.1. Carbon 2. Pacific 3. Chrome 4. Sahara 5. Terracotta 6. Marble 7. Ivory 8. Havana</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p> <p>Farbbeispiele zum Ausprobieren hier &hellip;;Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;;</p>
2.298,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Therapieliege - Kipptisch, Breite der Liegefläche 800 mm, für vielfältige Therapiemethoden einsetzbar
Art.Nr.: 543.7709
<p>Der Therapietisch - Kipptische ist für verschiedene Therapiemethoden einsetzbar. Für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten Patienten, sind diese Modelle hervorragend geeignet.</p> <p>Therapietischbreite: 800 mm Um dem Patienten physisch und psychisch die bei der Behandlung benötigte Sicherheit zu geben, wurde bei den Kipptischen die Kombination des Polsterausschnittes am Fußende mit dem extra großflächigen, abnehmbaren Fußauftritts Brett (Abmessung 800/1000 x 320 mm, BxL) entwickelt.</p> <p>Die Höhen- und Kippverstellung erfolgt über zwei wartungsfreie und äußerst geräuscharme Elektroantriebe, die durch Fuß- bzw. Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Der Höhenverstellmotor ist mit der Sicherheitssperbox ausgestattet. Der integrierte Winkelmesser lässt auf einen Blick die Gradzahl der Neigung erkennen.</p> <p>Beim Komplettpreis des Kipptisches gehört zum Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar OP-Schienen • eine Fahrereinrichtung • ein abnehmbares Fußauftritts Brett • ein verstellbares Kopfteil <p>Optionales Zubehör für verschiedene Behandlungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar Ringarmlehnen • ein Patientengurt - Maße: 2600x250mm (LxB) • ein Papierrollenhalter mit Anbausatz <p>Anschlusswerte je Motor:</p> <p>Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Kippverstellung: 230V, 50/60Hz., 1,8A, 360W, IP55, v=7mm/s, 10000N</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
4.875,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



Therapieliege - Kipptisch, Breite Liegefläche 1000 mm, für vielfältige Therapiemethoden einsetzbar
Art.Nr.: 543.7725
<p>Der Therapietisch - Kipptische ist für verschiedene Therapiemethoden einsetzbar. Für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten Patienten, sind diese Modelle hervorragend geeignet.</p> <p>Therapietischbreite: 1000 mm</p> <p>Um dem Patienten physisch und psychisch die bei der Behandlung benötigte Sicherheit zu geben, wurde bei den Kipptischen die Kombination des Polster-ausschnittes am Fußende mit dem extra großflächigen, abnehmbaren Fußauftritts Brett (Abmessung 800/1000 x 320 mm, BxL) entwickelt.</p> <p>Die Höhen- und Kippverstellung erfolgt über zwei wartungsfreie und äußerst ge-räuscharme Elektroantriebe, die durch Fuß- bzw. Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Der Höhenverstellmotor ist mit der Sicherheitssperbox ausgestattet. Der integrierte Winkelmesser lässt auf einen Blick die Gradzahl der Neigung erkennen.</p> <p>Beim Komplettpreis des Kipptisches gehört zum Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar OP-Schienen • eine Fahreinrichtung • ein abnehmbares Fußauftritts Brett • ein verstellbares Kopfteil <p>Optionales Zubehör für verschiedene Behandlungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Paar Ringarmlehnen • ein Patientengurt - Maße: 2600x250mm (LxB) • ein Papierrollenhalter mit Anbausatz <p>Anschlusswerte je Motor:</p> <p>Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Kippverstellung: 230V, 50/60Hz., 1,8A, 360W, IP55, v=7mm/s, 10000N</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
5.160,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, durch Handkurbel höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.5085
<p>Die Universaltherapieliegen THERA,durch Handkurbel höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelen-burgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
3.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- u. Gymnastikliegen



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, elektromotorisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5069</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, elektromotorisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>5.085,00 EUR 4.627,35 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, pumpenhydraulisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5132</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, pumpenhydraulisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>5.060,00 EUR 4.604,60 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Transportliegen



Aufwach- und Transportliege, Breite 650 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6126
<p>Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm.</p> <p>Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende.</p> <p>Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
2.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Aufwach- und Transportliege, Breite 800 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6613
<p>Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm.</p> <p>Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende.</p> <p>Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
3.090,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Aufwachliegen, Transportliegen, MR-geeignet bis 1,5T, Edelstahl
Art.Nr.: 543.5735
<p>Diese Aufwachliegen finden ihren Einsatzort als Transportliegen im Bereich der Magnetresonanz (MR), geeignet bis zu 1,5 Tesla.</p> <p>Sie sind serienmäßig mit leichtlaufenden Rädern (Rollendurchmesser 100 mm), wobei zwei in der Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind, ausgestattet.</p> <p>Die Seitengitter (800x250 mm, LxH) sind drehbar. Das Kopfteil lässt sich bis zu +30° anstellen.</p> <p>Als optionales Zubehör bieten wir unter der Bestell-Nr.: INF-1720/VA einen Infusionsständer (Länge 1720 mm) mit 4 Haken und entsprechender Liegenbefestigung an. Ein nachträgliches Anbringen ist nur nach vorherigem Bohren möglich.</p> <p>Die Papierrollenhalterstangen Bestell-Nr.: P-3050 (für 65 cm) und P-3070 (für 80 cm breite Liegen) werden zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht.</p> <p>Höhe frei wählbar: 650, 700, 750 oder 800 mm</p> <p>Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite von 650 mm</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier</p>
1.904,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Transportliegen



Patiententransportliege mit Kanten-/Rammschutz, mit zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, Kopfteil stufenlos bis
Art.Nr.: 705.5543
<p>Bedienerfreundliche Patiententransportliege mit schwarzem Kanten-/Rammschutz, der sich am Polsterrahmen und an den Seitengittern befindet. Durch die beiden verchromten Schiebegriffe lässt sich die Patiententransportliege einfach und bequem schieben.</p> <p>Die zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, sind jeweils durch einen Tritthebel am Kopf- und Fußende zu bedienen.</p> <p>Das Kopfteil und die Liegefläche haben eine Polsterstärke von 64 mm. Das Kopfteil, die Liegefläche und die beiden Polsterauflagen auf den Seitengittern sind mit Kunstleder bezogen. Zwischen den Seitengittern ist die Liegefläche ca. 600 mm breit.</p> <p>Das Kopfteil ist stufenlos per Gasdruckfeder bis 30° positiv verstellbar. Der Auslöseknopf befindet sich direkt unter dem Kopfteil am Kopfende.</p> <p>Die Seitengitter, Abmessungen ca. 760 x 230 mm, sind durch einen Drehmechanismus verstellbar und werden durch einen verschiebbaren Bolzen fixiert. Zeigen die beiden Seitengitter nach unten, ist die komplette Polsterbreite somit erweitert auf ca. 700 mm.</p> <p>Am Kopfende befindet sich jeweils rechts und links eine Aufnahmehalterung für einen optional erhältlichen Infusionsständer, D = 18 mm.</p> <p>Der gegen Aufpreis erhältliche Korb, Abmessungen ca. 550 x 290 x 190 mm (BxTxH), kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035, ist zu beiden Seiten ausziehbar.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-teilig (BxL) = 750 x 1950 mm (1400 + 500 mm) <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •;</p> <p>Angebotsanfrage hier •;</p>
2.046,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Transportliege, Modell: C-416-02, hydraulisch höhenverstellbar von 48-93 cm, Seitengitter, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 680.C-416-02
<p>Liegenausführung:•; 2-teilige Transportliege mit absenkbaaren, höhenverstellbaren Seitengitter</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt im Liegenkopfteil incl. Lieferung der Öffnungsabdeckung / Polstereinsatz • pumpenhydraulisch höhenverstellbar • fahrbar durch Rollen D = 100 mm, einzeln feststellbar • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 185 cm (56 / 124 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung hydraulisch von 48 - 93 cm / 45 cm • Kopfteil bis positiv 90° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.395,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Aufwach- und Transportliege, Breite 650 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6126
Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende. Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Aufwach- und Transportliege, Breite 800 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6613
Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende. Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier … Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
3.090,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Aufwachliegen, Transportliegen, MR-geeignet bis 1,5T, Edelstahl
Art.Nr.: 543.5735
Diese Aufwachliegen finden ihren Einsatzort als Transportliegen im Bereich der Magnetresonanz (MR), geeignet bis zu 1,5 Tesla. Sie sind serienmäßig mit leichtlaufenden Rädern (Rollendurchmesser 100 mm), wobei zwei in der Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind, ausgestattet. Die Seitengitter (800x250 mm, LxH) sind drehbar. Das Kopfteil lässt sich bis zu +30° anstellen. Als optionales Zubehör bieten wir unter der Bestell-Nr.: INF-1720/VA einen Infusionsständer (Länge 1720 mm) mit 4 Haken und entsprechender Liegenbefestigung an. Ein nachträgliches Anbringen ist nur nach vorherigem Bohren möglich. Die Papierrollenhalterstangen Bestell-Nr.: P-3050 (für 65 cm) und P-3070 (für 80 cm breite Liegen) werden zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht. Höhe frei wählbar: 650, 700, 750 oder 800 mm Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite von 650 mm Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.904,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Behandlungs- und Untersuchungsliege, fahrbar, Modell: C-530-01, elektrisch höhenverstellbar 53-96 cm, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 525.C-530-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Therapieliege - Behandlungsliege – Untersuchungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; fahrbar durch zuschaltbare Transportrollen, feststellbar, Rollen D = 60 mm •; Polsterdicke 80 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. Mwst.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 185 cm (70 / 60 / 45 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 53 - 96 cm / 43 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 85° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 60° / negativ 80° manuell verstellbar Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.180,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungsliege - Patientenliege ULI-6000, mit einer zweiteiligen Liegefläche
Art.Nr.: 705.7519
Behandlungsliege - Patientenliege ULI-6000, mit einer zweiteiligen Liegefläche. Das Kopfteil ist per Raster verstellbar. Rahmen und FüÙe sind kunststoffbeschichtet. •; Liegenhöhe: 650 mm Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
349,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Dreiteilige Universalliege DUO-LIFT, elektromotorisch höhenverstellbar, Trendelenburg- und Antitrendelenburg
Art.Nr.: 705.5639
Dreiteilige Universalliege DUO-LIFT. Durch die separat steuerbaren, eloxierten Hubsäulen lassen sich die Trendelenburg- und Antitrendelenburgpositionen, jeweils 15 Grd. einstellen. Die durch einen Trafo angesteuerten Niedervoltelektroantriebe zeichnen sich durch ihre Laufruhe aus. Das Kopfteil ist um bis zu 30° verstellbar. Um bei unebenen Böden eine große Standfestigkeit zu erreichen, wurde die Unterkonstruktion des Fußgestells mit Bodenausgleichsschrauben versehen. An der Universalliege lässt sich Zubehör durch die Anbringung von OP-Schienen an den Rahmenaußenseiten für die jeweilige Facharztpraxis montieren. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50/60Hz., 2,0A, 120W, IP20, v=16mm/s, 1000N Die Ansteuerung erfolgt über einen einfach zu bedienenden Handschalter, der MULTI-TASKING-Verstellungen zulässt. (Höhen- und Neigungsverstellungen) Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier … Angebotsanfrage hier …
2.425,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kinder-Untersuchungsliege, dreiteilig, mit abklappbarem Kopf- und Fußteil, fahrbar, Laufrollen D = 75 mm Ø
Art.Nr.: 705.4562
Die dreiteilige Untersuchungsliege wurde speziell für die Behandlung von Kindern konzipiert. Durch das abklappbare Kopf- und Fußteil können die Liegen den unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder angepasst werden. Aus Mobilitätsgründen werden die Kinderuntersuchungsliegen serienmäßig mit Laufrollen D = 75 mm Ø ausgeliefert. •; Liegenhöhe: 550 mm Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 580 x 1900 mm (830 + 470 + 600 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
698,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > • Universalliegen



<p>Patiententransportliege mit Kanten-/Rammschutz, mit zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, Kopfteil stufenlos bis</p>
<p>Art.Nr.: 705.5543</p>
<p>Bedienerfreundliche Patiententransportliege mit schwarzem Kanten-/Rammschutz, der sich am Polsterrahmen und an den Seitengittern befindet. Durch die beiden verchromten Schiebegriffe lässt sich die Patiententransportliege einfach und bequem schieben.</p> <p>Die zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, sind jeweils durch einen Tritthebel am Kopf- und Fußende zu bedienen.</p> <p>Das Kopfteil und die Liegefläche haben eine Polsterstärke von 64 mm. Das Kopfteil, die Liegefläche und die beiden Polsterauflagen auf den Seitengittern sind mit Kunstleder bezogen. Zwischen den Seitengittern ist die Liegefläche ca. 600 mm breit.</p> <p>Das Kopfteil ist stufenlos per Gasdruckfeder bis 30° positiv verstellbar. Der Auslöseknopf befindet sich direkt unter dem Kopfteil am Kopfende.</p> <p>Die Seitengitter, Abmessungen ca. 760 x 230 mm, sind durch einen Drehmechanismus verstellbar und werden durch einen verschiebbaren Bolzen fixiert. Zeigen die beiden Seitengitter nach unten, ist die komplette Polsterbreite somit erweitert auf ca. 700 mm.</p> <p>Am Kopfende befindet sich jeweils rechts und links eine Aufnahmehalterung für einen optional erhältlichen Infusionsständer, D = 18 mm.</p> <p>Der gegen Aufpreis erhältliche Korb, Abmessungen ca. 550 x 290 x 190 mm (BxTxH), kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035, ist zu beiden Seiten ausziehbar.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>&bull; 2-teilig (BxL) = 750 x 1950 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>2.046,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, mit Fahrwerk, Zentralfeststellung, Kopfteil verstellbar</p>
<p>Art.Nr.: 705.4421</p>
<p>Untersuchungs- und EKG-Liegen, mit Fahrwerk, mit hydraulischer Höhenverstellung, ohne Seitenversatz, mit großem Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm.</p> <p>Einen sicheren Stand gewährleistet die weite Auslage der Fahrwerkskonstruktion mit Zentralverstellung.</p> <p>Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt per Fußpedal, das auf Wunsch (muss bei Auftragserteilung angegeben werden) so eingebaut werden kann, dass sie von links oder rechts bedient werden kann. Ohne großen Kraftaufwand ist eine schnelle und leichte Bedienung der Höhenverstellung, auch selbstverständlich mit Patienten, möglich.</p> <p>Die Kopfteilverstellung, positiv stufenlos bis 30°, der höhenverstellbaren Untersuchungs- und EKG-Liegen erfolgt per patentiertem Klemmstangenmechanismus.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>&bull; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>2.699,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>




<p>Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, mit positiv verstellbarem Kopfteil um 30°</p>
<p>Art.Nr.: 705.5628</p>
<p>Hydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege. Die Fußpumpe lässt sich auf Wunsch links oder rechts anbringen. (Das muss bei Auftragserteilung angegeben werden)</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt.</p> <p>Das Kopfteil lässt sich stufenlos positiv um bis 30° verstellen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>&bull; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>2.045,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, ohne Fahrwerk, feststehend, mit positiv verstellbarem Kopfteil
Art.Nr.: 705.4183
<p>Untersuchungs- und EKG-Liegen, ohne Fahrwerk, mit hydraulischer Höhenverstellung, ohne Seitenversatz, mit großem Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Einen sicheren Stand gewährleistet die weite Auslage der Unterkonstruktion, die mit Bodenausgleichsschrauben versehen ist. Das abgebildete Fahrwerk mit Zentralverstellung kann gegen Aufpreis bestellt werden.</p> <p>Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt per Fußpedal, das auf Wunsch (muss bei Auftragserteilung angegeben werden) so eingebaut werden kann, dass sie von links oder rechts bedient werden kann. Ohne großen Kraftaufwand ist eine schnelle und leichte Bedienung der Höhenverstellung, auch selbstverständlich mit Patienten, möglich.</p> <p>Die Kopfteilverstellung, positiv stufenlos bis 30°, der höhenverstellbaren Untersuchungs- und EKG-Liegen erfolgt per patentiertem Klemmstangenmechanismus.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
2.175,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Spezialuntersuchungs- und EKG-Liege, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm, Kopfteil positiv und negativ verstellbar
Art.Nr.: 705.4581
<p>Spezialuntersuchungs- und EKG-Liegen in kunststoffbeschichteter Ausführung. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Das Kopfteil ist stufenlos positiv und negativ um +/- 30° verstellbar.</p> <p>Optional auch in verchromter oder in Edelstahlgestell-Ausführung lieferbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm - ohne Aufpreis <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
535,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Transportliege, Modell: C-416-02, hydraulisch höhenverstellbar von 48-93 cm, Seitengitter, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 680.C-416-02
<p>Liegenausführung: • 2-teilige Transportliege mit absenkbaaren, höhenverstellbaren Seitengitter</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen • Gesichtsausschnitt im Liegenkopfteil incl. Lieferung der Öffnungsabdeckung / Polstereinsatz • pumpenhydraulisch höhenverstellbar • fahrbar durch Rollen D = 100 mm, einzeln feststellbar • Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m³ • Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte • Patientengewicht: max. 180 kg • spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. • Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE • Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. <p>Abmessungen und Einstellmöglichkeiten • Liegenlänge: 185 cm (56 / 124 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegenbreite: 62 cm • Höhenverstellung hydraulisch von 48 - 93 cm / 45 cm • Kopfteil bis positiv 90° manuell verstellbar <p>Polsterfarben</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.</p>
1.395,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Universalliege als Transportliege, Rollendurchmesser 75 mm, mit stufenloser Kopfteilverstellung +30°
Art.Nr.: 705.3824
Universalliege als Transportliege, standardmäßig mit vier leicht laufenden Rädern ausgestattet, D = 75 mm, zwei Stück davon sind feststellbar. Gegen Aufpreis sind auch Räder 125 mm Ø lieferbar. Die Kopfteilverstellung (+30°) erfolgt stufenlos per Klemmstangenmechanismus mit patentierter Federbremse. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm - ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
579,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universalliege, für Adipositas-Patienten geeignet, belastbar bis 300 kg, Breite 800 mm, Höhe 650 mm
Art.Nr.: 705.3499
Universalliege, die für Adipositas-Patienten geeignet ist. Wegen des verstärkten Stahlrohrgestells mit den größeren Profilabmessungen, sowie den zusätzlichen Querverstrebungen unter der Liegefläche, ist die Liege robuster und daher belastbarer. Diese XXL-Liegen sind mit einem Patientengewicht von bis zu 300 kg belastbar. Die Kopfteilverstellung (+30°) erfolgt stufenlos per Klemmstangenmechanismus mit patentierter Federbremse. Zum Lieferumfang der XXL-Liegen gehört eine Papierrollenhalterstange, die zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht wird. •; Liegenhöhe: 650 mm Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
705,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, 3-teilig, Liegenbreite 650 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4481
Diedreigeteilte Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar, die Fußteile bis zu +20°. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm – ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 3-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (900 + 500 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
575,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, 3-teilig, Liegenbreite 800 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.2456
Diedreigeteilte Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar, die Fußteile bis zu +20°. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm – ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 3-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (900 + 500 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
645,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, Liegenbreite 650 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4423
Die Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm – ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
446,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, Liegenbreite 800 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4117
Die Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe.
•; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm – ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
578,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungs- und Behandlungsliege, Modell: C-415-01, elektrisch höhenverstellbar von 48-93 cm, LxB = 185 x 62 cm
Art.Nr.: 680.C-415-01
Liegenausführung:•; 2-teilige Untersuchungsliege - Behandlungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; Gesichtsausschnitt im Liegenkopfteil incl. Lieferung der Öffnungsabdeckung / Polstereinsatz •; elektromotorisch höhenverstellbar •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 185 cm (56 / 124 cm) •; Liegenbreite: 62 cm •; Höhenverstellung elektromotorisch von 48 - 93 cm / 45 cm •; Kopfteil bis positiv 90° manuell verstellbar Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
965,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungsliege - Behandlungsliege, Modell: C-525-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-91 cm, LxB = 177 x 57 cm
Art.Nr.: 744.C-525-01
Liegenausführung:•; 4-teilige Untersuchungsliege - Behandlungsliege •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; mit geteilten Beinplatten, unteres Fußteil zusätzlich ausziehbar •; incl. der Armlehnen •; Polsterdicke 70 mm, mit einer Materialdichte von 25 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt.
Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 177 cm (65 / 45 / 30 / 15 cm + zusätzlich 16 cm ausziehbar) •; Liegenbreite: 57 cm •; Liegenbreite incl. der Armlehnen: 71 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 55 - 91 cm / 36 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar •; Fußteile einzeln bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
895,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Untersuchungsliege - EKG-Liegen, Breite 650 mm, höhenverstellbar um 400 mm durch Handkurbel, Kopfteil anstellbar
Art.Nr.: 705.8123
Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 650 mm, durch Handkurbel um 400 mm höhenverstellbar. Um die höchste wipp- und schwingungsfreie Stabilität auch in der obersten Position bei 950 mm zu erreichen und um außerdem die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, wurde ein besonderer Höhenverstellmechanismus entwickelt. Um den großen Verstellbereich von 400 mm in kurzer Zeit überbrücken zu können, wurden die Hebelverhältnisse so gewählt, dass selbst bei schweren Patienten ein leichtes und ruckfreies Verstellen möglich ist. Das Kopfteil ist stufenlos, positiv um 30° anstellbar. Die Handkurbel kann durch bloßes Umstecken von einer Seite zur anderen getauscht werden. Die Bodenausgleichsschrauben, sowie die weite Auslage der Unterkonstruktion, garantieren auch auf unebenen Fußböden immer einen sicheren Stand. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;
1.155,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten




Untersuchungsliege - EKG-Liegen, Breite 800 mm, höhenverstellbar um 400 mm durch Handkurbel, Kopfteil anstellbar
Art.Nr.: 705.8362
Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 800 mm, durch Handkurbel um 400 mm höhenverstellbar. Um die höchste wipp- und schwingungsfreie Stabilität auch in der obersten Position bei 950 mm zu erreichen und um außerdem die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, wurde ein besonderer Höhenverstellmechanismus entwickelt. Um den großen Verstellbereich von 400 mm in kurzer Zeit überbrücken zu können, wurden die Hebelverhältnisse so gewählt, dass selbst bei schweren Patienten ein leichtes und ruckfreies Verstellen möglich ist. Das Kopfteil ist stufenlos, positiv um 30° anstellbar. Die Handkurbel kann durch bloßes Umstecken von einer Seite zur anderen getauscht werden. Die Bodenausgleichsschrauben, sowie die weite Auslage der Unterkonstruktion, garantieren auch auf unebenen Fußböden immer einen sicheren Stand. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;
1.266,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungsliege - Untersuchungsstuhl , Modell: C-520-01, elektrisch höhenverstellbar von 55-90 cm, LxB = 177 x 57 cm
Art.Nr.: 525.C-520-01
Liegenausführung:•; 3-teilige Untersuchungsliege - Untersuchungsstuhl •; stabile Konstruktion, Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantprofilen •; elektromotorisch höhenverstellbar •; mit Ringarmlehnen, nach unten weg drehbar •; geteilte Beinplatten, einzeln verstellbar und ausziehbar um 16 cm •; Rückenteil mit Kopfstütze •; Polsterdicke 50 mm, mit einer Materialdichte von 32 kg/m3 •; Polsterbezug aus Skay, Materialgruppe A, Farbauswahl gem. Farbkarte •; Patientengewicht: max. 180 kg •; spanischer Hersteller von Medizinprodukten, insbesondere von elektromotorisch betriebenen Liegen. •; Produkt gemäß europäischen Normvorschriften, CE-Kennzeichnung: 93/42/CEE •; Versandkosten nach Deutschland: 89,00 EUR netto, zzgl. MwSt. Abmessungen und Einstellmöglichkeiten•; Liegenlänge: 177 cm (16 / 65 / 45 / 30 / 15 cm – um 16 cm ausziehbar) •; Liegenbreite: 57 cm •; Höhenverstellung elektrisch von 55 - 90 cm / 35 cm, über Handschalter incl. •; Rückenteil bis positiv 90° / negativ 40° manuell verstellbar •; Fußteil bis positiv 30° / negativ 90° manuell verstellbar Optional – Zusatzkosten•; Ausführung fahrbar und feststellbar, Rollen D = 60 mm, geeignet für alle Böden Polsterfarben Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben aufgrund ihrer Wiedergabe durch digitale Medien vom Original abweichen können.
1.145,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



<p>Untersuchungsliege, Breite 650 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, Kopfteil stufenlos um 30° positiv verstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 705.1542</p>
<p>Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 650 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das optimale Übersetzungsverhältnis ($i=10\text{mm/Umdrehung}$) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Das kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten, ohne großen Kraftaufwand erfolgen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
<p>1.359,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege, Breite 800 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, Kopfteil stufenlos um 30° positiv verstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 705.5125</p>
<p>Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 800 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das optimale Übersetzungsverhältnis ($i=10\text{mm/Umdrehung}$) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Das kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten, ohne großen Kraftaufwand erfolgen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
<p>1.475,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege, elektromotorisch um 200 mm höhenverstellbar, mit stufenlose, positiver Kopfteilverstellung um 30°</p>
<p>Art.Nr.: 705.4568</p>
<p>Elektromotorisch höhenverstellbare Untersuchungsliege - EKG-Liege. Die Höhenverstellung &ndash; von 650 bis 850 mm - erfolgt über einen wartungsfreien und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der durch einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Die stufenlose Kopfteilverstellung, 30° positiv, erfolgt per patentiertem Kopfstangenmechanismus.</p> <p>Anschlusswerte des Motors : 230V, 50/60 Hz., 3,7A, 850W, IP55, $v=14\text{mm/s}$, 7000N</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &hellip;</p>
<p>2.075,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Untersuchungsliege, elektromotorisch um 260 mm höhenverstellbar, flächig belastbar bis 150 kg, Kopfteilverstellung
Art.Nr.: 705.6245
<p>Universalliege, elektromotorisch um 260 mm höhenverstellbar, flächig belastbar bis 150 kg, als eine preiswerte Variante. Zum Liegerumfang gehört die entsprechende Sicherheitssperbox.</p> <p>Die pneumatische Ansteuerung des Elektromotors erfolgt über einen Handschalter. Durch den rückseitig am Handschalter befestigten Magneten, kann der Handschalter beliebig am Stahlgestell platziert werden.</p> <p>Das Rahmengestell besteht aus Rechteckstahlrohr 40x20x1,5 mm und Das Fußteil mit dem Höhenverstellmechanismus aus dem Profil 55x34x2 mm.</p> <p>Das Kopfteil ist per Raster, in 13 Stufen, verstellbar. Gegen Aufpreis ist ein Papierrollenhalter lieferbar.</p> <p>Anschlusswerte des Motors : 230V, 50/60 Hz, 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p>
1.475,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten