

R||Logistic
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	4
Medizinische Stühle u. Hocker	4 - 10

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Arztarbeitsstuhl, Medicalift 3030, mit OP-Armstützen, hydraulisch höhenverstellbar, Fußstrittering, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.3030
<p>Medizinischer Spezialarbeitsstuhl - Arztarbeitsstuhl, Typ: Medicalift 3030, mit Zentalsstopper und OP-Armstützen - wie Abgebildet.</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Spezial-Arztarbeitsstuhl für alle Bereiche der Chirurgie, insbesondere der Mikrochirurgie &bull; Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 antistatischen Doppelrollen &bull; verchromter Fußstrittering &bull; Höhenverstellung mit wartungsfreiem Hydraulik-Pumpheber &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und mittels Hebel leicht individuell einstellbar &bull; Rückenlehne höhenverstellbar um 7 cm &bull; Kopfpolsterung, antistatisch schwarz &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte <p>Einstellmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Hubhöhe: 19 cm &bull; Sitzhöhe: 53 &ndash; 72 cm &bull; Oberteil drehbar und arretierbar <p>Technische Änderungen vorbehalten!</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
1.365,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arztarbeitsstuhl, Medicalift 3030, ohne OP-Armstützen, hydraulisch höhenverstellbar, Fußstrittering, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.3030.2
<p>Medizinischer Spezialarbeitsstuhl - Arztarbeitsstuhl, Typ: Medicalift 3030 - Abbildung mit optionalem Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Spezial-Arztarbeitsstuhl für alle Bereiche der Chirurgie, insbesondere der Mikrochirurgie &bull; Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 antistatischen Doppelrollen &bull; verchromter Fußstrittering &bull; Höhenverstellung mit wartungsfreiem Hydraulik-Pumpheber &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und mittels Hebel leicht individuell einstellbar &bull; Rückenlehne höhenverstellbar um 7 cm &bull; Kopfpolsterung, antistatisch schwarz &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte <p>Einstellmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Hubhöhe: 19 cm &bull; Sitzhöhe: 53 &ndash; 72 cm &bull; Oberteil drehbar und arretierbar <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; 1 Paar gepolsterte OP-Armstützen 2030 &bull; Zentralstopper <p>Technische Änderungen vorbehalten!</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
765,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arzthocker DH-2000-01, höhenverstellbar von 43 - 56 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-01
<p>Arztdrehhocker, Typ: DH-2000-01</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Arzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst &bull; polierte Ausführung &bull; Rundsitz Ø 38 cm &bull; Polsterstärke 75 mm &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte <p>Einstellmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder &bull; Sitzhöhenverstellung von 43 - 56 cm <p>Technische Änderungen vorbehalten!</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
209,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Arzthocker DH-2000-03/LG, höhenverstellbar von 53 - 73 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-03
Arztdrehhocker, Typ: DH-2000-03/LG • Arzt-Drehhocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst • polierte Ausführung • Rundsitz Ø 38 cm • Polsterstärke 75 mm • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder • Sitzhöhenverstellung von 53 - 73 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
229,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arzthocker DH-2000-04/RA, höhenverstellbar von 43 - 56 cm, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DH-2000-04
Arztdrehhocker, Typ: DH-2000-04/RA • Arzthocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst • polierte Ausführung • Rundsitz Ø 38 cm • Polsterstärke 75 mm • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz und Gasdruckfeder • Sitzhöhenverstellung von 43 - 56 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
213,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arzthocker DHMF-2000-01, höhenverstellbar, Fußring, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DHMF-2000-01
Arztdrehhocker, Typ: DHMF-2000-01 • Arzt-Hocker mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst • höhenverstellbarer Fußring • polierte Ausführung • Rundsitz Ø 38 cm • Polsterstärke 75 mm • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder • Sitzhöhenverstellung von 53 - 73 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
252,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Arztthocker mit Lehne, DSMF-2000-01, höhenverstellbar, Sitzdurchmesser 38 cm, Polsterstärke 7,5 cm
Art.Nr.: 305.DSMF-2000-01
Arztdrehhocker - Drehstuhl mit Rückenlehne, Typ: DSMF-2000-01 • Arzt-Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst • Sitzteil mit leichter Neigung von 3 Grd. zur Rückenlehne • Rückenlehne höhenverstell- und neigbar, Polsterstärke 45 mm • polierte Ausführung • Rundsitz Ø 38 cm • Polsterstärke 75 mm • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder • Sitzhöhenverstellung von 44 - 57 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
269,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arztthocker mit Lehne, DSMF-2000-02, höhenverstellbar, Fußring höhenverstellbar, Sitzdurchmesser 38 cm
Art.Nr.: 305.DSMF-2000-02
Arztdrehhocker - Drehstuhl mit Rückenlehne, Typ: DSMF-2000-02 mit Fußring • Arzt-Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz und 5 Doppelrollen, gebremst • Sitzteil mit leichter Neigung von 3 Grd. zur Rückenlehne • Rückenlehne höhenverstell- und neigbar, Polsterstärke 45 mm • mit höhenverstellbarem Fußring • polierte Ausführung • Rundsitz Ø 38 cm • Polsterstärke 75 mm • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhenverstellung mittels Handhebel und Gasdruckfeder • Sitzhöhenverstellung von 54 - 74 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
299,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arztthocker, Eurolift 11070, stufenlos höhenverstellbar, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 305.11070
Ärztlicher Arbeitsstuhl - Praxishocker, Typ: Eurolift 11070, Ausführung gemäß DIN 13935, EN 27493, ISO 7493 • Sicherheitsfahrwerk mit 5 Doppelrollen • Rundsitz Ø 35 cm • Sitzhöhenverstellung rundum handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder • Metallteile verchromt • Polsterfarben gemäß Farbkarte Sitzhöhe • Ausführung T: 41 - 54 cm • Ausführung H: 48 - 67 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
246,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Arztstuhl - medizinischer Arbeitsstuhl, Medicalift 22012, höhenverstellbar, Rundsitz, Rückenlehne, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.22012
Arztarbeitsstuhl, Typ: Medicalift 22012 • Arzt-Arbeitsstuhl für die Bereiche der Chirurgie, Anästhesie und Ambulanz • Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl und 5 Doppelrollen • Rundsitz gepolstert, Bezugsstoff antistatisch, schwarz • stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhe: 47 - 66 cm Hubhöhe 200 mm • Sitzhöhe: 52 - 76 Hubhöhe 250 mm Optionen: • rundum bedienbarer Zentralstopper mittels über dem Fußkreuz liegender Fußtrittscheibe Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
649,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arztstuhl mit ergonomischem Sattelsitz, Ergolift 1520, höhenverstellbar durch Handsteuerhebel, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.1520
Ärztlicher Arbeitsstuhl - Sattelhocker, Typ: Ergolift 1520, mit Sattelsitz • neuartiger medizinischer Mehrzweck-Arbeitsstuhl mit ergonomischem Sattelsitz • Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen • Sitzhöhenverstellung handgesteuert mittels Sicherheitsgasfeder • strapazierfähiger Sitzbezug aus atmungsaktivem Kunstleder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: • Sitzwinkelverstellung mit Gewindespindel zur individuellen Anpassung der Sitzneigung • antistatische Ausführung Sitzhöhe • Sitzhöhe im Sattelscheitelpunkt: 53 - 78 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
375,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Arztstuhl mit ergonomischem Sattelsitz, Ergolift 2520, höhenverstellbar mittel Fußsteuerscheibe, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.2520
Ärztlicher Arbeitsstuhl - Sattelhocker, Typ: Ergolift 2520, mit Sattelsitz • neuartiger medizinischer Mehrzweck-Arbeitsstuhl mit ergonomischem Sattelsitz • Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen • Sitzhöhenverstellung durch Fußsteuerscheibe mittels Sicherheitsgasfeder • strapazierfähiger Sitzbezug aus atmungsaktivem Kunstleder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Optionen: • Sitzwinkelverstellung mit Gewindespindel zur individuellen Anpassung der Sitzneigung • antistatische Ausführung Sitzhöhe • Sitzhöhe im Sattelscheitelpunkt: 53 - 78 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
428,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Chirurgiestuhl – Chirurgstuhl, Modell: ak 480 Compact, elektrisch höhenverstellbar mit verstellbaren Armlehnen
Art.Nr.: 548.ak480
Chirurgiestuhl - Chirurgstuhl, batteriebetrieben, elektrisch höhenverstellbar, mit stufenlos verstellbaren und ergonomisch geformten Armlehnen und einer Vielzahl an sinnvollen, ergonomisch wertvollen Optionen. Alle Standardfunktionen oder zusätzliche Optionen ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei längeren Eingriffen, sowie eine ergonomisch günstige Sitzhaltung des Operateurs. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Standardausführung: <ul style="list-style-type: none"> &bull; elektrische Höhenverstellung, mit den Fersen zu bedienenden Fußschaltern &bull; Sitzflächenkipfung nach vorn um ca. 12 Grd. &bull; höhenverstellbare Rückenlehne, federnd oder feststellbar &bull; Armlehnen Unterbügel schwingend &bull; Schwerlastrollen &bull; Zentrale Feststellbremse Optionen: <ul style="list-style-type: none"> &bull; Standardarmlehnen sind höhenverstellbar und drehbar &bull; Sitzflächenverschiebung durch Fußauslöser, 160 mm, vorwärts und rückwärts &bull; Lumbal Stütze - der Winkel der beweglichen, seitlichen Wangen lässt sich verstellen Technische Daten und Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> &bull; Basisfläche: 620 x 680 mm &bull; Stuhlgewicht: 55 kg &bull; Höhenverstellung: von 55 - 72 cm &bull; Abmessung Sitzfläche: 420 x 420 mm &bull; Polsterdicke: 80 mm &bull; Höhenverstellung Armlehne: 140 - 290 mm &bull; Benutzergewicht: max. 250 kg
2.445,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Medizinischer Mehrzweckstuhl, Eurolift 11015, höhenverstellbar, Rückenlehne, Fußtritting, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.11015
Arztarbeitsstuhl, Typ: Eurolift 11015 <ul style="list-style-type: none"> &bull; Arzt-Arbeitsstuhl und Mehrzweckstuhl &bull; Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk und 5 Doppelrollen &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und in der Neigung stufenlos einstellbar &bull; Rückenhöhenverstellung 7 cm &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Handsteuerhebel und Sicherheitsgasfeder &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> &bull; Sitzhöhe: 47 - 66 cm Optionen: <ul style="list-style-type: none"> &bull; OP-Armstütze 2014 - schwenkbar und höhenverstellbar, links und rechts montierbar Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
525,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Medizinischer Mehrzweckstuhl, Eurolift 33001, höhenverstellbar, Rückenlehne, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.33001
Arztarbeitsstuhl, Typ: Eurolift 33001 • Arbeitsstuhl und Mehrzweckstuhl • Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk und 5 Doppelrollen • Rundsitz D = 38 cm • große, gewölbte Rückenlehne, in der Höhe und Tiefe leicht verstellbar - Höhenverstellung: 7 cm - Tiefenverstellung: 5,5 cm • stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Handsteuerhebel und Sicherheitsgasfeder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhe: 45 - 58 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
398,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Medizinischer Mehrzweckstuhl, Eurolift 33010, höhenverstellbar, Rückenlehne, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.33010
Arztarbeitsstuhl, Typ: Eurolift 33010 • Arbeitsstuhl und Mehrzweckstuhl • Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk und 5 Doppelrollen • Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und asynchron individuell einstellbar • stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Handsteuerhebel und Sicherheitsgasfeder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhe - Ausführung T: 41 – 54 cm • Sitzhöhe - Ausführung H: 46 - 65 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
415,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Medizinischer Mehrzweckstuhl, Eurolift 33011, höhenverstellbar, Fußstrittering, Rückenlehne, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.33011
Arztarbeitsstuhl, Typ: Eurolift 33011 • Arbeitsstuhl und Mehrzweckstuhl • Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk und 5 Doppelrollen • verchromter Fußstrittering • Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und asynchron individuell einstellbar • stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Handsteuerhebel und Sicherheitsgasfeder • Polsterfarben gemäß Farbkarte Einstellmöglichkeiten: • Sitzhöhe - Ausführung T: 41 – 54 cm • Sitzhöhe - Ausführung H: 46 - 65 cm Technische Änderungen vorbehalten! Farben gemäß Produktfarbkarte hier …
458,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Stühle u. Hocker



Medizinischer Spezial-Arbeitsstuhl, Medicalift 3014, hydraulisch höhenverstellbar, Fußstrittering, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.3014
<p>Medizinischer Spezialarbeitsstuhl, Typ: Medicalift 3014</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Spezial-Arztarbeitsstuhl für alle Bereiche der Chirurgie, insbesondere der Mikrochirurgie &bull; Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 antistatischen Doppelrollen &bull; verchromter Fußstrittering &bull; Höhenverstellung mit Hydraulik-Pumpeheber &bull; Sitz- und Rückenlehne anatomisch geformt und mittels Hebel leicht individuell einstellbar &bull; Kopfpolsterung, antistatisch schwarz &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte <p>Einstellmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Hubhöhe: 19 cm &bull; Sitzhöhe: 53 &ndash; 72 cm &bull; Oberteil drehbar und arretierbar <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Zentralstopper &bull; OP-Armstütze 2016 - 1 Paar flache Armauflagen aus Edelstahl, sterilisierbar, höhenverstellbar und allseitig schwenkbar mittels Kugelgelenk &bull; Auf Wunsch abwaschbare Polsterauflagen der OP-Armstütze <p>Technische Änderungen vorbehalten!</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
998,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Operateurstuhl - Mehrzweckstuhl, Medicalift 22011, höhenverstellbar, Sattelsitz, Fußstrittering, Sicherheitsfahrwerk
Art.Nr.: 548.22011
<p>Operateurstuhl - Arztarbeitsstuhl, Typ: Medicalift 22011</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Spezial-Arztarbeitsstuhl für alle Bereiche der Chirurgie &bull; Arztarbeitsstuhl mit Sicherheitsfahrwerk und 5 Doppelrollen &bull; verchromter Fußstrittering &bull; stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Fußsteuerscheibe und Sicherheitsgasfeder &bull; schwarzer Sattelsitz &bull; Polsterfarben gemäß Farbkarte <p>Einstellmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Sitzhöhe: 60 - 83 cm <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> &bull; Rundsitz D = 35 cm *) &bull; Rundsitz D = 38 cm *) &bull; *) in diesen Ausführungen auch mit gepolsterter OP-Armstütze 2014 lieferbar - schwenkbar und höhenverstellbar, links und rechts montierbar <p>Technische Änderungen vorbehalten!</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;</p>
795,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten