

R|||Logistic
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net.

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik fabrikneu	4
Waagen u. Messgeraete	4
• Multifunktionswaagen	4 - 6

Medizintechnik fabrikneu > Waagen u. Messgeraete > • Multifunktionswaagen



Auffahrrampe seca 470 für seca 685, seca 657 und seca 675, seca 470
Art.Nr.: 470.0000.009
Optional erhältlich: Diese einteilige Auffahrrampe für die Multifunktionswaage seca 685 und die Plattformwaagen seca 657 und seca 675 erleichtert zusätzlich das Befahren mit einem Rollstuhl.
Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 470 Maße (BxHxT): 805 x 29 x 250 mm Eigengewicht: 1,6 kg
Besonderheiten: Leichtes Befahren der Plattformwaage seca 685 / 684 / 657 / 656 / 675 / 674 mit einem Rollstuhl durch Verlängerung der Auffahrrampe.
131,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Elektronische Multifunktionswaage mit stabilem Geländer und hoher Tragkraft, transportabel durch rollen (III), seca 685
Art.Nr.: 685.7021.004
Ermöglicht sicheres Wiegen im Stehen, im Sitzen und im Rollstuhl - ohne Umbau: im Stehen durch ein stabiles Geländer, im Sitzen durch einen integrierten Klappsitz und im Rollstuhl durch eine große Plattform (80 x 85 cm). Das Gewicht von Rollstuhl/Rollator wird durch die Pre-TARA-Funktion einfach wegtariert. Besonders geachtet wurde auf problemloses Befahren. Eine Barriere für die Vorderräder des Rollstuhls sorgt zusätzlich für Sicherheit.
Weitere Details: leichte Ablesbarkeit für Patienten oder Betreuer durch schwenkbares Display in Hüfthöhe, wahlweise höhere Anzeigaufösung oder maximale Tragkraft durch zwei anwählbare Wägebereiche, zuverlässige Nettogewichtsermittlung trotz Zusatzgewicht durch TARA- und Pre-TARA-Funktion, praktische HOLD-Funktion für Anzeige des Wiege-Ergebnisses auch nach Entlastung, präzise Ergebnisse durch Dämpfungsfunktion, sicherer Stand beim Betreten durch rutschfesten Gummibelag und ein Geländer, mobil durch integrierte Transportrollen.
Das Produkt seca 685 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Geriatrie, Gynäkologie, Nephrologie und Orthopädie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime und Rehabilitations-Einrichtungen.
Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 685 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße (BxHxT): 910 x 1.100 x 965 mm Maße/Plattform (BxHxT): 800 x 46 x 850 mm Eigengewicht: 59 kg Stromversorgung: Netzgerät Eichklasse: (III)
Besonderheiten: Präzises Wiegen im Stehen durch stabile Reling, im Sitzen durch integrierten Klappsitz oder im Rollstuhl durch große Plattform.
3.198,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Elektronische Plattformwaage mit hoher Tragkraft, transportabel durch Rollen, seca 675
Art.Nr.: 675.7021.004
Diese netzbetriebene, groß dimensionierte Rollstuhl-/Plattformwaage ist vielseitig einsetzbar: für betreutes Wiegen, für besonders schwergewichtige Patienten, für das Wiegen im Rollstuhl oder auch für das Wiegen kreislaufschracher Patienten auf einem Stuhl oder Sessel, z. B. auch während der Dialyse. Zum Ablesen sowie Bedienen der Waage lässt sich die flexible Kabelfernanzeige (Kabellänge 2,7 m) genau dort plazieren, wo es am bequemsten ist, z. B. auf dem Schreibtisch. Auch eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten. Transportrollen und Griff machen die seca 675 flexibel und mobil einsetzbar. Die seca 675 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Endokrinologie und Diabetologie und Geriatrie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime.
Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 675 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße/Anzeige (BxHxT): 198 x 55 x 157 mm Maße/Plattform (BxHxT): 800 x 46 x 965 mm Eigengewicht: 25,5 kg Stromversorgung: Netzgerät Eichklasse: (III)
Besonderheiten: Leichtes Ablesen des Wiegeergebnisses durch Kabelfernanzeige mit Tischaufsteller und Wandbefestigung und einfaches Wiegen von Rollstuhlfahrern durch Speicherung des Rollstuhlgewichts auf Smartcard.
1.835,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Waagen u. Messgeraete > • Multifunktionswaagen



Elektronische Plattformwaage mit innovativer Memory-Funktion (III), seca 657
Art.Nr.: 657.7021.004
Die besonders große Plattform der seca 657 ermöglicht das Wiegen von Patienten auf allen gängigen Krankentragen oder Transportliegen. Außerdem können Patienten in Rollstühlen oder auf einem Stuhl gewogen werden. Einmalig bei der seca 657 ist die neue Memory-Funktion. Besonders in der Notaufnahme stellt diese praktische Anwendung eine wesentliche Erleichterung dar: Zunächst wird das Gesamtgewicht von Patient inklusive Trage oder Rollstuhl ermittelt. Nach erneutem Wiegen des Hilfsmittels erscheint automatisch das Nettogewicht des Patienten. Die im Lieferumfang enthaltene Kabelfernanzeige mit übersichtlichem Display lässt sich intuitiv bedienen und ist mit vielen Zusatz-Funktionen ausgestattet: Durch die Pre-TARA Funktion können Zusatzgewichte von Hilfsmitteln auch direkt beim Wiegen vom Gesamtgewicht abgezogen werden. Schließlich lässt sich mit der BMI-Funktion der Ernährungsstatus des Patienten ermitteln. Dank ihrer stabilen Bauweise und einer Tragkraft von 300 kg sind selbst schwergewichtige Personen mit der seca 657 mühelos zu wiegen. Durch die praktischen Rollen und die integrierten Griffe ist die seca 657 zusätzlich transportabel und an verschiedenen Standorten einsetzbar. Die seca 657 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Anästhesiologie, Geriatrie, Intensivmedizin und Nephrologie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 657 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße/Anzeige (BxHxT): 198 x 55 x 157 mm Maße/Plattform (BxHxT): 800 x 51 x 1.470 mm Eigengewicht: 43,6 kg Stromversorgung: Netzgerät Eichklasse: (III) Besonderheiten: Komfortables Wiegen des Patienten auch in Krankentransportliegen durch besonders große Plattform.
2.745,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Elektronische Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen (III), seca 677
Art.Nr.: 677.7021.009
Stabil, funktional und mobil: Die seca 677 ist dank einer großzügigen Plattform und des robusten Geländers universal einsetzbar. So können auf ihr Patienten im Rollstuhl oder auf einem Stuhl gewogen werden. Zudem haben gehbehinderte und gebrechliche Menschen die Möglichkeit, sich selbst abzustützen. Ihre hohe Tragkraft macht die seca 677 ideal für das Wiegen auch übergewichtiger Personen. Dabei lässt sich die Waage nach dem Wiegen mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenklappen. Eine feste Arretierung zwischen Geländer und Plattform verleiht der seca 677 auch in diesem Zustand einen sicheren Stand. Zusammengeklappt dient das Geländer als Griff – so lässt sich die Waage auf den leichtgängigen Transportrollen ohne körperliche Belastung einfach und schnell bewegen und verstauen. Mit dem übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Display in Hüfthöhe ist das Wiegen einfach und anwenderfreundlich. Dafür sorgen nicht zuletzt Zusatzfunktionen wie TARA, HOLD und BMI. Die seca 677 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Geriatrie, Gynäkologie, Nephrologie und Orthopädie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime und Rehabilitations-Einrichtungen. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 677 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße (BxHxT): 951 x 1.107 x 965 mm Maße/Plattform (BxHxT): 800 x 51 x 965 mm Eigengewicht: 34,5 kg Stromversorgung: Netzgerät Eichklasse: (III) Besonderheiten: Optimale Transportfähigkeit durch klappbares Geländer und Rollen.
2.850,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Elektronische Rollstuhlwaage mit hoher Tragkraft, transportabel durch Rollen, integriertem Zeitmodul, seca 665
Art.Nr.: 665.7021.004
Mit ihrer hohen Tragkraft von 300 kg ist selbst das Wiegen schwergewichtiger Patienten eine Leichtigkeit. Dank der äußerst flachen Plattform und der sich selbstsenkenden Auffahrrampe ist diese Waage leicht zu befahren. Die fest installierten seitlichen Begrenzungen sorgen zusätzlich für Sicherheit. Die integrierte Pre-TARA-Funktion ermittelt durch Zugriff auf den internen Gewichtsspeicher in Sekundenschnelle das Nettogewicht des Patienten. Das drehbare LCD-Display mit großen Ziffern ist sowohl für Patient als auch Pflegepersonal gut und schnell ablesbar. Mit wenigen Handgriffen ist die seca 665 zusammengeklappt und dank ihrer Transportrollen mobil einsetzbar. Die seca 665 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Endokrinologie und Diabetologie und Geriatrie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 665 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße (BxHxT): 1.102 x 911 x 1.150 mm Maße/Plattform (BxHxT): 800 x 46 x 965 mm Eigengewicht: 32,3 kg Stromversorgung: Netzgerät / Akku Eichklasse: (III) Besonderheiten: Optimale Transportfähigkeit durch klappbares Geländer und Rollen.
2.640,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Waagen u. Messgeraete > • Multifunktionswaagen



Große Stehhilfwaage zum multifunktionalem Einsatz, festem Geländer, hoher Tragkraft, BMI-Funktion, Zeitmodul (III), se
Art.Nr.: 645.7021.008
Ausgestattet mit einer extrem flachen, leicht zu betretenden Plattform, einem stabilen Geländer und hoher Tragkraft ermöglicht diese Multifunktionswaage zum einen betreutes Wiegen, zum anderen das Wiegen besonders schwergewichtiger Personen. An dem integrierten Geländer kann sich der Patient während des Wiegevorgangs sicher festhalten. Dank der groß dimensionierten Plattform kann darauf auch problemlos ein Stuhl plziert werden, so dass Patienten sitzen können. Mit der Pre-TARA-Funktion wird ein gespeicherter vom aktuell gemessenen Wert abgezogen und erleichtert damit die einfache Feststellung des Nettogewichtes. Darüber hinaus ist die seca 645 mobil: mit ihren zwei Gummirollen kann sie problemlos auf der Station bewegt und zum Patienten hingerollt werden. Je nach Situation kann zwischen Akku- und Netzbetrieb gewählt werden. Bei angeschlossenem Drucker werden durch das Zeitmodul Zeitpunkt der Wägung und Gewicht automatisch auf dem Ausdruck vermerkt. Die seca 645 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Geriatrie, Gynäkologie, Nephrologie und Orthopädie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime und Rehabilitations-Einrichtungen. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 645 Tragkraft: 300 kg Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g Maße (BxHxT): 750 x 1.140 x 750 mm Maße/Plattform (BxHxT): 600 x 45 x 600 mm Eigengewicht: 24 kg Stromversorgung: Netzgerät / Akku Eichklasse: (III) Besonderheiten: Sicheres Hinsetzen durch Radfeststellbremse in Verbindung mit schwenkbaren Armlehnen und Fußstützen und direkte Dokumentation des Wiegeergebnisses durch integrierte Schnittstelle zum Datentransfer auf einen PC oder Drucker.
1.630,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



RS 232-Schnittstelle für den Anschluss an einen PC oder Drucker, seca 460
Art.Nr.: 460.0000.004
Diese Schnittstelle bietet die Möglichkeit, eine seca Waage direkt an den PC oder Drucker anzuschließen. Er kann bei sämtlichen elektronischen Säulen-, Flach-, Multifunktions- und Rollstuhlwaagen eingesetzt werden, die über ein von der Wägeelektronik trennbares Anzeigeelement verfügen. Verfügbar für: seca 764, seca 701, seca 704, seca 635, seca 862, seca 645, seca 665, seca 657 und seca 675. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 460 Maße (BxHxT): 62 x 103 x 26 mm Kabellänge: 115 cm Gewicht: 120 g Besonderheiten: Direkte Dokumentation des Wiegeergebnisses durch integrierte Schnittstelle zum Datentransfer auf einen PC oder Drucker.
231,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Stativ für die Kabelfernanzeigen der seca Waagen und Längenmessgeräte, seca 472
Art.Nr.: 472.0000.004
Das Stativ seca 472 ist die standfeste Lösung für die Kabelfernanzeigen der seca Waagen und Längenmessgeräte seca 862, seca 242, seca 635, seca 657, seca 675 und seca 985. Die stabile Konstruktion ist eine praktische Alternative zum Tischaufsteller oder Wandadapter. Ausgestattet mit einem rutschfesten Fuß aus Gusseisen lässt sie sich überall rasch und standfest positionieren. Das Anzeigeelement ist mittels eines stabilen Adapters einfach am Stativ zu befestigen. Die Höhe der Anzeige ist bis zu 100 Zentimeter stufenlos verstellbar. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 472 Maße (BxHxT): 420 x 1.030 x 420 mm Gewicht: 7,2 kg Besonderheiten: Leichtes Befestigen von seca Anzeigeelementen durch höhenverstellbaren Adapter.
97,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Teleskop-Messstab seca 223, für die Stehhilfwaage seca 645
Art.Nr.: 223.1717.999
Dieser leicht zu montierende Messstab (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert) macht die Stehhilfwaage seca 645 zu einem echten Multifunktions-Talent. Denn die ermittelte Größe kann direkt in das Bedienungselement der seca 645 eingegeben werden, so dass alle notwendigen Daten erfasst und zur BMI-Berechnung genutzt werden können. Das Produkt seca 223 ist besonders geeignet für Krankenhäuser und Kliniken, speziell: Geriatrie, Gynäkologie, Nephrologie und Orthopädie. Außerdem für Alten- und Pflegeheime und Rehabilitations-Einrichtungen. Hersteller: seca: Typenbezeichnung: 223 Messbereich: 15 - 230 cm Teilung: 1 mm Maße (BxHxT): 120 x 1.322 x 34 mm Eigengewicht: 1,3 kg Besonderheiten: Gleichzeitiges Wiegen und Messen der Körpergröße durch Adaption an seca Stehhilfwaagen.
237,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten