

R||Logistic  
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net) / eMail: [rilogistic@Live.de](mailto:rilogistic@Live.de) und [post@rilogistic.net](mailto:post@rilogistic.net)

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net).

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

**Bitte beachten Sie:**

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

**Wichtig:** Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

# Inhaltsverzeichnis

<b>Medizintechnik fabrikneu</b> .....	4
Medizinische Liegen.....	4
• Therapie- & Gymnastikliegen .....	4 - 8




Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- & Gymnastikliegen



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1040 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.8706
Die Höhenverstellung der Gymnastikliege &ndash; Therapieliege nach Bobath erfolgt per Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden. Gymnastikliegenbreite: 1040 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Das optimale Übersetzungsverhältnis (i=10mm/Umdrehung) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Dieses kann auch selbstverständlich mit schweren Patienten ohne großen Kraftaufwand erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
1.765,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1040 mm, elektromotorisch, 200 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.8448
Gymnastikliege &ndash; Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1040 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 200 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.399,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1200 mm, elektromotorisch, 400 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.7315
Gymnastikliege &ndash; Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1200 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 400 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.735,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- & Gymnastikliegen



Gymnastikliege - Therapieliege nach Bobath, Breite 1600 mm, elektromotorisch, 400 mm, höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.6981
Gymnastikliege &ndash; Therapieliege nach Bobath, Höhenverstellung per Elektromotor, der durch einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird. •; Liegenbreite: 1600 mm •; elektromotorisch höhenverstellbar •; höhenverstellbar um: 400 mm Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegefläche zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Die hochwertige Polsterung umschließt auch seitlich die Holzplatte in 20 mm Stärke. Die elektromotorische Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten erfolgen. Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße usw.). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
3.085,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 1000 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.4501
Gymnastikliege.Liegenbreite 1000 mm, höhenverstellbar durch Handkurbel, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben. Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
1.635,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 1000 mm, elektromotorisch höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.4438
Gymnastikliege.Liegenbreite 1000 mm, elektromotorisch höhenverstellbar, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.295,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 800 mm, durch Handkurbel höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.3389
Gymnastikliege.Liegenbreite 800 mm, höhenverstellbar durch Handkurbel, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die Handkurbelhöhenverstellung wird vom Fußende aus bedient. Nach Benutzung lässt sich die Handkurbel unter die Liegefläche schieben. Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
1.520,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > &bull; Therapie- & Gymnastikliegen




Gymnastikliege - Therapieliege, Breite 800 mm, elektromotorisch höhenverstellbar
Art.Nr.: 543.5963
Gymnastikliege, Liegenbreite 800 mm, elektromotorisch höhenverstellbar, Kopfteil stufenlos um +30° verstellbar. Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.185,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Therapieliege - Kipptisch, Breite der Liegefläche 800 mm, für vielfältige Therapiemethoden einsetzbar
Art.Nr.: 543.7709
Der Therapietisch - Kipptische ist für verschiedene Therapiemethoden einsetzbar. Für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten Patienten, sind diese Modelle hervorragend geeignet. Therapietischbreite: 800 mm Um dem Patienten physisch und psychisch die bei der Behandlung benötigte Sicherheit zu geben, wurde bei den Kipptischen die Kombination des Polsterausschnittes am Fußende mit dem extra großflächigen, abnehmbaren Fußauftrittsbrett (Abmessung 800/1000 x 320 mm, BxL) entwickelt. Die Höhen- und Kippverstellung erfolgt über zwei wartungsfreie und äußerst geräuscharme Elektroantriebe, die durch Fuß- bzw. Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Der Höhenverstellmotor ist mit der Sicherheitssperbox ausgestattet. Der integrierte Winkelmesser lässt auf einen Blick die Gradzahl der Neigung erkennen. Beim Komplettpreis des Kipptisches gehört zum Lieferumfang: &bull; ein Paar OP-Schienen &bull; eine Fahrerinrichtung &bull; ein abnehmbares Fußauftrittsbrett &bull; ein verstellbares Kopfteil Optionales Zubehör für verschiedene Behandlungsmethoden: &bull; ein Paar Ringarmlehnen &bull; ein Patientengurt - Maße: 2600x250mm (LxB) &bull; ein Papierrollenhalter mit Anbausatz Anschlusswerte je Motor: Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N Kippverstellung: 230V, 50/60Hz., 1,8A, 360W, IP55, v=7mm/s, 10000N Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
4.875,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Therapie- & Gymnastikliegen



Therapieliege - Kipptisch, Breite Liegefläche 1000 mm, für vielfältige Therapiemethoden einsetzbar
Art.Nr.: 543.7725
<p>Der Therapietisch - Kipptische ist für verschiedene Therapiemethoden einsetzbar. Für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten Patienten, sind diese Modelle hervorragend geeignet.</p> <p>Therapietischbreite: 1000 mm</p> <p>Um dem Patienten physisch und psychisch die bei der Behandlung benötigte Sicherheit zu geben, wurde bei den Kipptischen die Kombination des Polster-ausschnittes am Fußende mit dem extra großflächigen, abnehmbaren Fußauftrittsbrett (Abmessung 800/1000 x 320 mm, BxL) entwickelt.</p> <p>Die Höhen- und Kippverstellung erfolgt über zwei wartungsfreie und äußerst ge-räuscharme Elektroantriebe, die durch Fuß- bzw. Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert werden. Der Höhenverstellmotor ist mit der Sicherheitssperbox ausgestattet. Der integrierte Winkelmesser lässt auf einen Blick die Gradzahl der Neigung erkennen.</p> <p>Beim Komplettpreis des Kipptisches gehört zum Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Paar OP-Schienen</li> <li>• eine Fahreinrichtung</li> <li>• ein abnehmbares Fußauftrittsbrett</li> <li>• ein verstellbares Kopfteil</li> </ul> <p>Optionales Zubehör für verschiedene Behandlungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Paar Ringarmlehnen</li> <li>• ein Patientengurt - Maße: 2600x250mm (LxB)</li> <li>• ein Papierrollenhalter mit Anbausatz</li> </ul> <p>Anschlusswerte je Motor:</p> <p>Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz., 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Kippverstellung: 230V, 50/60Hz., 1,8A, 360W, IP55, v=7mm/s, 10000N</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &amp;hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &amp;hellip;</p>
5.160,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, durch Handkurbel höhenverstellbar.
Art.Nr.: 543.5085
<p>Die Universaltherapieliegen THERA,durch Handkurbel höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelen-burgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &amp;hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &amp;hellip;</p>
3.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > &bull; Therapie- & Gymnastikliegen



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, elektromotorisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5069</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, elektromotorisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &amp;hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &amp;hellip;</p>
<p><del>5.085,00 EUR</del> 4.627,35 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Universaltherapieliegen für Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxen, pumpenhydraulisch höhenverstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 543.5132</p>
<p>Die Universaltherapieliegen THERA, pumpenhydraulisch höhenverstellbar, sind mit ihren Polsteraufteilungen und den vielfachen, stufenlos einstellbaren Möglichkeiten für die Chiropraktiker-, Orthopädie- und Therapeutenpraxis konstruiert worden mit vielfachen Einstellmöglichkeiten der Polstersegmente.</p> <p>Durch die stufenlose Verstellbarkeit der Armauflagen (430 x 160 mm, LxB), der Beinauflagen (500 x 300 mm, LxB), des Rückenteils (520 x 620 mm, LxB), des Kopfteils (430 x 280 mm, LxB) und des Sitzteils (450 x 620 mm, LxB) lassen sich die verschiedensten Einstellungen wie z.B. Trendelenburgposition, Antitrendelenburgposition sowie die Drainagelage usw. einfach fixieren.</p> <p>Der THERA-Komplettpreis beinhaltet eine Fahreinrichtung ein. Bei dieser einfach zu bedienenden Fahreinrichtung wird die Liege zum Verfahren auf Laufrollen angehoben und kann dann per Fußpedal wieder auf die Füße abgesenkt werden.</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &amp;hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &amp;hellip;</p>
<p><del>5.060,00 EUR</del> 4.604,60 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</p>