

R||Logistic  
Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net) / eMail: [rilogistic@Live.de](mailto:rilogistic@Live.de) und [post@rilogistic.net](mailto:post@rilogistic.net)

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: [www.rilogistic.net](http://www.rilogistic.net).

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Alle Gebrauchtgeraete sind funktionsfaehig und im guten Zustand.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

**Bitte beachten Sie:**

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

**Wichtig:** Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

# Inhaltsverzeichnis

<b>Medizintechnik fabrikneu</b> .....	4
Medizinische Liegen.....	4
• Universalliegen .....	4 - 10



Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen




Aufwach- und Transportliege, Breite 650 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6126
Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende. Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar. Abmessungen Breite x Länge: • 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.995,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Aufwach- und Transportliege, Breite 800 mm, Laufrollen zentral feststellbar, mit Seitengitter.
Art.Nr.: 705.6613
Hydraulisch höhenverstellbare Aufwachliegen mit zentraler Feststellung der Laufrollen. Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Zum Lieferumfang der Universalliege gehören zwei drehbare Seitengitter (Abmessungen 760 x 250 mm, LxB) und die Laufrollen, Ø 125 mm, mit Zentralverstellung (alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden). Es befindet sich jeweils ein Tritthebel, zur Arretierung, am Fuß- und Kopfende. Gegen Aufpreis ist die Universalliege auch mit einem zweiten Fußpumpenhebel lieferbar. Abmessungen Breite x Länge: • 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
3.090,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Aufwachliegen, Transportliegen, MR-geeignet bis 1,5T, Edelstahl
Art.Nr.: 543.5735
Diese Aufwachliegen finden ihren Einsatzort als Transportliegen im Bereich der Magnetresonanz (MR), geeignet bis zu 1,5 Tesla. Sie sind serienmäßig mit leichtlaufenden Rädern (Rollendurchmesser 100 mm), wobei zwei in der Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind, ausgestattet. Die Seitengitter (800x250 mm, LxH) sind drehbar. Das Kopfteil lässt sich bis zu +30° anstellen. Als optionales Zubehör bieten wir unter der Bestell-Nr.: INF-1720/VA einen Infusionsständer (Länge 1720 mm) mit 4 Haken und entsprechender Liegenbefestigung an. Ein nachträgliches Anbringen ist nur nach vorherigem Bohren möglich. Die Papierrollenhalterstangen Bestell-Nr.: P-3050 (für 65 cm) und P-3070 (für 80 cm breite Liegen) werden zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht. Höhe frei wählbar: 650, 700, 750 oder 800 mm Angebotspreis gilt für eine Liegenbreite von 650 mm Farben gemäß Produktfarbkarte hier
1.799,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Behandlungsliege - Patientenziege ULI-6000, mit einer zweiteiligen Liegefläche
Art.Nr.: 705.7519
Behandlungsliege - Patientenziege ULI-6000, mit einer zweiteiligen Liegefläche. Das Kopfteil ist per Raster verstellbar. Rahmen und FüÙe sind kunststoffbeschichtet. • Liegenhöhe: 650 mm Abmessungen Breite x Länge: • 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
349,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Dreiteilige Universalliege DUO-LIFT, elektromotorisch höhenverstellbar, Trendelenburg- und Antitrendelenburg
Art.Nr.: 705.5639
Dreiteilige Universalliege DUO-LIFT. Durch die separat steuerbaren, eloxierten Hubsäulen lassen sich die Trendelenburg- und Antitrendelenburgpositionen, jeweils 15 Grd. einstellen. Die durch einen Trafo angesteuerten Niedervoltelektroantriebe zeichnen sich durch ihre Laufruhe aus. Das Kopfteil ist um bis zu 30° verstellbar. Um bei unebenen Böden eine große Standfestigkeit zu erreichen, wurde die Unterkonstruktion des Fußgestells mit Bodenausgleichsschrauben versehen. An der Universalliege lässt sich Zubehör durch die Anbringung von OP-Schienen an den Rahmenaußenseiten für die jeweilige Facharztpraxis montieren. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50/60Hz., 2,0A,120W, IP20, v=16mm/s, 1000N Die Ansteuerung erfolgt über einen einfach zu bedienenden Handschalter, der MULTI-TASKING-Verstellungen zulässt. (Höhen- und Neigungsverstellungen) Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.425,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kinder-Untersuchungsliege, dreiteilig, mit abklappbarem Kopf- und Fußteil, fahrbar, Laufrollen D = 75 mm Ø
Art.Nr.: 705.4562
Die dreiteilige Untersuchungsliege wurde speziell für die Behandlung von Kindern konzipiert. Durch das abklappbare Kopf- und Fußteil können die Liegen den unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder angepasst werden. Aus Mobilitätsgründen werden die Kinderuntersuchungsliegen serienmäßig mit Laufrollen D = 75 mm Ø ausgeliefert. •; Liegenhöhe: 550 mm Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 580 x 1900 mm (830 + 470 + 600 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
698,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Patiententransportliege mit Kanten-/Rammschutz, mit zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, Kopfteil stufenlos bis
Art.Nr.: 705.5543
Bedienerfreundliche Patiententransportliege mit schwarzem Kanten-/Rammschutz, der sich am Polsterrahmen und an den Seitengittern befindet. Durch die beiden verchromten Schiebegriffe lässt sich die Patiententransportliege einfach und bequem schieben. Die zentral verstellbaren Doppelrollen, Ø 125 mm, sind jeweils durch einen Tritthebel am Kopf- und Fußende zu bedienen. Das Kopfteil und die Liegefläche haben eine Polsterstärke von 64 mm. Das Kopfteil, die Liegefläche und die beiden Polsterauflagen auf den Seitengittern sind mit Kunstleder bezogen. Zwischen den Seitengittern ist die Liegefläche ca. 600 mm breit. Das Kopfteil ist stufenlos per Gasdruckfeder bis 30° positiv verstellbar. Der Auslöseknopf befindet sich direkt unter dem Kopfteil am Kopfende. Die Seitengitter, Abmessungen ca. 760 x 230 mm, sind durch einen Drehmechanismus verstellbar und werden durch einen verschiebbaren Bolzen fixiert. Zeigen die beiden Seitengitter nach unten, ist die komplette Polsterbreite somit erweitert auf ca. 700 mm. Am Kopfende befindet sich jeweils rechts und links eine Aufnahmehalterung für einen optional erhältlichen Infusionsständer, D = 18 mm. Der gegen Aufpreis erhältliche Korb, Abmessungen ca. 550 x 290 x 190 mm (BxTxH), kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035, ist zu beiden Seiten ausziehbar. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 750 x 1950 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip; Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einemAnschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen. Weitere Informationen finden Sie hier &hellip; Angebotsanfrage hier &hellip;
2.046,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, mit Fahrwerk, Zentralfeststellung, Kopfteil verstellbar
Art.Nr.: 705.4421
<p>Untersuchungs- und EKG-Liegen, mit Fahrwerk, mit hydraulischer Höhenverstellung, ohne Seitenversatz, mit großem Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Einen sicheren Stand gewährleistet die weite Auslage der Fahrwerkskonstruktion mit Zentralverstellung.</p> <p>Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt per Fußpedal, das auf Wunsch (muss bei Auftragserteilung angegeben werden) so eingebaut werden kann, dass sie von links oder rechts bedient werden kann. Ohne großen Kraftaufwand ist eine schnelle und leichte Bedienung der Höhenverstellung, auch selbstverständlich mit Patienten, möglich.</p> <p>Die Kopfteilverstellung, positiv stufenlos bis 30°, der höhenverstellbaren Untersuchungs- und EKG-Liegen erfolgt per patentiertem Klemmstangenmechanismus.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •;</p> <p>Angebotsanfrage hier •;</p>
2.699,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, mit positiv verstellbarem Kopfteil um 30°
Art.Nr.: 705.5628
<p>Hydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege. Die Fußpumpe lässt sich auf Wunsch links oder rechts anbringen. (Das muss bei Auftragserteilung angegeben werden)</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das Kopfteil lässt sich stufenlos positiv um bis 30° verstellen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •;</p> <p>Angebotsanfrage hier •;</p>
2.045,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Pumpenhydraulisch höhenverstellbare Untersuchungs- und EKG-Liege, ohne Fahrwerk, feststehend, mit positiv verstellbarem Kopfteil
Art.Nr.: 705.4183
<p>Untersuchungs- und EKG-Liegen, ohne Fahrwerk, mit hydraulischer Höhenverstellung, ohne Seitenversatz, mit großem Höhenverstellbereich von 500 bis 980 mm. Einen sicheren Stand gewährleistet die weite Auslage der Unterkonstruktion, die mit Bodenausgleichsschrauben versehen ist.</p> <p>Das abgebildete Fahrwerk mit Zentralverstellung kann gegen Aufpreis bestellt werden.</p> <p>Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt per Fußpedal, das auf Wunsch (muss bei Auftragserteilung angegeben werden) so eingebaut werden kann, dass sie von links oder rechts bedient werden kann. Ohne großen Kraftaufwand ist eine schnelle und leichte Bedienung der Höhenverstellung, auch selbstverständlich mit Patienten, möglich.</p> <p>Die Kopfteilverstellung, positiv stufenlos bis 30°, der höhenverstellbaren Untersuchungs- und EKG-Liegen erfolgt per patentiertem Klemmstangenmechanismus.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p> <p>Leasing und Mietkauf Unsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier •;</p> <p>Angebotsanfrage hier •;</p>
2.175,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Spezialuntersuchungsliege und EKG-Liege, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm, Kopfteil positiv und negativ verstellbar
Art.Nr.: 705.4581
Spezialuntersuchungsliege und EKG-Liegen in kunststoffbeschichteter Ausführung. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Das Kopfteil ist stufenlos positiv und negativ um +/- 30° verstellbar. Optional auch in verchromter oder in Edelstahlgestell-Ausführung lieferbar. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm - ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
535,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Universalliege als Transportliege, Rollendurchmesser 75 mm, mit stufenloser Kopfteilverstellung +30°
Art.Nr.: 705.3824
Universalliege als Transportliege, standardmäßig mit vier leicht laufenden Rädern ausgestattet, D = 75 mm, zwei Stück davon sind feststellbar. Gegen Aufpreis sind auch Räder 125 mm Ø lieferbar. Die Kopfteilverstellung (+30°) erfolgt stufenlos per Klemmstangenmechanismus mit patentierter Federbremse. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm - ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
579,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Universalliege, für Adipositas-Patienten geeignet, belastbar bis 300 kg, Breite 800 mm, Höhe 650 mm
Art.Nr.: 705.3499
Universalliege, die für Adipositas-Patienten geeignet ist. Wegen des verstärkten Stahlrohrgestells mit den größeren Profilabmessungen, sowie den zusätzlichen Querverstrebungen unter der Liegefläche, ist die Liege robuster und daher belastbarer. Diese XXL-Liegen sind mit einem Patientengewicht von bis zu 300 kg belastbar. Die Kopfteilverstellung (+30°) erfolgt stufenlos per Klemmstangenmechanismus mit patentierter Federbremse. Zum Lieferumfang der XXL-Liegen gehört eine Papierrollenhalterstange, die zwischen dem Fußgestell am Fußende angebracht wird. •; Liegenhöhe: 650 mm Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
705,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, 3-teilig, Liegenbreite 650 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4481
Diedreigeteilte Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar, die Fußteile bis zu +20°. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm &ndash; ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 3-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (900 + 500 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
575,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, 3-teilig, Liegenbreite 800 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4481
Diedreigeteilte Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar, die Fußteile bis zu +20°. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm &ndash; ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 3-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (900 + 500 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
645,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, Liegenbreite 650 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4481
Die Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm &ndash; ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
446,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen, Liegenbreite 800 mm, Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm
Art.Nr.: 705.4117
Die Universaluntersuchungs- und EKG-Liegen ist in kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. Die Stabilität und Robustheit wird durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht. Eine Längsverstrebung ist daher überflüssig. Die Kopfteile sind per Klemmgriff stufenlos positiv bis zu 30° verstellbar. Wird bei Auftragserteilung keine Höhe angegeben, erfolgt die Lieferung in 650 mm Höhe. •; Liegenhöhe: 650, 700, 750 und 800 mm &ndash; ohne Aufpreis Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
578,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten




Untersuchungsliege - EKG-Liegen, Breite 650 mm, höhenverstellbar um 400 mm durch Handkurbel, Kopfteil anstellbar
Art.Nr.: 705.8123
Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 650 mm, durch Handkurbel um 400 mm höhenverstellbar. Um die höchste wipp- und schwingungsfreie Stabilität auch in der obersten Position bei 950 mm zu erreichen und um außerdem die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, wurde ein besonderer Höhenverstellmechanismus entwickelt. Um den großen Verstellbereich von 400 mm in kurzer Zeit überbrücken zu können, wurden die Hebelverhältnisse so gewählt, dass selbst bei schweren Patienten ein leichtes und ruckfreies Verstellen möglich ist. Das Kopfteil ist stufenlos, positiv um 30° anstellbar. Die Handkurbel kann durch bloßes Umstecken von einer Seite zur anderen getauscht werden. Die Bodenausgleichsschrauben, sowie die weite Auslage der Unterkonstruktion, garantieren auch auf unebenen Fußböden immer einen sicheren Stand. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
1.155,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Untersuchungsliege - EKG-Liegen, Breite 800 mm, höhenverstellbar um 400 mm durch Handkurbel, Kopfteil anstellbar
Art.Nr.: 705.8362
Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 800 mm, durch Handkurbel um 400 mm höhenverstellbar. Um die höchste wipp- und schwingungsfreie Stabilität auch in der obersten Position bei 950 mm zu erreichen und um außerdem die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, wurde ein besonderer Höhenverstellmechanismus entwickelt. Um den großen Verstellbereich von 400 mm in kurzer Zeit überbrücken zu können, wurden die Hebelverhältnisse so gewählt, dass selbst bei schweren Patienten ein leichtes und ruckfreies Verstellen möglich ist. Das Kopfteil ist stufenlos, positiv um 30° anstellbar. Die Handkurbel kann durch bloßes Umstecken von einer Seite zur anderen getauscht werden. Die Bodenausgleichsschrauben, sowie die weite Auslage der Unterkonstruktion, garantieren auch auf unebenen Fußböden immer einen sicheren Stand. Abmessungen Breite x Länge: •; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm) Farben gemäß Produktfarbkarte hier &hellip;
1.266,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik fabrikneu > Medizinische Liegen > •; Universalliegen



<p>Untersuchungsliege, Breite 650 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, Kopfteil stufenlos um 30° positiv verstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 705.1542</p>
<p>Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 650 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das optimale Übersetzungsverhältnis (<math>i=10\text{mm/Umdrehung}</math>) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Das kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten, ohne großen Kraftaufwand erfolgen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p>
<p>1.359,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege, Breite 800 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, Kopfteil stufenlos um 30° positiv verstellbar.</p>
<p>Art.Nr.: 705.5125</p>
<p>Untersuchungsliege und EKG-Liegen, Breite 800 mm, Höhenverstellung über Handkurbel, die vom Fußende aus bedient wird. Nach der Benutzung kann die Handkurbel unter die Liegefläche geschoben werden.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das optimale Übersetzungsverhältnis (<math>i=10\text{mm/Umdrehung}</math>) des wartungsfreien Getriebes sorgt bei der Handkurbelhöhenverstellung für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit. Das kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten, ohne großen Kraftaufwand erfolgen.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 800 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p>
<p>1.475,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>



<p>Untersuchungsliege, elektromotorisch um 200 mm höhenverstellbar, mit stufenlose, positiver Kopfteilverstellung um 30°</p>
<p>Art.Nr.: 705.4568</p>
<p>Elektromotorisch höhenverstellbare Untersuchungsliege - EKG-Liege. Die Höhenverstellung &amp;ndash; von 650 bis 850 mm - erfolgt über einen wartungsfreien und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der durch einen Handschalter mittels Luftimpuls gesteuert wird.</p> <p>Um eine Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die höhenverstellbaren Liegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt.</p> <p>Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere mechanische Einflüsse.</p> <p>Die stufenlose Kopfteilverstellung, 30° positiv, erfolgt per patentiertem Kopfstangenmechanismus.</p> <p>Anschlusswerte des Motors : 230V, 50/60 Hz., 3,7A, 850W, IP55, <math>v=14\text{mm/s}</math>, 7000N</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier &amp;hellip;</p> <p>Leasing und MietkaufUnsere Produkte können Sie ab einem Anschaffungswert von 2.000,00 EUR netto auch leasen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, in Medizintechnik zu investieren, um eigene Liquidität zu erhalten. Wir bieten Ihnen kostenoptimierte und auf Ihre Anliegen abgestimmte Leasing- oder Mietkaufverträge, bei attraktiven Konditionen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier &amp;hellip;</p> <p>Angebotsanfrage hier &amp;hellip;</p>
<p>2.075,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</p>

## Medizintechnik fabrikneu &gt; Medizinische Liegen &gt; •; Universalliegen



Untersuchungsliege, elektromotorisch um 260 mm höhenverstellbar, flächig belastbar bis 150 kg, Kopfteilverstellung
Art.Nr.: 705.6245
<p>Universalliege, elektromotorisch um 260 mm höhenverstellbar, flächig belastbar bis 150 kg, als eine preiswerte Variante. Zum Liegerumfang gehört die entsprechende Sicherheitssperbox.</p> <p>Die pneumatische Ansteuerung des Elektromotors erfolgt über einen Handschalter. Durch den rückseitig am Handschalter befestigten Magneten, kann der Handschalter beliebig am Stahlgestell platziert werden.</p> <p>Das Rahmengestell besteht aus Rechteckstahlrohr 40x20x1,5 mm und Das Fußteil mit dem Höhenverstellmechanismus aus dem Profil 55x34x2 mm.</p> <p>Das Kopfteil ist per Raster, in 13 Stufen, verstellbar. Gegen Aufpreis ist ein Papierrollenhalter lieferbar.</p> <p>Anschlusswerte des Motors : 230V, 50/60 Hz, 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N</p> <p>Abmessungen Breite x Länge:</p> <p>•; 2-teilig (BxL) = 650 x 1900 mm (1400 + 500 mm)</p> <p>Farben gemäß Produktfarbkarte hier •;</p>
1.475,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten